

# CORSTOP™

## BOUCHON DE STOMIE

Bouchon obturateur pour stomie digestive

### ► Descriptif

Pour les patients sous lavements coliques antégrades (ACE), lavements coliques antégrades de Malone (MACE), Caecostomie, Mitrofanoff, Monti et autres procédures similaires.

- Boucher les stomies entre les insertions de cathéters.
- Préserver une perméabilité des stomies.
- Couvrir et protéger les stomies.
- Aider à la prévention de sténose de stomie (fermeture ou resserrement de la stomie).
- Réutilisable sur un même patient.

### Pansement

- Maintien du bouchon et protection de la stomie



### Tige en silicone

- Disponible en différentes longueurs



Disque de rétention externe en silicone

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (CH/FR)	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
CORSTOP™ BOUCHON POUR STOMIE AVEC PANSEMENT	CH 8	15 mm	202262	450-0815
	CH 8	30 mm	202263	450-0830
	CH 8	60 mm	202264	450-0860
	CH 10	15 mm	202265	450-1015
	CH 10	30 mm	202266	450-1030
	CH 10	60 mm	202267	450-1060
	CH 12	30 mm	202269	450-1230
	CH 12	60 mm	202270	450-1260
	CH 12	100 mm	202268	450-12100
	CH 14	30 mm	202272	450-1430
	CH 14	100 mm	202271	450-14100

Conditionnement : unitaire



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives  
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

