

Catalogue

Nutrition entérale

Une gamme complète de dispositifs pour administrer nutriments et médicaments par **gastrostomie, jéjunostomie ou abord naso-entéral**.



www.aseptinmed.fr

La réponse aux besoins de chacun

Avec la mise en place d'une nutrition entérale de moyenne ou longue durée **chez l'adulte et l'enfant**.



Troubles de la déglutition d'origine

- ▶ Traumatique, ORL (malformations)
- ▶ Neurologique (SLA, Parkinson, SEP, AVC, coma prolongé)
- ▶ Mécanique (pneumopathies d'inhalation par fausse route, perte d'autonomie du sujet âgé)
- ▶ Affections neuromusculaires et cardiaques

Dénutrition

- ▶ Par carence d'apport ou hypercatabolisme (cancer, maladies inflammatoires digestives, anorexie, pathologies chroniques)
- ▶ Par augmentation des besoins énergétiques non couverts par l'alimentation orale (mucoviscidose, cardiopathie, séquelles d'anorexie cérébrale)



Dysphagie d'origine

- ▶ Oesophagienne (sténoses bénignes ou malignes)
- ▶ ORL (tumeurs VADS, séquelles chirurgicales ou radiques)

Autres

- ▶ Maladies métaboliques
- ▶ Pour la décompression gastro-intestinale (pseudo-obstructions, sténoses intestinales non chirurgicales, carcinomes péritonéaux)



SOMMAIRE

GAMME NASO-ENTÉRALE

Sonde naso-jéjunale p. 4

Sonde naso-gastrique p. 5

Fixations sondes naso-entérales p. 6

GAMME GASTROSTOMIE

Kits pour création de gastrostomie p. 7

Sondes de nutrition entérale à ballonnet p. 9

GAMME GASTRO-JÉJUNALE

Sondes gastro-jéjunales double lumière à ballonnet p. 13

Sondes gastro-jéjunales simple lumière à ballonnet p. 15

Sondes gastro-jéjunales sans ballonnet p. 17

Asept InMed, votre partenaire en Nutrition Entérale



30 ans d'expertise

En nutrition entérale



Outils éducatifs

Accessible depuis
l'espace professionnel sur
www.aseptinmed.fr



Supports patients

Livret patient
Fiches de soins et de
bonnes pratiques



Supports soignants

Poster d'utilisation illustré
Ateliers de formation sur
modèle fantôme



Digital

Vidéos pédagogiques
Témoignages patients
Tutoriels interactifs



Service

Expédition 24/48h partout
en France

SONDE NASO-GASTRIQUE CORFLO® ENFit™

Sonde nasogastrique CORFLO®

- 2 sites d'administration ENFit™ équipés de capuchons vissables

Pansement adhésif

- Fixation pour sondes nasales (p.6)



Repère centimétrique et information de diamètre

- Aide au placement et vérification du bon positionnement de la sonde



- Matière intégralement radio-opaque pour faciliter le contrôle radio du positionnement

- Leste intégrée en partie distale



Anti-obstruction

- 1 œillet latéral biseauté anti-obstruction

Pré-imprégnée de **lubrifiant C19** en interne et en externe pour **faciliter la pose** et bénéficier d'un **meilleur confort patient**

- Ⓡ Avant tout retrait de stylet/mandrin, lubrifier la sonde à l'aide d'une seringue ENFIT™ sur le port latéral en Y, cela évite les adhérences du stylet dans la sonde.

Le contrôle du positionnement de la sonde naso-gastrique est médico-légal et peut se faire sous trois formes. La radiologie reste le standard.

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS	CDT.	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
SONDE NASOGASTRIQUE CORFLO ENFIT™	CH 8	91 cm	3g	Boîte de 10 unités	202559	40-7368
	CH 8	109 cm	3g		202563	40-7438
	CH 8	109 cm	7g		202558	40-4438
	CH 10	109 cm	3g		202561	40-7431
	CH 12	109 cm	3g		202562	40-7432


Fabricant : AVANOS - Dispositif médical à usage unique de classe IIb

SONDE NASO-JÉJUNALE CORFLO® ENFit™



Sonde de transfert nasale

- ▶ Longueur 56 cm
- ▶ Placement aisé



Fil guide 0,035 " en 300cm

- ▶ Flexible avec revêtement en Téflon



Deux sites d'administration ENFit™ équipés de capuchons violets vissables


- ▶ Conforme à l'ISO 80369-3
- ▶ Système clos maintenu lors du rinçage

Sonde en polyuréthane

- ▶ Large lumière interne
- ▶ Complètement radio-opaque
- ▶ Revêtement externe activé à l'eau

Graduations centimétriques

- ▶ Contrôle visuel de la bonne position de la sonde



Extrémité ouverte

- ▶ Écoulement et aspiration optimisés

AVEC SON SYSTÈME DE RÉTENTION CORGRIP®



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø (FR/CH)	LONGUEUR	POIDS DU LEST	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
SONDE NASO JÉJUNALE CORFLO® ENFit™ lestée avec fil guide	CH 12	152 cm	7 g	202606	50-4602

Fabricant : Avanos - DM à usage unique de classe IIb - Conditionnement : Unitaire

Pansement adhésif

Fixation fiable et confortable des sondes nasales, tout en respectant la peau. Conçus pour limiter les décollements accidentels et favoriser la mobilité du patient.



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS	CDT.	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
FIXATION ADHÉSIVE POUR SONDE NASALE	x	12x4 cm	x	Boîte de 50 unités	203133	L2

Fabricant : WellEmpire - Pansement non stérile de classe I


Ancoris* Kit d'ancrage de tube

Maintenez les sondes de nutrition naso-entérales en place de manière optimale.

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø CLAMP	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
SYSTÈME DE FIXATION NASOGASTRIQUE	CH6	203202	ATAS-6-NSB
	CH8	203203	ATAS-8-NSB
	CH10	203204	ATAS-10-NSB
	CH12	203205	ATAS-12-NSB
	CH14	203206	ATAS-14-NSB

Fabricant : Avanos - Pansement non stérile de classe I



CORGRIP® Système de rétention

Maintenez les sondes de nutrition naso-entérales en place de manière optimale.

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø (FR/CH)	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
CORGRIP® Système de rétention pour sondes nasoentérales	CH8	202687	25-008
	CH10	202688	25-010
	CH12	202689	25-012
	CH14	202690	25-014
	CH16	202691	25-016
	CH18	202692	25-018


Fabricant : Avanos - DM à usage unique de classe IIa - Conditionnement : Boîte de 10 unités



KIT GPE MIC® & CORFLO® ENFit™

Une gamme complète de kits pour la mise en place d'une **Gastrostomie Percutanée Endoscopique** par la méthode «PULL».

KIT GPE MIC®



Connecteur ENFit™ avec site d'alimentation et de médication



Système de rétention externe Secur-lok®



Clamp



Bistouri



Fil guide



Aiguille + cathéter souple

KIT GPE CORFLO®



Connecteur ENFit™ : double site d'administration avec capuchons vissables

Manchon vissable



Clamp



Fil guide



Gel lubrifiant



Aiguille & trocart



Système de rétention interne avec mousse rétractable

Boucle



Systèmes de rétention externe : barre de fixation⁽¹⁾ et systèmes à angle droit⁽²⁾⁽³⁾.



Champ fenêtré adhésif & serviette

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø (FR/CH)	VERSION STANDARD		VERSION SPÉCIFIQUE	
		Cmde	Produit	Cmde	Produit
MIC® KIT GPE ENFit™	CH 14	202021	8644-14	202024 202027	9640-14* 8645-14
	CH 20	202022	8644-20	202025 202028	9640-20* 8645-20
	CH 24	202023	8644-24	202026	9640-24*
CORFLO® KIT GPE ENFit™	CH 12	202614	50-6012E2	-	-
	CH 16	202615	50-6016E2	-	-
	CH 20	202616	50-6020E2	-	-

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb - Conditionnement Kit MIC® : Unitaire - Conditionnement Kit CORFLO® : par 2 - * Références avec anse endoscopique

LES ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	Ø (FR/CH)	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
MIC® CONNECTEUR 2 VOIES ENFit™ *	CH 14	202066	8135-14
	CH 20	202067	8135-20
	CH 24	202068	8135-24
CORFLO® CONNECTEUR 2 VOIES ENFit™ **	CH 12	202617	50-6112
	CH 16	202618	50-6116
	CH 20	202619	50-6120
CLAMP MULTI DIAMÈTRE ***	-	201722	-

*Fabricant : Avanos - DM à usage unique de classe IIa - Conditionnement : Unitaire


**Fabricant : Avanos - DM de classe IIa - Conditionnement : 5 unités

***Fabricant : Asept InMed - Produit non stérile - Conditionnement : Sachet de 25 unités

KIT INTRODUCTEUR MIC®, MIC-KEY®

Un **concept exclusif de kit** pour la mise en place d'emblée d'une sonde MIC®, ou d'un bouton de gastrostomie MIC-KEY® à ballonnet par la **technique «Introducer»**.

Une **alliance de technologies** pour une pose sécurisée.




LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	TAILLE (FR/CH)	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
KIT INTRODUCTEUR pour sonde de gastrostomie MIC® ou bouton de gastrostomie MIC-KEY®	CH 12	201093	98430
	CH 14	201094	98431
	CH 16	201095	98432
	CH 18	201096	98433
	CH 20	201097	98434
KIT INTRODUCTEUR pour sonde gastro-jéjunale MIC® ou bouton gastro-jéjunale MIC-KEY®	CH 16	201100	98437
	CH 18	201101	98438

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe III - Cond : Unitaire - Sonde et bouton non fournis dans le kit. Instrument de mesure de la stomie inclus.

SONDE DE GASTROSTOMIE MIC® ENFit™

Une gamme complète **de sondes de gastrostomie à ballonnet avec ou sans site de médication.**



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE EXTERNE	RÉFÉRENCES		VOLUME GONFLEMENT BALLONNET	DIAMÈTRE INTERNE	
		Commande	Produit			
SONDE MIC® ENFit™ sans site de médication 2 voies	CH 12*	201983	8110-12LV	3ml	CH 6	2 mm
	CH 14*	201984	8110-14LV	5ml	CH 8	2,7 mm
	CH 16*	201985	8110-16LV		CH 10	3,3 mm
	CH 18*	201986	8110-18		CH 12	4 mm
	CH 20*	201987	8110-20		CH 14	4,7 mm
	CH 22*	201988	8110-22		CH 15	5 mm
	CH 24*	201989	8110-24		CH 18	6 mm
SONDE MIC® ENFit™ avec site de médication 3 voies	CH 12*	201973	8100-12LV	2-3ml	CH 6	2 mm
	CH 14*	201974	8100-14LV	3-5ml	CH 8	2,7 mm
	CH 16*	201975	8100-16LV	3-5ml	CH 10	3,3 mm
	CH 18*	201976	8100-18	7-10ml	CH 12	4 mm
	CH 20*	201977	8100-20		CH 14	4,7 mm
	CH 22*	201978	8100-22		CH 15	5 mm
	CH 24*	201979	8100-24		CH 18	6 mm
	CH 26	201980	8100-26		CH 19	6,3 mm
	CH 28	201981	8100-28		CH 21	7 mm
	CH 30	201982	8100-30		CH 22	7,3 mm

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb - Conditionnement unitaire - *CODE LPP : 6136120

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
	Commande
CLAMP MULTI DIAMÈTRE pour sonde de gastrostomie	201722

Fabricant : Asept InMed - Conditionnement : Sachet de 25 unités - Produit non stérile



Clamp

NEOSET MIC® ENFit™

Le set qui répond aux besoins et à la sécurité des patients à domicile. NEOSET MIC® ENFit™ apporte une **solution adaptée au renouvellement des sondes de gastrostomie**, notamment en cas d'urgence.

CONTENU DU KIT NEOSET MIC® ENFit™



1 sonde MIC® ENFit™
à ballonnet



1 sachet de gel
hydrosoluble



1 lingette
hydroalcoolique



1 seringue
10 ml



1 sachet de 5 compresses
non tissées



1 clamp



1 dosette
de sérum physiologique

LES RÉFÉRENCES

DIAMÈTRE EXTERNE	RÉFÉRENCES	VOLUME GONFLEMENT BALLONNET	DIAMÈTRE INTERNE	
	Commande			
CH 12*	202069	3ml	CH 6	2 mm
CH 14*	202070	5ml	CH 8	2,7 mm
CH 16*	202071		CH 10	3,3 mm
CH 18*	202072		CH 12	4 mm
CH 20*	202073		CH 14	4,7 mm
CH 22*	202074		CH 15	5 mm
CH 24*	202075		CH 18	6 mm
CH 26	202076		CH 19	6,3 mm
CH 28	202077		CH 21	7 mm
CH 30	202078		CH 22	7,3 mm

Fabricant : Asept InMed - Association de dispositifs médicaux portant le marquage CE - Conditionnement : unitaire


*CODE LPP : 6136120

BOUTON DE GASTROSTOMIE MIC-KEY® ENFit™

Une gastrostomie en toute **discrétion**.



CONTENU DU KIT MIC-KEY® ENFit™



LES RÉFÉRENCES

LONGUEUR STOMIE	CH 12		CH 14		CH 16		CH 18		CH 20		CH 24	
	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit
0.8 cm	201800	8140-12-0.8	201812	8140-14-0.8	201826	8140-16-0.8	201840	8140-18-0.8	201854	8140-20-0.8	-	-
1.0 cm	201801	8140-12-1.0	201813	8140-14-1.0	201827	8140-16-1.0	201841	8140-18-1.0	201855	8140-20-1.0	-	-
1.2 cm	201802	8140-12-1.2	201814	8140-14-1.2	201828	8140-16-1.2	201842	8140-18-1.2	201856	8140-20-1.2	-	-
1.5 cm	201803	8140-12-1.5	201815	8140-14-1.5	201829	8140-16-1.5	201843	8140-18-1.5	201857	8140-20-1.5	201868	8140-24-1.5
1.7 cm	201804	8140-12-1.7	201816	8140-14-1.7	201830	8140-16-1.7	201844	8140-18-1.7	201858	8140-20-1.7	201869	8140-24-1.7
2.0 cm	201805	8140-12-2.0	201817	8140-14-2.0	201831	8140-16-2.0	201845	8140-18-2.0	201859	8140-20-2.0	201870	8140-24-2.0
2.3 cm	201806	8140-12-2.3	201818	8140-14-2.3	201832	8140-16-2.3	201846	8140-18-2.3	201860	8140-20-2.3	201871	8140-24-2.3
2.5 cm	201807	8140-12-2.5	201819	8140-14-2.5	201833	8140-16-2.5	201847	8140-18-2.5	201861	8140-20-2.5	201872	8140-24-2.5
2.7 cm	201808	8140-12-2.7	201820	8140-14-2.7	201834	8140-16-2.7	201848	8140-18-2.7	201862	8140-20-2.7	201873	8140-24-2.7
3.0 cm	201809	8140-12-3.0	201821	8140-14-3.0	201835	8140-16-3.0	201849	8140-18-3.0	201863	8140-20-3.0	201874	8140-24-3.0
3.5 cm	201810	8140-12-3.5	201822	8140-14-3.5	201836	8140-16-3.5	201850	8140-18-3.5	201864	8140-20-3.5	201875	8140-24-3.5
4.0 cm	201811	8140-12-4.0	201823	8140-14-4.0	201837	8140-16-4.0	201851	8140-18-4.0	201865	8140-20-4.0	201876	8140-24-4.0
4.5 cm	-	-	201824	8140-14-4.5	201838	8140-16-4.5	201852	8140-18-4.5	201866	8140-20-4.5	201877	8140-24-4.5
5.0 cm	-	-	201825	8140-14-5.0	201839	8140-16-5.0	201853	8140-18-5.0	201867	8140-20-5.0	201878	8140-24-5.0

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb - Conditionnement : unitaire - **CODE LPP : 6136083**

SON PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™

Spécialement conçu pour le bouton MIC-KEY® : gage de fiabilité et d'efficacité du bouton.



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONNEXION SECUR-LOK®	SITE D'ADMINISTRATION ENFit™	LONGUEUR	RÉFÉRENCES		CDT.
				Commande	Produit	
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	coudé	double voie	30 cm	201879	0141-12	5 unités
			30 cm	202455	0141-12-200	200 unités
			60 cm	201880	0141-24	5 unités
			60 cm	202456	0141-24-200	200 unités
			5 cm	201881	0142-02	5 unités
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	coudé	simple voie	30 cm	202461	0144-12	5 unités
			60 cm	202462	0144-24	5 unités
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	droit	simple voie	30 cm	201882	0143-12	5 unités
			60 cm	201883	0143-24	5 unités


Fabricant : Avanos - DM de classe IIa - *CODE LPP : 6136108

SON INSTRUMENT DE MESURE DE LA STOMIE

Indispensable pour la pose d'un 1er bouton.
Repères de positionnement permettant une mesure précise.

Site permettant le passage du fil guide

Site de gonflement du ballonnet



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	
	Commande	Produit
INSTRUMENT DE MESURE DE LA STOMIE	200452	98460

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe Is
Conditionnement : Boîte de 10 unités

Bouton gastro-jéjunal MIC-KEY® ENFit™ lesté

A travers une gastrostomie existante ou d'emblée grâce au kit introducteur, le confort d'une **sonde gastro-jéjunale «à fleur de peau»** offrant une conception **double lumière** pour une nutrition entérale précoce et une décompression gastrique.



KIT INTRODUCTEUR MIC®, MIC-KEY®

PLACEMENT	CH 14		CH 16		CH 18	
	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit
ENDOSCOPIQUE	201094	98431	201095	98432	201096	98433
RADIOLOGIQUE	-	-	201100	98437	201101	98438

DM de classe III - Conditionnement : Unitaire.

BOUTON GASTRO-JÉJUNAL MIC-KEY® ENFit™ DOUBLE LUMIÈRE - LESTÉ

LONGUEUR STOMIE	LONGUEUR JÉJUNALE	CH 14		CH 16		CH 18		CH 22	
		Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit
1.0 cm	15 cm	202470	8270-14-1.0-15	201910	8270-16-1.0-15	-	-	-	-
	22 cm	202474	8270-14-1.0-22	201911	8270-16-1.0-22	-	-	-	-
1.2 cm	15 cm	202471	8270-14-1.2-15	201912	8270-16-1.2-15	-	-	-	-
	22 cm	202475	8270-14-1.2-22	201913	8270-16-1.2-22	201934	8270-18-1.2-22	-	-
	30 cm	202479	8270-14-1.2-30	201914	8270-16-1.2-30	201935	8270-18-1.2-30	-	-
1.5 cm	15 cm	202472	8270-14-1.5-15	201915	8270-16-1.5-15	-	-	-	-
	22 cm	202476	8270-14-1.5-22	201916	8270-16-1.5-22	201936	8270-18-1.5-22	-	-
	30 cm	202480	8270-14-1.5-30	201917	8270-16-1.5-30	201937	8270-18-1.5-30	-	-
	45 cm	202486	8270-14-1.5-45	201918	8270-16-1.5-45	201938	8270-18-1.5-45	201953	8270-22-1.5-45
1.7 cm	15 cm	202473	8270-14-1.7-15	201919	8270-16-1.7-15	-	-	-	-
	22 cm	202477	8270-14-1.7-22	201920	8270-16-1.7-22	201939	8270-18-1.7-22	-	-
	30 cm	202481	8270-14-1.7-30	201921	8270-16-1.7-30	201940	8270-18-1.7-30	-	-
	45 cm	202487	8270-14-1.7-45	201922	8270-16-1.7-45	201941	8270-18-1.7-45	201954	8270-22-1.7-45
2.0 cm	22 cm	202478	8270-14-2.0-22	201923	8270-16-2.0-22	201942	8270-18-2.0-22	-	-
	30 cm	202482	8270-14-2.0-30	201924	8270-16-2.0-30	201943	8270-18-2.0-30	-	-
	45 cm	202488	8270-14-2.0-45	201925	8270-16-2.0-45	201944	8270-18-2.0-45	201955	8270-22-2.0-45
2.3 cm	30 cm	202483	8270-14-2.3-30	201926	8270-16-2.3-30	201945	8270-18-2.3-30	-	-
	45 cm	202489	8270-14-2.3-45	201927	8270-16-2.3-45	201946	8270-18-2.3-45	201956	8270-22-2.3-45
2.5 cm	30 cm	202484	8270-14-2.5-30	201928	8270-16-2.5-30	201947	8270-18-2.5-30	-	-
	45 cm	202490	8270-14-2.5-45	201929	8270-16-2.5-45	201948	8270-18-2.5-45	201957	8270-22-2.5-45
2.7 cm	30 cm	202485	8270-14-2.7-30	201930	8270-16-2.7-30	201949	8270-18-2.7-30	-	-
	45 cm	202491	8270-14-2.7-45	201931	8270-16-2.7-45	201950	8270-18-2.7-45	201958	8270-22-2.7-45
3.0 cm	45 cm	202492	8270-14-3.0-45	201932	8270-16-3.0-45	201951	8270-18-3.0-45	201959	8270-22-3.0-45
3.5 cm	45 cm	202493	8270-14-3.5-45	201933	8270-16-3.5-45	201952	8270-18-3.5-45	201960	8270-22-3.5-45
4.0 cm	45 cm	202786	8270-14-4.0-45	202793	8270-16-4.0-45	202800	8270-18-4.0-45	202807	8270-22-4.0-45
4.5 cm	45 cm	202787	8270-14-4.5-45	202794	8270-16-4.5-45	202801	8270-18-4.5-45	202808	8270-22-4.5-45
5.0 cm	45 cm	202788	8270-14-5.0-45	202795	8270-16-5.0-45	202802	8270-18-5.0-45	202809	8270-22-5.0-45
5.5 cm	45 cm	202789	8270-14-5.5-45	202796	8270-16-5.5-45	202803	8270-18-5.5-45	202810	8270-22-5.5-45
6.0 cm	45 cm	202790	8270-14-6.0-45	202797	8270-16-6.0-45	202804	8270-18-6.0-45	202811	8270-22-6.0-45
6.5 cm	45 cm	202791	8270-14-6.5-45	202798	8270-16-6.5-45	202805	8270-18-6.5-45	202812	8270-22-6.5-45
7.0 cm	45 cm	202792	8270-14-7.0-45	202799	8270-16-7.0-45	202806	8270-18-7.0-45	202813	8270-22-7.0-45


Conditionnement : Unitaire

PROLONGATEURS MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™

DÉSIGNATION	CONNEXION SECUR-LOK®	SITE D'ADMINISTRATION ENFit™	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	coudé	double voie	30 cm	201879	0141-12
			60 cm	201880	0141-24
			5 cm	201881	0142-02
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	coudé	simple voie	30 cm	202461	0144-12
			60 cm	202462	0144-24
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	droit	simple voie	30 cm	201882	0143-12
			60 cm	201883	0143-24

DM de classe IIa - Conditionnement : 5 unités - *CODE LPP : 6136108

Sonde gastro-jéjunale MIC® ENFit™ lestée



LES RÉFÉRENCES

DIAMÈTRE (CH/FR)	LONGUEUR JÉJUNALE	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
CH 16	15 cm	202001	86501615
	22 cm	202002	86501622
	30 cm	202003	86501630
	45 cm	202000	865016
CH 18	22 cm	202005	86501822
	30 cm	202006	86501830
	45 cm	202004	865018
CH 22	45 cm	202007	865022

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb
Conditionnement : Unitaire

Gamme complète

- CH16 à 22
- 4 longueurs jéjunales : 15cm / 22cm / 30cm et 45 cm

Sonde gastro-jéjunale MIC® ENFit™ lestée



LES RÉFÉRENCES

DIAMÈTRE (CH/FR)	LONGUEUR JÉJUNALE	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
CH 16	25,4 cm	201991	8210-16LV
CH 18	25,4 cm	201993	8210-18LV
CH 16	57,9 cm	201990	8210-16
CH 18	57,9 cm	201992	8210-18
CH 20	57,9 cm	201994	8210-20
CH 22	57,9 cm	201995	8210-22
CH 24	57,9 cm	201996	8210-24
CH 26	57,9 cm	201997	8210-26
CH 28	57,9 cm	201998	8210-28
CH 30	57,9 cm	201999	8210-30

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb -
Conditionnement : 2 unités

Sonde gastro-jéjunale MIC® ENFit™ non lestée




LES RÉFÉRENCES

DIAMÈTRE EXTERNE (CH/FR)	LONGUEUR JÉJUNALE	RÉFÉRENCES	
		Cmde	Produit
CH 12	45 cm	202011	8200-12LV
CH 14	45 cm	202012	8200-14
CH 16	45 cm	202013	8200-16
CH 18	45 cm	202014	8200-18
CH 20	45 cm	202015	8200-20
CH 22	45 cm	202016	8200-22
CH 24	45 cm	202017	8200-24

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb -
Conditionnement : 2 unités

Bouton gastro-jéjunal MIC-KEY® ENFit™ non lesté



LES RÉFÉRENCES

LONGUEUR STOMIE	LONGUEUR JÉJUNALE	CH 14		CH 18	
		Commande	Produit	Commande	Produit
0.8 cm	81 cm	201884	8230-14-0.8	201897	8230-18-0.8
1.0 cm	81 cm	201885	8230-14-1.0	201898	8230-18-1.0
1.2 cm	81 cm	201886	8230-14-1.2	201899	8230-18-1.2
1.5 cm	81 cm	201887	8230-14-1.5	201900	8230-18-1.5
1.7 cm	81 cm	201888	8230-14-1.7	201901	8230-18-1.7
2.0 cm	81 cm	201889	8230-14-2.0	201902	8230-18-2.0
2.3 cm	81 cm	201890	8230-14-2.3	201903	8230-18-2.3
2.5 cm	81 cm	201891	8230-14-2.5	201904	8230-18-2.5
2.7 cm	81 cm	201892	8230-14-2.7	201905	8230-18-2.7
3.0 cm	81 cm	201893	8230-14-3.0	201906	8230-18-3.0
3.5 cm	81 cm	201894	8230-14-3.5	201907	8230-18-3.5
4.0 cm	81 cm	201895	8230-14-4.0	201908	8230-18-4.0
4.5 cm	81 cm	201896	8230-14-4.5	201909	8230-18-4.5

Fabricant : Avanos - DM stérile à usage unique de classe IIb - Conditionnement : unitaire

L'équipe NUTRITION ENTÉRALE



BAPTISTE HERBAUT

bherbaut@aseptinmed.fr
07.79.40.48.05



ODILE CARPENTIER

ocarpentier@aseptinmed.fr
06.23.58.08.67



CLÉMENCE RUBION

crubion@aseptinmed.fr
06.12.80.57.26



MELISSAN MANSOT

mmansot@aseptinmed.fr
06.25.28.23.67



FLORENTIN CHASSAGNAUD - référent

fchassagnaud@aseptinmed.fr
06.04.98.11.05




KATHLEEN MESPLES

kmesples@aseptinmed.fr
06.34.04.04.67



JACQUES MAZELLA

jmazella@aseptinmed.fr
06.12.80.57.62



RICHARD PAROUTI

Responsable des ventes
rparouti@aseptinmed.fr
06.34.48.25.50



SIMON JACQUOT

Spécialiste produits - DH
sjacquot@aseptinmed.fr
06.12.80.57.17



HÉLÈNE GUÉRARD

Spécialiste produits - Consommables
hguerard@aseptinmed.fr
07.72.21.76.09



JORDAN HUGONIN

Animateur des ventes IDF - DH
jhugonin@aseptinmed.fr
07.76.73.97.33



📍 9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives 📞 +33 (0)5 62 57 69 00
📠 +33 (0)5 62 57 69 01 🌐 Découvrez notre site **www.aseptinmed.fr**

2025 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Crédit Photo : Asept InMed et Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux destinés à la gastrostomie et à la nutrition entérale - Fabricants et Classes précisés sous chaque tableau de références - DM Avanos certifiés CE2797 - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Document à l'usage des professionnels de santé.