



NOTRE GAMME DE  
**SOINS À DOMICILE**

# CATALOGUE DOMICILE

Une gamme complète de dispositifs pour les soins à domicile.

- ▶ Nutrition entérale et perfusion
- ▶ Prise en charge améliorée
- ▶ Confort du patient

# NUTRITION ENTÉRALE

---

DES SONDÉS À BALLONNET...

PAGES 3 & 4




... AUX NÉCESSAIRES DE SOINS

PAGE 5 & 6



... JUSQU'ÀUX ACCESSOIRES

PAGES 7 & 8



## Bouton de gastrostomie MIC-KEY® ENFIT™

Une gastrostomie en toute **discrétion**.



### CONTENU DU KIT MIC-KEY® ENFIT™

-  **1 bouton MIC-KEY®** à ballonnet
-  **1 prolongateur Secur-Lok® ENFit™** coudé, double voie (Y)
-  **1 prolongateur Secur-Lok® ENFit™** droit, simple voie
-  **1 seringue** 6 ml
-  **1 seringue ENFit™** 35 ml
-  **4 compresses** 10 x 10cm

### LES RÉFÉRENCES

LONGUEUR STOMIE	CH 12		CH 14		CH 16		CH 18		CH 20		CH 24	
	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit	Cmde	Produit
0.8 cm	201800	8140-12-0.8	201812	8140-14-0.8	201826	8140-16-0.8	201840	8140-18-0.8	201854	8140-20-0.8	-	-
1.0 cm	201801	8140-12-1.0	201813	8140-14-1.0	201827	8140-16-1.0	201841	8140-18-1.0	201855	8140-20-1.0	-	-
1.2 cm	201802	8140-12-1.2	201814	8140-14-1.2	201828	8140-16-1.2	201842	8140-18-1.2	201856	8140-20-1.2	-	-
1.5 cm	201803	8140-12-1.5	201815	8140-14-1.5	201829	8140-16-1.5	201843	8140-18-1.5	201857	8140-20-1.5	201868	8140-24-1.5
1.7 cm	201804	8140-12-1.7	201816	8140-14-1.7	201830	8140-16-1.7	201844	8140-18-1.7	201858	8140-20-1.7	201869	8140-24-1.7
2.0 cm	201805	8140-12-2.0	201817	8140-14-2.0	201831	8140-16-2.0	201845	8140-18-2.0	201859	8140-20-2.0	201870	8140-24-2.0
2.3 cm	201806	8140-12-2.3	201818	8140-14-2.3	201832	8140-16-2.3	201846	8140-18-2.3	201860	8140-20-2.3	201871	8140-24-2.3
2.5 cm	201807	8140-12-2.5	201819	8140-14-2.5	201833	8140-16-2.5	201847	8140-18-2.5	201861	8140-20-2.5	201872	8140-24-2.5
2.7 cm	201808	8140-12-2.7	201820	8140-14-2.7	201834	8140-16-2.7	201848	8140-18-2.7	201862	8140-20-2.7	201873	8140-24-2.7
3.0 cm	201809	8140-12-3.0	201821	8140-14-3.0	201835	8140-16-3.0	201849	8140-18-3.0	201863	8140-20-3.0	201874	8140-24-3.0
3.5 cm	201810	8140-12-3.5	201822	8140-14-3.5	201836	8140-16-3.5	201850	8140-18-3.5	201864	8140-20-3.5	201875	8140-24-3.5
4.0 cm	201811	8140-12-4.0	201823	8140-14-4.0	201837	8140-16-4.0	201851	8140-18-4.0	201865	8140-20-4.0	201876	8140-24-4.0
4.5 cm	-	-	201824	8140-14-4.5	201838	8140-16-4.5	201852	8140-18-4.5	201866	8140-20-4.5	201877	8140-24-4.5
5.0 cm	-	-	201825	8140-14-5.0	201839	8140-16-5.0	201853	8140-18-5.0	201867	8140-20-5.0	201878	8140-24-5.0

Fabricant : Avanos - DM de classe IIb certifié CE2797 - Conditionnement : unitaire - **CODE LPP : 6136083** - Pris en charge par l'assurance maladie

## Son prolongateur MIC-KEY® Secur-Lok® ENFit™

Spécialement conçu pour le bouton MIC-KEY® : gage de fiabilité et d'efficacité du bouton.

En effet, le prolongateur garantit le bon fonctionnement de la valve anti-retour du bouton et donc sa qualité. Il permet son ouverture progressive ainsi que sa fermeture, mais également d'éviter les déconnexions intempestives qui occasionnent des fuites de nutrition.



### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONNEXION SECUR-LOK®	SITE D'ADMINISTRATION ENFit™	LONGUEUR	CDT	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	coudé	double voie	30 cm	5	201879	0141-12
			30 cm	200	202455	0141-12-200
			60 cm	5	201880	0141-24
			60 cm	200	202456	0141-24-200
			5 cm	5	201881	0142-02
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	coudé	simple voie	30 cm	5	202461	0144-12
			30 cm	200	202459	0144-12-200
			60 cm	5	202462	0144-24
PROLONGATEUR MIC-KEY® SECUR-LOK® ENFit™	droit	simple voie	30 cm	5	201882	0143-12
			30 cm	200	202457	0143-12-200
			60 cm	5	201883	0143-24

Fabricant : Avanos - DM de classe IIa certifié CE2797 - \*CODE LPP : 6136108 - Pris en charge par l'assurance maladie

## NeoSet MIC® ENFit™

Le set qui répond aux besoins et à la sécurité des patients à domicile. NEOSET MIC® ENFit™ apporte une **solution adaptée au renouvellement des sondes de gastrostomie**, notamment en cas d'urgence.



### CONTENU DU KIT NEOSET MIC® ENFit™



**1 sonde MIC® ENFit™**  
à ballonnet



**1 sachet de gel**  
hydrosoluble



**1 lingette**  
hydroalcoolique



**1 seringue**  
10 ml



**1 sachet de 5 compresses**  
non tissées



**1 clamp**



**1 dosette**  
de sérum physiologique

### LES RÉFÉRENCES

DIAMÈTRE EXTERNE	RÉFÉRENCES	VOLUME GONFLEMENT BALLONNET	DIAMÈTRE INTERNE	
	Commande			
CH 12*	202069	3-5ml	CH 6	2 mm
CH 14*	202070		CH 8	2,7 mm
CH 16*	202071		CH 10	3,3 mm
CH 18*	202072	7-10ml	CH 12	4 mm
CH 20*	202073		CH 14	4,7 mm
CH 22*	202074		CH 15	5 mm
CH 24*	202075		CH 18	6 mm
CH 26	202076		CH 19	6,3 mm
CH 28	202077		CH 21	7 mm
CH 30	202078		CH 22	7,3 mm

Fabricant : Asept InMed - Association de dispositifs médicaux portant le marquage CE - Conditionnement : unitaire

\*CODE LPP : 6136120 - Pris en charge par l'assurance maladie

# NÉCESSAIRE DE SOINS POUR NUTRITION ENTÉRALE

## NeoSoins®

La réponse aux soins de nutrition entérale à domicile.



### EXEMPLE DE RÉFÉRENCE (202900)



**8 seringues ENFit™**  
60 ml



**10 dosettes**  
de sérum physiologique



**10 pansements avec compresse**  
15x9cm



**50 sachets de 2 compresses**  
non tissées



**10 pansements adhésifs**  
15x20cm



**1 sparadrap**



### ► Soins pour sonde de gastrostomie & jéjunostomie - version ENFit™

COMPOSANTS	CODE LPP INDIVIDUEL	TARIF LPP TTC*	STANDARD	TAILLE +	PEAUX SENSIBLES
			Réf. 202900	Réf. 202901	Réf. 203157
Dosette sérum physiologique 5ml	-	-	10	10	10
Pansements avec compresse absorbante 15x9 cm	6384467	11,08€	10	-	-
Pansements avec compresse absorbante 20x9 cm	6384473	14,17€	-	10	-
Pansements en polyuréthane transparent 15x20 cm	6384480	15,95€	10	10	-
Seringue 60ml (embout ENFit™)	-	-	8	8	8
Sparadrap non élastique 5mx2,5cm	6385099	2,94€	1	1	1
Pochette de 2 compresses non tissées stériles 10x10cm	6385113	6,51€	50	50	-
Pochette de 2 compresses non tissées stériles 10x10cm	6381121	6,51€	-	-	50
Pansements hydrocellulaire 17,5x17,5cm	6356590	56,84€	-	-	10
<b>Total LPP TTC**</b>			<b>36,48€</b>	<b>39,57€</b>	<b>66,29€</b>

\*DOM-TOM majorations à appliquer selon territoire. Tarifs LPP à titre indicatif. Une variation est possible, indépendamment d'Asept InMed.

Fabricant : Asept InMed - Association de dispositifs médicaux portant le marquage CE - Conditionnement : 5 unités

\*\* Pris en charge par l'assurance maladie



### ► Soins pour sonde nasogastrique - version ENFit™

COMPOSANTS	CODE LPP INDIVIDUEL	TARIF LPP TTC*	ADULTE	PÉDIATRIQUE	PEAUX SENSIBLES
			Réf. 202902	Réf. 202903	Réf. 203156
Dosette sérum physiologique 5ml	-	-	10	10	10
Seringue 20ml (embout ENFit™)	-	-	-	8	-
Seringue 60ml (embout ENFit™)	-	-	8	-	8
Sachet de gel lubrifiant 5g	-	-	2	2	2
Pansements en polyuréthane transparent 12*10cm	6344090	10,55	10	10	10
Pansements hydrocolloides 15x15cm	6384504	54,61€	-	10	10
Lingette nettoyante pré-imprégnée de solvant isopropylique	-	-	10	10	10
Sparadrap non-élastique 5mx2,5cm	6385099	2,94€	1	1	1
Pochette de 2 compresses non tissées stériles 10x10cm	6385120	4,80€	25	25	25
<b>Total LPP TTC**</b>			<b>18,29€</b>	<b>72,90€</b>	<b>72,90€</b>

\*DOM-TOM majorations à appliquer selon territoire. Tarifs LPP à titre indicatif. Une variation est possible, indépendamment d'Asept InMed.

Fabricant : Asept InMed - Association de dispositifs médicaux portant le marquage CE - Conditionnement : 5 unités

\*\* Pris en charge par l'assurance maladie

## Seringues ENFit™

Les seringues de nutrition entérale ENFit® sont conçues pour améliorer la **sécurité des patients** et permettre une administration optimale de l'alimentation entérale, de la médication et de l'hydratation **en réduisant le risque de mauvais raccordement (selon la norme ISO 80369)**.

### Graduation

- ▶ Pour une administration précise

### Piston violet

- ▶ Pour un usage entéral

### Connectique ENFit™ femelle

- ▶ Pour un raccordement sécurisé conformément à la norme ISO 80369-3

### Joint lubrifié avec 2 anneaux de rétention

- ▶ Étanchéité optimale
- ▶ Glissance aisée

### Corps transparent

- ▶ Visualisation aisée



## Les références

DÉSIGNATION	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
SERINGUE SÉCURISÉE ENFit™ JOINT CAOUTCHOUC ORIFICE DÉPORTÉ	60 ml	30 unités	202500	SE60S
SERINGUE SÉCURISÉE ENFit™ JOINT CAOUTCHOUC	30 ml	50 unités	203092	SE30S
	20 ml	50 unités	202501	SE20S
	10 ml	100 unités	203091	SE10S
SERINGUE SÉCURISÉE ENFit™ JOINT CAOUTCHOUC LOW DOSE	5 ml	100 unités	203090	SE05S
	3 ml	100 unités	203089	SE03S
	1 ml	100 unités	203088	SE01S

Fabricant : MicSafe - Dispositif médical stérile à usage unique Classe Is CE0197

## Les références : capuchons



DÉSIGNATION	TYPE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
CAPUCHON POUR SERINGUE SÉCURISÉE ENFit™ JOINT SILICONE - LOW DOSE	Clipsable	100 unités	203100	HM01P

Fabricant : MicSafe

## Accessoires kit GPE MIC® & CORFLO® ENFit™

Des accessoires pour la mise en place d'une **Gastrostomie Percutanée Endoscopique par la méthode «PULL»**.



Connecteur ENFit™ avec site d'alimentation et de médication



Connecteur ENFit™ : double site d'administration avec capuchons vissables



Clamp



NeoBrushENFit® : nettoyage de connexion ENFit™

Manchon vissable

### LES ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	Ø (FR/CH)	CDT.	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
MIC® CONNECTEUR 2 VOIES ENFit™ *	CH 14	1	202066	8135-14
	CH 20	5	202067	8135-20
	CH 24	1	202068	8135-24
CORFLO® CONNECTEUR 2 VOIES ENFit™ *	CH 12	5	202617	50-6112
	CH 16	5	202618	50-6116
	CH 20	5	202619	50-6120
CLAMP MULTI DIAMÈTRE **	-	25	201722	-
NEOBRUSH® ENFit™ *** Ecouvillon de nettoyage connectique ENFit™	-	30	222570	-

\* Fabricant : Avanos - DM de classe IIa non stérile à usage unique, certifié CE2797

\*\* Fabricant : Asept InMed - Conditionnement : Sachet de 25 unités - Accessoire non stérile

\*\*\* Fabricant : Asept InMed - Conditionnement : Boîte de 30 unités - Usage 24h

## Instrument de mesure de la stomie


**Indispensable pour la pose d'un premier bouton.**

Repères de positionnement permettant une mesure précise.

Site permettant le passage du fil guide



Site de gonflement du ballonnet



Disque permettant de lire la mesure

Graduation

Extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	
	Commande	Produit
INSTRUMENT DE MESURE DE LA STOMIE	200452	98460-02

Fabricant : Avanos - DM de classe Is stérile à usage unique, certifié CE2797

Conditionnement : Boîte de 10 unités


**Pour les gammes sondes nasogastriques, sondes de jéjunostomie ou autres : veuillez nous contacter via nos coordonnées en dernière page du catalogue.**



# PERFUSION

DE L'ADMINISTRATION MÉDICAMENTEUSE...

PAGES 10 & 11




... AUX ABORDS VASCULAIRES PÉRIPHÉRIQUES

PAGES 14 & 15




... & DE PERFUSION PAR GRAVITÉ

PAGE 16



... JUSQU'AUX ACCESSOIRES

PAGE 17



## NeoPump®

Diffuseur portable polyisoprène souple optimisant le confort pour le patient.

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	VOLUME MAXIMUM
			Commande	
NEOPUMP® 40ML	30 min	80	203072	60 ml
	1 heure	40	203011	
	4 heures	10	203018	
	8 heures	5	203016	
	10 heures	4	203075	
	16 heures	2,5	203087	
NEOPUMP® 48ML	24 heures	2	202996	60 ml
	48 heures	1	203013	
NEOPUMP® 50ML	30 min	100	203154	50 ml
NEOPUMP® 96ML	12 heures	8	202989	120 ml
	48 heures	2	202993	
NEOPUMP® 84ML	7 jours	0,5	203071	120 ml
NEOPUMP® 100ML	30 min	200	202991	120 ml
	1 heures	100	202992	
	2 heures	50	203073	
	2 heures	50	202992	
	20 heures	5	202997	
NEOPUMP® 120ML	12 heures	10	202990	120 ml
	48 heures	2,5	202994	
NEOPUMP® 240ML	24 heures	10	203008	360 ml
	48 heures	5	202995	
	5 jours	2	203012	
NEOPUMP® 250ML	12 heures	20,8	203010	360 ml
NEOPUMP® 272ML	39 heures	7	203064	360 ml
NEOPUMP® 300ML	1,5 heures	200	203019	360 ml
	6 heures	50	203070	
NEOPUMP® 400ML	4 heures	100	203014	500 ml
NEOPUMP® 500ML	2 heures	250	203009	520 ml
	12 heures	41,6	203006	
	24 heures	20,8	203007	

Fabricant : Adriamed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIb certifié CE0051  
Conditionnement : par 20 ou par 30 unités



Retrouvez nos accessoires pour l'administration médicamenteuse (NeoPump®, Dosifuser®) p.13

# Dosifuser®

Diffuseur portable polyisoprène rigide pour la perfusion ambulatoire.

## LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	VOLUME MAXIMUM
			Commande	
DOSI-FUSER® 65ml	30 minutes	130	200855	80 ml
	1 heure	65	200702	
	2 heures	32	200701	
	5 heures	13	200870	
	12 heures	5,4	200673	
	1 jour	2,7	200670	
	2 jours	1,3	200667	
	3 jours	0,9	201554	
	5 jours	0,5	200664	
DOSI-FUSER® 100ml	30 minutes	200	201128	130 ml
	1 heure	100	201127	
	12 heures	8,3	201558	
	1 jour	4,2	202037	
	2 jours	2	200876	
	3 jours	1,4	201555	
DOSI-FUSER® 150ml	30 minutes	300	200706	180 ml
	1 heure	150	200705	
	2 heures	75	200704	
	5 heures	30	200703	
	12 heures	12	201559	
	1 jour	6,2	200671	
	2 jours	3,1	200668	
	3 jours	2,1	201556	
	5 jours	1,2	200665	
7 jours	0,9	200650		
DOSI-FUSER® 250ml	1 heure	250	200709	300 ml
	2 heures	125	200708	
	5 heures	50	200707	
	1 jour	10,4	200672	
	2 jours	5,2	200669	
	3 jours	3,5	201557	
	5 jours	2,1	200666	
	7 jours	1,5	200651	
DOSI-FUSER® 400ml	4 heures	100	201775	420 ml
	2 jours	8,3	201768	
DOSI-FUSER® 500ml	2 heures	250	201774	525 ml
	12 heures	41,6	201772	
	2 jours	10,4	201769	
DOSI-FUSER® 600ml	12 heures	50	201773	650 ml
	1 jour	25	201771	
	2 jours	12,5	201770	



Fabricant : Leventon - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIb certifié CE0297 - Conditionnement : De 65ml à 250 ml / par 10 unités - De 400ml à 600 ml / Par 7 unités. Les Dosi-Fuser® 7 jours et les gros volumes (400-500-600 ml) sont livrés sans seringue.

## Nécessaires d'hydratation

Notre gamme de nécessaires d'hydratation comprend **1 diffuseur portable souple**, en kit avec les accessoires requis pour le remplissage et la pose.


**Nouveauté !**

✓ GAIN DE PLACE

✓ TEMPS DE PRÉPARATION RÉDUIT



Diffuseur portable **NEOPUMP®**  
500 ml / 12 heures



1 Prolongateur de remplissage



2 Seringue  
60 ml



3 Champ stérile  
37 x 45 cm



4 5 compresses stériles  
7,5 x 7,5 cm








### ► RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION DU PRODUIT	CDT. CARTON	CDT. PALETTE	RÉFÉRENCE
			Commande
KIT HYDRATATION 500ML (1 DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP®)	1 carton pour 40 nécessaires + 4 sacoches ceintures pour diffuseur portable 250-600ml	24 cartons pour 960 nécessaires	203085
KIT HYDRATATION 500ML (1 DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP®) + GANTS NITRILE	1 carton pour 40 nécessaires + 4 sacoches ceintures pour diffuseur portable 250-600ml + sachet de 2 gants en nitrile	24 cartons pour 960 nécessaires	203149

## Accessoires diffuseurs

Etuis de transport et prolongateur de remplissage destinés à l'administration médicamenteuse.

### ► Accessoires pour NeoPump®, Dosifuser® et Homepump®

RÉFÉRENCE COMMANDE	DÉSIGNATION	
202838	Sacoche ceinture pour diffuseurs portables 50-270ml Fabricant : Fartley	
203000	Sacoche ceinture pour diffuseurs portables NeoPump 40-250 ml Fabricant : AFSSO	
201130	Sacoche ceinture pour diffuseurs portables jusqu'à 500ml Fabricant : AFSSO	
202644	Filet pour salle d'eau Fabricant : Leventon	
202645	Filet pour salle d'eau Fabricant : Leventon	
203015	Prolongateur de remplissage avec valve anti-retour Fabricant : Adriamed - DM de classe Is certifié 0051	

## Nouvo safety set®

Gamme Nouvo Safety Set® : des cathéters périphériques courts **sécurisés avec prolongateur intégré** et valve bidirectionnelle système clos.

► La gamme Nouvo Safety Set®

1 voie



2 voies, 1 valve



Clamp plat sous cutanée, 1 voie



### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø EXTERNE CATHÉTER	LONGUEUR CATHÉTER	DÉBIT	LONGUEUR PROLONGATEUR	CODE COULEUR	RÉFÉRENCES
						Commande
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 1 voie ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202667
	1,1 mm	32 mm	58 ml/min		● 20 G	202668
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202669
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202670
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202663
	1,1 mm	32 mm	58 ml/min		● 20 G	202664
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202665
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202666
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies et 1 valve, ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202675
	1,1 mm	32 mm	58 ml/min		● 20 G	202676
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202677
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202678
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies et 2 valves, ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202671
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202674
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 1 voie Clamp amovible, sans valve, avec ailettes, système ADVA	0,9 mm	19 mm	33 ml/min	95 mm	● 22 G	202726
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202782
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202783
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies Clamp amovible, sans valve, avec ailettes, système ADVA	0,9 mm	25 mm	33 ml/min	95 mm	● 22 G	202784
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202785

Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : boîte distributrice de 20 unités avec code couleur

Retrouvez toute notre gamme sur notre support dédié à la gamme Nouvo Safety Set®

## Protectfilm® & Pharmapore®

Pansements destinés aux soins.

- ▶ Pour les **soins primaires et secondaires** des blessures sèches ou sécrétant faiblement.
- ▶ **Pour fixation des sondes**, des aiguilles et des cathéters de perfusion.

### Avantages

- ▶ Le cadre de pose **facilite l'utilisation avec des gants et permet une application précise** sur la plaie pour le maintien de dispositifs médicaux.
- ▶ Le film transparent **facilite la surveillance de la cicatrisation** ou du point d'entrée cutanée.
- ▶ **Le patient peut se laver sans risque** d'endommager le pansement imperméable.
- ▶ Le pansement **permet à la peau de respirer** et à la transpiration de s'évaporer, protégeant la peau contre la macération. Il peut ainsi être laissé **en place jusqu'à 5 jours** environ.

#### PROTECTFILM®



##### Film en polyuréthane

- ▶ Protection contre les bactéries.
- ▶ Semi-perméable non occlusif et recouvert d'un adhésif hypoallergénique.

##### Pansement protecteur

- ▶ transparent

#### PHARMAPORE®



##### Pansement pré-fendu

- ▶ Bandelette de fixation

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CODE LPP*	RÉFS.	CDT
PROTECTFILM® FILMS ADHÉSIFS Semi-perméables stériles	45 x 45 mm	6344108	201737	Boîte de 100 (10*10)
	6 x 7 cm	6344083	202831	Boîte de 10
	10 x 12 cm	6344090	202833	Boîte de 10
	10 x 15 cm	6344114	202832	Boîte de 10
PHARMAPORE® FILMS ADHÉSIFS Pansements pré-fendus pour cathéters Semi-perméables stériles	7 x 9 cm	6343936	202712	Boîte de 100 (10*10)
	8,5 x 11,5 cm	6344077	202713	Boîte de 100 (10*10)

\*Hors Perfadom

Fabricant : Pharmaplast - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe Is certifié CE0459

## Régulateur de débit

**neoflow**<sup>®</sup>



Disponible **seul ou sur un perfuseur** doté d'un obturateur avec filtre de purge.

### Pour solutions parentérales

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOFLOW <sup>®</sup> RÉGULATEUR DE DÉBIT	Sans site d'injection	202080
	Avec site d'injection	202081
	Avec perfuseur	202082*



Réf. : 202080



Réf. : 202082

Fabricant : Polymed - DM stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123  
Conditionnement : carton de 100 unités  
\*Éligible à la nomenclature Perfadom

## Dosi-Flow<sup>®</sup>

### Pour solutions parentérales

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
DOSI-FLOW <sup>®</sup> 1 RÉGULATEUR DE DÉBIT	Avec site d'injection	200094*
	Sans site d'injection	200097*
DOSI-FLOW <sup>®</sup> 3-FRA RÉGULATEUR DE DÉBIT	Avec perfuseur avec site Y	202114**
	Avec perfuseur sans site Y	202115**



Réf. : 200094



Réf. : 202114

Dispositifs stériles à usage unique

\* Fabricant : Leventon - Dispositif médical de classe Is certifié CE0297 - Conditionnement : carton de 50 unités

\*\* Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : carton de 100 unités - Éligible à la nomenclature Perfadom

## Perfuseur

**neoperf**<sup>®</sup>

Un choix de perfuseurs simples avec **obturateur filtre de purge**.

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOPERF <sup>®</sup> PERFUSEUR	Avec site d'injection en Y	202090
	Avec site d'injection en Y + aiguille	202091
	Avec robinet 3 voies	202092
	Avec robinet 3 voies indémontable + aiguille	202093

Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123  
Conditionnement : carton de 100 unités - Éligible à la nomenclature Perfadom



Réf. : 202092

Bouchon avec filtre de purge enlevable d'une main

Site d'injection en Y



## Boîtier de protection NeoProtect'In®

Un **dispositif de protection** des rampes, des robinets et des connexions Luer répondant aux recommandations de la Société Française d'Hygiène Hospitalisée (SF2H).

DÉSIGNATION	RÉFS	CDT
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Boîtier souple pour connexion Luer	200012	50
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour robinet 3 voies	200006	100
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour rampe 2 à 6 robinets	200000	40

 Consulter brochure Rampes / Boîtiers



Réf. : 200000

Languette de fermeture



Réf. : 200012



Réf. : 200006

Fabricant : Fartley - Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0197

## Robinet 3 voies - neoways®

Robinet **lipido-résistant** avec 2 entrées femelles et une sortie mâle.

DÉSIGNATION	SANS PROLONGATEUR	PROLONGATEUR					
		10 cm	25 cm	50 cm	80 cm	100 cm	150 cm
NEOWAYS® ROBINET 3 VOIES	202083	202084	202085	202086	202087	202088	202089



Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités (sauf réf. 202083 : carton de 50 unités)

## Prolongateur de perfusion - neoline®

Prolongateur **mâle/femelle avec obturateur**.

DÉSIGNATION	PROLONGATEUR MF					
	10 cm	30 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
NEOLINE® PROLONGATEUR PE 3x4,1 mm*	-	-	202102	202103	202104	202105
NEOLINE® PROLONGATEUR PE 1x2 mm Luer Lock mâle mobile**	202131	202132	202106	202107	202108	202109
NEOLINE® PROLONGATEUR PVC 3x4,1 mm*	202127	202128	202094	202095	202096	202097
NEOLINE® PROLONGATEUR PVC 1,5x3 mm**	202129	202130	202098	202099	202100	202101



Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités

\* Résistant à une pression de 4,5 bars maximum - \*\* Résistant à une pression de 55 bars maximum

## Obturateur - neocap®

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOCAP® OBTURATEUR Luer Lock mâle	Sans site d'injection	202110
	Avec site d'injection	202111



Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités

# L'ÉQUIPE SUPPORT DOMICILE



## ERIC STROBEL

Responsable national des ventes  
estrobel@aseptinmed.fr  
06.03.54.75.50



## LUC TRAN VAN

Spécialiste produits - Perfusion IFS  
ltranvan@aseptinmed.fr  
06.03.46.00.44




## SIMON JACQUOT

Spécialiste produits - Nutrition Entérale  
sjacquot@aseptinmed.fr  
06.12.80.57.17



## HÉLÈNE GUÉRARD

Spécialiste produits - Consommables  
hguerard@aseptinmed.fr  
07.72.21.76.09



**NICOLAS CORTESI**  
ncortesi@aseptinmed.fr  
06.07.26.72.58



**SYLVAIN PRUVOT**  
spruvot@aseptinmed.fr  
06.12.80.56.75



**STEPHANIE GONON**  
sgonon@aseptinmed.fr  
06.35.66.52.84



**VIRGINIE PEGURRI**  
vpegurri@aseptinmed.fr  
06.29.52.02.76



**VINCENT COMBOURIEU**  
vcombourieu@aseptinmed.fr  
06.10.83.81.48



**BASTIEN PERRAY**  
bperray@aseptinmed.fr  
06.15.84.30.96



**JULIEN IZARD**  
jizard@aseptinmed.fr  
07.52.67.86.84

## SERVICE ADV :



**EMILIE MARTIN**  
Coordinatrice commerciale  
emartin@aseptinmed.fr  
05.62.57.69.11



**DORIANE HENRY**  
Assistante commerciale



**ISABELLE MACDONALD**  
Assistante commerciale



**MARIE BARDE**  
Assistante commerciale

## CONTACT SERVICE

contact-homecare@aseptinmed.fr / 05.31.22.44.91





**SCANNER POUR  
ACCÉDER À NOTRE  
CATALOGUE EN LIGNE**



**Asept InMed®**  
A MEDI-GLOBE COMPANY

📍 9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives  
☎ +33 (0)5 62 57 69 00 📠 +33 (0)5 62 57 69 01

03/2024 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Crédit Photo : Asept InMed et Fotolia - Photos non contractuelles  
- Dispositifs médicaux & produits destinés aux soins à domicile - Fabricants et Classes précisés sous chaque tableau de références - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Document à l'usage des professionnels de santé.