

 **neonet**[®]

ANSE À FILET

Pour récupération de polypes ou corps étrangers

► Présentation technique




Code couleur

► Pour repérage de la taille du filet



20x50 mm



25x55 mm



30x60 mm



40x75 mm



Pince prélèvement


► Pour une récupération aisée du polype ou corps étranger

Cerclage bleu

► Meilleure visibilité en endoscopie digestive

Panier fin

► Emprisonnement du polype maximum




Large choix de tailles

► Pour adapter l'utilisation

VARIÉTÉ DE LA GAMME



Endoscopie bronchique



Endoscopie digestive

► La gamme NEO

Découvrez une gamme développée en collaboration avec notre fournisseur, s'appuyant sur notre expertise technique et les retours de nos délégués commerciaux.

Une gamme créée **avec et pour les utilisateurs**, fruit de notre écoute et de la proximité avec les équipes médicales.



NeoBite

Pincès à biopsie



NeoInjection

Aiguilles d'injection



NeoSnare Cold / Hybrid

Anses à polypectomie froide et hybride



NeoBag Grip

Sacs d'extraction type épuisette



NeoNet

Anses à filet



NeoValve Stérile, NeoClean

Accessoires

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	TAILLE FILET	CODE COULEUR	Ø CATHÉTER	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
NEONET ANSE À FILET BRONCHIQUE Longueur 160 cm	20x50 mm		1.8 mm	2.0 mm	222325	40901
	25x55 mm				222326	40902
	30x60 mm				222327	40903

Conditionnement : boîte de 10 unités



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ

POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE

www.aseptinmed.fr

