

Pince à biopsie

 **neobite®**

Prélèvement de la muqueuse

► Présentation technique



Code couleur


► Pour repérage du type de pince




Pédiatrique



Gastroscopie



Coloscopie



Entérocopie

Curette de prélèvement

► Récupération du prélèvement facilitée et sécurisée



Conception des mors

► Coupe franche du tissu prélevé

Mors fenêtrés

► Plusieurs prélèvements possibles



Grande ouverture des mors

► Facilite les biopsies tangeantielles

Contrôle de la capacité des mors

► Biopsie large sans traumatisme



Marquage distal et proximal de la gaine

► Progression et retrait contrôlés de la pince durant la procédure

VARIÉTÉ DE LA GAMME



Mors lisses

Découpe franche des tissus

Mors alligators

Contact optimal avec la muqueuse

Versions avec dard

Prélèvements multiples et contrôlés du tissu cible



Gainée

Insertion souple et silencieuse

Non gainée

Friction diminuée dans les courbes

► La gamme NEO

Découvrez une gamme développée en collaboration avec notre fournisseur, s'appuyant sur notre expertise technique et les retours de nos délégués commerciaux.

Une gamme créée **avec et pour les utilisateurs**, fruit de notre écoute et de la proximité avec les équipes médicales.



NeoBite

Pincès à biopsie



NeoInjection

Aiguilles d'injection



NeoSnare Cold / Hybrid

Anses à polypectomie froide et hybride



NeoBag Grip

Sacs d'extraction type épuisette



NeoNet

Anses à filet



NeoValve Stérile, NeoClean

Accessoires

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	CODE COULEUR	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	VOLUME PRÉLÈVEMENT	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
NEOBITE PÉDIATRIQUE PINCE À BIOPSIE Longueur 160cm - Ø 1.8 mm Ouverture mors : 5.19 mm	cuillères ovales, gainée		2.0 mm	2.19 mm ³	222310	40117
	cuillères ovales, gainée avec dard			2.19 mm ³	222314	40124
	cuillères alligators, gainée			2.22 mm ³	222319	40145
	cuillères alligators, gainée avec dard			2.22 mm ³	222322	40152
NEOBITE GASTROSCOPIE PINCE À BIOPSIE Longueur 180cm - Ø 2.3 mm Ouverture mors : 6.4 mm	cuillères ovales, gainée		2.8 mm	5.37 mm ³	222311	40119
	cuillères ovales, gainée avec dard			5.37 mm ³	222315	40126
	cuillères alligators, gainée			4.85 mm ³	222320	40147
	cuillères alligators, gainée avec dard			4.85 mm ³	222323	40154
NEOBITE COLOSCOPIE PINCE À BIOPSIE Longueur 230cm - Ø 2.3 mm Ouverture mors : 6.4 mm	cuillères ovales, gainée		2.8 mm	5.37 mm ³	222312	40121
	cuillères ovales, gainée avec dard			5.37 mm ³	222316	40128
	cuillères alligators, gainée			4.85 mm ³	222321	40149
	cuillères alligators, gainée avec dard			4.85 mm ³	222324	40156
NEOBITE ENTÉROSCOPIE PINCE À BIOPSIE Longueur 280cm - Ø 1.8 mm Ouverture mors : 5.19 mm	cuillères ovales, non gainée		2.0 mm	2.19 mm ³	222378	40010207
	cuillères ovales, non gainée avec dard			2.19 mm ³	222379	40010209
	cuillères alligators, non gainée			2.22 mm ³	222380	40010210
	cuillères alligators, non gainée avec dard			2.22 mm ³	222381	40010211
	cuillères ovales, gainée			2.19 mm ³	222382	40010212
	cuillères ovales, gainée avec dard			2.19 mm ³	222383	40010213
	cuillères alligators, gainée			2.22 mm ³	222384	40010214
	cuillères alligators, gainée avec dard			2.22 mm ³	222385	40010215

Conditionnement : boîte de 10 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

Plus d'informations
aseptinmed.fr

04/2025 © Asept InMed - Fabricant : Fartley - Crédit Photo : Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0197 destiné aux biopsies du tissu muqueux par voie endoscopique digestive ou bronchique - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.