

BALLON EXTRACTEUR DE CALCUL

Utilisé pour l'extraction de calculs biliaires

► Présentation technique

Se gonfle à l'eau

Trois connexions séparées

► Manipulation aisée

Double lumière

► Possibilité d'injecter du liquide de contraste avec le fil guide en place

Marquage métallique radio-opaque

► Positionnement plus précis

Trois volumes de gonflement

► Pour mieux correspondre au diamètre du canal



DÉSIGNATION	Ø	Ø BALLON	INFLATION AIR MAX	GUIDE ACCEPTÉ	LATEX	LUMIÈRE	RÉFÉRENCES	
							Cmde	Produit
BALLON EXTRACTEUR	5 FR	9 à 12 mm	3 ml	0.025"	Sans	2	222232	GEB-05-17-025
	7 FR	14 à 16 mm	5 ml	0.035"	Sans		220819	GEB-05-23-035
	7,5 FR	14 à 16 mm	5 ml	0.035"	Sans	3	220817	GEB-06-25-035
	7,5 FR	14 à 16 mm	5 ml	0.035"	Sans		222236	GEB-06-25-035P
BALLON EXTRACTEUR MULTI STAGE	7,5 FR	9 à 16 mm	5 ml	0.035"	Sans	3	220818	GEB-07-25-035
	7,5 FR	9 à 16 mm	5 ml	0.035"	Sans		222234	GEB-07-25-035P
SHORT TRACK BALLON EXTRACTEUR	7,5 FR	9 à 16 mm	5 ml	0.035"	Sans	3	222093	GEB-47-25-035

Longueur : 2000 mm - Conditionnement : unitaire - Classe Is



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

