



CATALOGUE

Gamme CPRE




Notre gamme CPRE est
fabriquée en Europe



Asept InMed®

www.aseptinmed.fr



Un système complet pour la CPRE

Les solutions de notre partenaire Medi-Globe comprend des instruments short & long-wire pour les applications centrales du système bilio-pancréatique.

Fixation du fil guide.....p.3

Bloqueur de fil guide.....p.3



Cannulation & exploration.....p.4

Cathéter d'opacification.....p.4

Fil guide.....p.5



Sphinctérotomie.....p.6

Sphinctérotome RotaCut®.....p.6



Extraction de calculs.....p.8

Ballon d'extraction de calculs.....p.8

Panier extracteur de calculs.....p.9

Système de lithotritie.....p.10



Drainage biliaire et pancréatique.....p.11

Sets de pose de stent préchargé.....p.11



Fixation du fil guide

Bloqueur de fil guide

Compatible avec les duodénoscopes **Pentax, Olympus et Fujifilm.**




Références

Désignation	Type	RÉFÉRENCES	
		Fournisseur	Produit
Bloqueur de fil guide	Olympus - Fujifilm	GWL-01-00-001	222943
	Pentax	GWL-02-00-001	222944



Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0483

Cathéter CPRE ShortTrack®



Références ShortTrack®



Désignation	Embout distal	Lgr cathéter	Compatibilité fil guide	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
 Cathéter CPRE Short-track Ø ext cathéter / Ø distal : 2.55 / 2.1 mm Ø min. canal opérateur 2.8 mm	Éfillé 5 mm	200 cm	0,035"	GER-42-25-035	222094

Références système long

Désignation	Embout distal	Lgr cathéter	Lgr mandrin	Compatibilité fil guide	RÉFÉRENCES	
					Fournisseur	Produit
 Cathéter CPRE Ø ext cathéter / Ø distal : 1,8 mm Ø min. canal opérateur 2.8 mm	Éfillé 10 mm	200 cm	120 cm	0,021"	GER-03-18-021	220638
	Conique métallique	200 cm	120 cm	0,035"	GER-04-18-035	220640
	Rond métallique	200 cm	120 cm	0,035"	GER-05-18-035	220642
	«Ball-Type» métallique	200 cm	120 cm	0,035"	GER-07-18-035	220646

Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0483

Fil guide



Références ShortTrack®



Désignation	Ø fil guide (Inch/mm)	Partie distale	Type	Lg partie flexible	RÉFÉRENCES	
					Fournisseur	Produit
Fil guide nitinol Short-track Teflon Longueur 260 cm Radio-opaque	0,025/0,64	Droit - souple	Bavarian	5 cm	GGW-03-25-260	220744
	0,035/0,89	Droit - souple	Bavarian	5 cm	GGW-03-35-260	220745
	0,035/0,89	Droit - hydrophile	EasyPass	5 cm	GGW-10-35-260	220798
	0,035/0,89	Angulé - hydrophile	EasyPass	5 cm	GGW-10-35-260J	222934

Références Bavarian système long



Désignation	Ø fil guide (Inch/mm)	Partie distale	Lg fil guide	Lg partie flexible	Couleur	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
Fil guide nitinol Bavarian Teflon Radio-opaque	0,021/0,53	Droit - souple	400 cm	-	Bleu blanc	GGW-03-21-450	220378
	0,025/0,64	Droit - souple	450 cm	5 cm		GGW-03-25-450	220742
	0,035/0,89	Droit - souple	450 cm			GGW-03-35-450	220380
	0,035/0,89	Droit	450 cm			GGW-04-35-450	220382

Références EasyPass système long



Désignation	Ø fil guide (Inch/mm)	Partie distale	Lg fil guide	Lg partie flexible	Couleur	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
Fil guide nitinol Teflon EasyPass Radio-opaque	0,035/0,89	Droit	450 cm	5 cm	Bleu blanc	GGW-10-35-450	220799



Références Fil guide standard



Désignation	Ø fil guide (Inch/mm)	Partie distale	Lg fil guide	Couleur	RÉFÉRENCES	
					Fournisseur	Produit
Fil guide standard - acier inoxydable Teflon	0,035/0,89	Droit	450 cm	Vert	GGW-01-35-450	220370

Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0483

Sphinctérotome RotaCut® ShortTrack®



Références ShortTrack® RotaCut® Préchargé



Désignation	Lgr fil de coupe	Type de fil	Guide en nitinol préchargé Ø 0,035	Lgr embout distal	Ø min. canal opérateur	Rotatif	RÉFÉRENCES	
							Fournisseur	Produit
Sphinctérotome 3 lumières Embout filiforme Lgr cathéter 200 cm Ø ext cathéter / Ø distal (mm) : 2.55/2.1	20 mm	Tressé	Lg. 260 cm	5 mm	3,6 mm	Oui	GSP-41-25-020PS	222098
	25 mm	Tressé	Lg. 260 cm				GSP-41-25-025PS	222099
	30 mm	Tressé	Lg. 260 cm				GSP-41-25-030PS	222100
	20 mm	Monofilament	Lg. 260 cm				GSP-42-25-020PS	222107
	25 mm	Monofilament	Lg. 260 cm				GSP-42-25-025PS	222108
	30 mm	Monofilament	Lg. 260 cm				GSP-42-25-030PS	222109
	20 mm	Tressé	Lg. 450 cm	5 mm	3,6 mm	Oui	GSP-41-25-020PL	222101
	25 mm	Tressé	Lg. 450 cm				GSP-41-25-025PL	222102
	30 mm	Tressé	Lg. 450 cm				GSP-41-25-030PL	222103
	20 mm	Monofilament	Lg. 450 cm				GSP-42-25-020PL	222110
	25 mm	Monofilament	Lg. 450 cm				GSP-42-25-025PL	222111
	30 mm	Monofilament	Lg. 450 cm				GSP-42-25-030PL	222112

¹Fil guide Easy Pass GGW-03-35-261

²Fil guide Easy Pass GGW-03-35-450

Références ShortTrack® RotaCut®



Désignation	Lgr fil de coupe	Type de fil	Lgr embout distal	Ø min. canal opérateur	Rotatif	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
Sphinctérotome 3 lumières Embout filiforme Lgr cathéter 200 cm Ø ext cathéter / Ø distal (mm) : 2.55/2.1	20 mm	Tressé	5 mm	3,6 mm	Oui	GSP-41-25-020	222095
	25 mm	Tressé				GSP-41-25-025	222096
	30 mm	Tressé				GSP-41-25-030	222097
	20 mm	Monofilament				GSP-42-25-020	222104
	25 mm	Monofilament				GSP-42-25-025	222105
	30 mm	Monofilament				GSP-42-25-030	222106



Premier cut Sphincterotome

Désignation	Lgr fil de coupe	Type de fil	Ø min. canal opérateur	Lgr embout distal	Rotatif	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
Sphinctérotome Ø ext cathéter / Ø distal (mm) : 2.55/2.1 2 lumières Lgr cathéter : 200 cm	30/15 mm semi-isolé	Tressé	2,8 mm	5 mm effilé	Non	GSP-25-20-030	220816




Needle Knife Sphincterotomy Infundibulotomy



Désignation	Lgr fil de coupe	Type de fil	Ø min. canal opérateur	Lgr embout distal	Rotatif	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
1 lumière Lgr cathéter : 200 cm	15 mm	Tressé	2 mm	15 mm aiguille couteau	Non	GSP-11-17-015	220478

Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb certifié CE0483

Ballon d'extraction de calculs





Références ShortTrack®

Désignation	Ø extraction	Ø cathéter	Injection	Seringues	Lumières	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
Ballon extracteur de calculs biliaires Multistage ShortTrack® Lgr cathéter 200 cm Comp fil guide 0,035" 3 lumières	9-13-16 mm	2,55mm 7,5FR	Distale	3		GEB-47-25-035	222093



Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0483

Panier extracteur de calculs



Poignée amovible pour lithotritie (TTS)



Références Panier d'extraction lithotrietable – ShortTrack®



Désignation	Compatibilité	Ø panier ouvert	Lgr panier ouvert	Ø cathéter	RÉFÉRENCES	
					Fournisseur	Produit
Panier extracteur de calculs biliaires ShortTrack® 2 lumières Panier 4 brins tressés Acier inoxydable Ø mini canal opérateur 3,6 mm Longueur cathéter 207 cm Compatible fil guide	Olympus - Fujifilm	20 mm	42 mm	2,7 mm	GEB-51-27-420	222945
		25 mm	52 mm		GEB-51-27-425	222946
		30 mm	61 mm		GEB-51-27-430	222947
	Pentax	25 mm	42 mm	2,7 mm	GEB-52-27-420	222948
		30 mm	52 mm		GEB-52-27-425	222949
		30 mm	61 mm		GEB-52-27-430	222950

Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0483

Panier d'extraction système long – Nitinol



Désignation	Ø panier ouvert	Lgr panier ouvert	Ø cathéter	Fil guide 0,035"	Ø min. canal opérateur	RÉFÉRENCES	
						Fournisseur	Produit
Panier extracteur de calculs biliaires 2 lumières Dormia 8 brins tressés Nitinol Longueur cathéter 180 cm	20 mm	34 mm	2,7 mm	Oui	3,2 mm	GEB-14-27-820	222373

Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0483

Système de lithotritie



Désignation	Ø	Longueur	RÉFÉRENCES	
			Fournisseur	Produit
Spirale métallique réutilisable	2,6 mm	180 cm	GML-90-26-180	222995
Spirale d'urgence réutilisable	3,4 mm	80 cm	GML-90-34-080	220593
*Poignée de lithotripsie réutilisable StoneBuster®	-	-	GML-99-01-000	222997




Dispositifs médicaux stériles à usage unique de classe Is certifiés CE0483

*Dispositif médical stérile à usage unique de classe I certifié CE0483

Sets de pose de stent préchargé

Repositionnable.



Stent biliaire plastique droit préchargé – ShortTrack®



Désignation	Ø stent	Longueur	Ø mini canal opérateur	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
Stent biliaire droit Préchargé - radio-opaque - repositionnable - orifices latéraux	8,5 FR	5 cm	3,9 mm	GBS-01-08-005PS	222951
	8,5 FR	7 cm	3,9 mm	GBS-01-08-007PS	222952
	8,5 FR	9 cm	3,9 mm	GBS-01-08-009PS	222953
	8,5 FR	12 cm	3,9 mm	GBS-01-08-012PS	222954
	8,5 FR	15 cm	3,9 mm	GBS-01-08-015PS	222955
	10 FR	5 cm	4,2 mm	GBS-01-10-005PS	222956
	10 FR	7 cm	4,2 mm	GBS-01-10-007PS	222957
	10 FR	9 cm	4,2 mm	GBS-01-10-009PS	222958
	10 FR	12 cm	4,2 mm	GBS-01-10-012PS	222959
	10 FR	15 cm	4,2 mm	GBS-01-10-015PS	222960
	11,5 FR	5 cm	4,2 mm	GBS-01-11-005PS	222961
	11,5 FR	7 cm	4,2 mm	GBS-01-11-007PS	222962
	11,5 FR	9 cm	4,2 mm	GBS-01-11-009PS	222963
	11,5 FR	12 cm	4,2 mm	GBS-01-11-012PS	222964
	11,5 FR	15 cm	4,2 mm	GBS-01-11-015PS	222965

Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb certifié CE0483

Stent biliaire plastique courbé préchargé – ShortTrack®

Désignation	Ø stent	Longueur	Ø mini canal opérateur	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
 Stent biliaire courbé Préchargé - radio-opaque - repositionnable - orifices latéraux 	8,5 FR	5 cm	3,9 mm	GBS-05-08-005PS	222971
	8,5 FR	7 cm	3,9 mm	GBS-05-08-007PS	222972
	8,5 FR	9 cm	3,9 mm	GBS-05-08-009PS	222973
	8,5 FR	12 cm	3,9 mm	GBS-05-08-012PS	222974
	8,5 FR	15 cm	3,9 mm	GBS-05-08-015PS	222975
	10 FR	5 cm	4,2 mm	GBS-05-10-005PS	222966
	10 FR	7 cm	4,2 mm	GBS-05-10-007PS	222967
	10 FR	9 cm	4,2 mm	GBS-05-10-009PS	222968
	10 FR	12 cm	4,2 mm	GBS-05-10-012PS	222969
	10 FR	15 cm	4,2 mm	GBS-05-10-015PS	222970
	11,5 FR	5 cm	4,2 mm	GBS-05-11-005PS	222976
	11,5 FR	7 cm	4,2 mm	GBS-05-11-007PS	222977
	11,5 FR	9 cm	4,2 mm	GBS-05-11-009PS	222978
	11,5 FR	12 cm	4,2 mm	GBS-05-11-012PS	222979
	11,5 FR	15 cm	4,2 mm	GBS-05-11-015PS	222980

Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb certifié CE0483

www.aseptinmed.fr



Asept InMed®

📍 9, Avenue Mercure – 31130 Quint Fonsegrives 📞 +33 (0)5 62 57 69 00

02/2026 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Crédit Photo : Medi-Globe - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux destinés à la CPRE - Fabricant : Medi-Globe - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.