

FIL GUIDE BICOLORE

Pour l'exploration des voies digestives

► Présentation technique

Marquage deux couleurs

- Contrôle de la progression du fil

Version nitinol

- Conférant une résistance aux plicatures*

Recouvert de Téflon® et hydrophile

- Réduction des frottements et amélioration du glissement des dispositifs médicaux sur le fil guide*

Embout radio-opaque

- Visualisation aisée aux rayons X

* Données revendiquées par le fabricant

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	USAGE	MATIÈRE	GAINE	Ø	EXTRÉMITÉ	L	RÉFÉRENCES		
							Cmdc	Produit	
FIL GUIDE	Unique	Acier inoxydable	Téflon	0,89 mm	Fixe	450 cm	220370	GGW-01-35-450	
				0,53 mm			220378	GGW-03-21-450	
	Réutilisable*	Nitinol	Téflon hydrophile	0,64 mm	Souple - Effilée Radio opaque	5 cm	450 cm	220742	GGW-03-25-450
				0,89 mm			400 cm	220379	GGW-03-35-400
				0,89 mm			450 cm	220380	GGW-03-35-450
				0,89 mm			400 cm	220381	GGW-04-35-400
				0,89 mm			450 cm	220382	GGW-04-35-450
FIL GUIDE Pour système d'échange rapide	Réutilisable*	Nitinol	Téflon hydrophile	0,64 mm	Souple - Effilée Radio opaque	5 cm	260 cm	220744	GGW-03-25-260
				0,89 mm		5 cm	260 cm	220745	GGW-03-35-260
FIL GUIDE Easy pass	Unique	Nitinol	Téflon	0,89 mm	Souple - Effilée Radio opaque	9 cm	260 cm	220798	GGW-10-35-260
				0,89 mm		5 cm	450 cm	220799	GGW-10-35-450
FIL GUIDE Pour aiguille de ponction EUS 19G	Unique	Nitinol	Non gainé	0,75mm	Souple Radio opaque	15 cm	400 cm	220825	GGW-08-30-400

Conditionnement : unitaire en boîte - *Autoclavable



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

