

GASTRO-ENTÉROLOGIE
ENDOSCOPIE

ROTACUT® SPHINCTEROTOME

Utilisé pour l'incision de la papille & des sphincters supérieurs



► Présentation technique



Poignée ergonomique
► Manipulation aisée

Embout rotatif

► Orientation et positionnement précis*



Version pré-courbée

► Positionnement aisé dans la papille

Gaîne protectrice

► Anti plicature



Versions 1, 2 ou 3 lumières

► Les versions 2 et 3 lumières permettent l'injection du liquide de contraste avec le fil guide en place

Marquage couleur avec anneaux noirs

► Contrôle macroscopique de la profondeur du cathéter



Version pré-chargée

► Gain de temps lors de la procédure*

* Données revendiquées par le fabricant

SYSTÈME LONG


DÉSIGNATION	FIL ET DISPOSITIF DE COUPE	LUMIÈRE	Ø GAÏNE EMBOUT	Ø GAÏNE DISTALE	CDT	RÉFÉRENCES	
						Cmde	Produit
SPHINCTEROTOME AIGUILLE COUPEAU	Aiguille couteau 0-15 mm	1	1,7 mm	1,7 mm	5 unités	220478	GSP-11-17-015
SPHINCTEROTOME ROTACUT®	Fil multibrins 20 mm	2	2,55 mm	2,05 mm sur 21 cm	5 unités	220486	GSP-21-20-020
	Fil multibrins 30 mm	2	2,55 mm	2,05 mm sur 21 cm	5 unités	220488	GSP-21-20-030
	Fil multibrins 30 mm	2	2,55 mm	2,05 mm sur 21 cm	5 unités	220496	GSP-22-20-030
	Mono filament 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220696	GSP-32-20-020
	Mono filament 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220697	GSP-32-20-025
	Mono filament 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220698	GSP-32-20-030
	Fil multibrins 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220813	GSP-31-20-020
	Fil multibrins 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220815	GSP-31-20-030
SPHINCTEROTOME PREMIER CUT	Fil multibrins 30 mm - Partie isolée	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	5 unités	220816	GSP-25-20-030
SOS SPHINCTEROTOME Fil guide Nitinol préchargé 0,035"	Fils tressés 30 mm	2	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220746	GSP-21-20-031
	Fils tressés 30 mm Partie isolée	2	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220747	GSP-25-20-031
	Mono filament 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	220835	GSP-32-20-031

Longueur gaïne : 2000 mm

SYSTÈME COURT

DÉSIGNATION	FIL ET DISPOSITIF DE COUPE	LUMIÈRE	Ø GAÏNE EMBOUT	Ø GAÏNE DISTALE	CDT	RÉFÉRENCES	
						Cmde	Produit
SPHINCTEROTOME SHORT TRACK	Fils tressés 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222095	GSP-41-25-020
	Fils tressés 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222096	GSP-41-25-025
	Fils tressés 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222097	GSP-41-25-030
	Mono filament 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222104	GSP-42-25-020
	Mono filament 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222105	GSP-42-25-025
	Mono filament 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222106	GSP-42-25-030
SPHINCTEROTOME SHORT TRACK Fil guide Nitinol préchargé 0,035" Lg 260 cm	Fils tressés 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222098	GSP-41-25-020PS
	Fils tressés 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222099	GSP-41-25-025PS
	Fils tressés 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222100	GSP-41-25-030PS
	Mono filament 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222107	GSP-42-25-020PS
	Mono filament 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222108	GSP-42-25-025PS
	Mono filament 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222109	GSP-42-25-030PS
SPHINCTEROTOME SHORT TRACK Fil guide Nitinol préchargé 0,035" Lg 450 cm	Fils tressés 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222101	GSP-41-25-020PL
	Fils tressés 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222102	GSP-41-25-025PL
	Fils tressés 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222103	GSP-41-25-030PL
	Mono filament 20 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222110	GSP-42-25-020PL
	Mono filament 25 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222111	GSP-42-25-025PL
	Mono filament 30 mm	3	2,55 mm, effilé 5mm	2,05 mm sur 21 cm	Unitaire	222112	GSP-42-25-030PL

Longueur gaïne : 2000 mm



9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr