

 **neobaggrip**®

SAC D'EXTRACTION

Type épaisseur, pour récupération de pièces opératoires

► Présentation technique



Code couleur

► Pour repérage de la contenance des sacs



200 ml




500 ml



800 ml



1200 ml



1500 ml

Manipulation

► Procédure d'utilisation simple

Gamme étendue

► Large choix de sacs en trocart de 10 mm



VARIÉTÉ DE LA GAMME



200 ml



500 ml



800 ml






1200 ml



1500 ml

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONTENANCE SAC	CODE COULEUR	OUVERTURE	Ø TROCART	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
NEOBAG GRIP Longueur 278 mm	200 ml		80x200 mm	10 mm	222342	40350006
	500 ml		100x170 mm		222343	40350007
	800 ml		130x190 mm		222344	40350008
	1200 ml		130x200 mm		222345	40350009
	1500 ml		130x265 mm		222346	40350010

Conditionnement : boîte de 5 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

