



Catalogue

Endoscopie digestive

Une gamme complète de dispositifs
pour l'endoscopie digestive.



Asept InMed®

www.aseptinmed.fr


Sommaire

	L'équipe	3
	Asept InMed, votre partenaire	4
01	Vidéo-capsule NeoMom®	5
	La gamme NeoMom®	5
	Lecture assistée par IA	6
	Références NeoMom®	7
02	Biopsie	8
	Pince à biopsie NeoEndo®	8
03	Polypectomie / Mucosectomie	9
	Anses à polypectomie NeoEndo®	9
	Aiguilles d'injection	10
04	Clips hémostatiques	11
	Hemo®Clip	11
05	Extraction endoscopique	12
	Anse à filet NeoEndo®	12
	Extracteurs de corps étrangers	13
06	Écho-endoscopie	14
	mAI Companion® - nouveauté	14
	Aiguille cytologique Sonotip® ProControl EUS	16
	Aiguille histologique Sonotip® TopGain	17
	Cystotomes	18
07	Hygiène de l'endoscope & irrigation	19
	Écouvillons NeoClean®	19
	Kits de pistons et valves NeoClean®	20
	Tubulures d'irrigation et d'insufflation NeoClean®	21
	Tubulure hybride, pompe d'irrigation	22
08	Accessoires	23
	Cale-dents	23
	Cathéter spray	23
	Brosse cytologique	24
	Pièges à polypes	24
09	CPRE	25
	Fixation, cannulation et fils guides	25
	Sphinctérotomie et ballon d'extraction	26
	Paniers, lithotritie et stents biliaires	27
10	Cœlioscopie	28
	Sacs d'extraction type épuisette	28
	Sacs d'extraction largables	29

NOUVEAUTÉ

mAI Companion®

L'intelligence artificielle au service de l'écho-endoscopie du pancréas.



Page 14

GAMME NEOMOM®

Vidéo-capsules de l'estomac au côlon, lecture assistée par IA.



Page 5

VOS INTERLOCUTEURS

L'équipe endoscopie digestive

**LUCAS VARIN**

lvarin@aseptinmed.fr
06.12.80.56.93

**AMÉLIE VANDAELE**

avandaele@aseptinmed.fr
06.03.79.04.65

**ARTHUR BLANDIN**

ablandin@aseptinmed.fr
06.82.76.39.36

**MAXIM CLAUSSE**

mclausse@aseptinmed.fr
06.76.97.66.29

**PIERRE KERROUX**

pkerroux@aseptinmed.fr
06.23.81.16.83

**MARTIN FALCONNET**


mfalconnet@aseptinmed.fr
07.85.77.58.81

**ALEXIS ORDONEZ**

aordonez@aseptinmed.fr
07.72.21.76.21

**JULIEN BEHR - référent**

jbehr@aseptinmed.fr
06.70.37.73.12

**LAURENT FAGE**

Responsable des ventes
lfage@aseptinmed.fr
06.21.08.18.90

**JÉRÉMY AYME**

Spécialiste produits - GI
jayme@aseptinmed.fr
07.76.01.98.10

**ALICE BLASCO**

Spécialiste produits - GI
ablasco@aseptinmed.fr
06.14.41.28.49

Une question sur un produit, une démonstration, une formation ?

Votre délégué régional est votre premier contact. Il s'appuie sur nos spécialistes produits pour organiser les essais, les mises en place et la formation de vos équipes.

Standard : +33 (0)5 62 57 69 00 - www.aseptinmed.fr

Votre partenaire en endoscopie digestive

Depuis 30 ans, Asept InMed accompagne les services d'endoscopie digestive des établissements de santé. Avec nos partenaires industriels, nous repérons les technologies qui font avancer la pratique, nous les introduisons en France et nous restons aux côtés de vos équipes, de la prise en main à l'usage quotidien.

30 ans d'expertise

En endoscopie digestive, au service des équipes soignantes.

Outils éducatifs

Accessibles depuis l'espace professionnel sur www.aseptinmed.fr.

Supports patients

Livret patient, fiches de soins et de bonnes pratiques.

Supports soignants

Poster d'utilisation illustré, ateliers de formation sur modèle fantôme.

Digital

Vidéos pédagogiques, témoignages patients, tutoriels interactifs.

Service

Expédition en 24/48 h partout en France.

Nos missions

- Développer des produits en accord avec nos partenaires
- Assurer une livraison en 24/48 h pour les établissements de santé
- Accompagner et former les praticiens et prestataires de santé
- Apporter des solutions aux patients et faciliter les soins à domicile

Nos valeurs

- Challenge
- Réactivité
- Intégrité
- Esprit d'équipe & solidarité
- Bienveillance
- Partage & transmission

NOS MARQUES PROPRES

La gamme Neo

Neo est la marque propre d'Asept InMed, apposée avec l'accord de nos partenaires industriels sur une sélection de dispositifs. En endoscopie digestive, elle se décline en trois familles.

NeoEndo®

Les dispositifs d'endoscopie interventionnelle : biopsie, polypectomie, injection, extraction.

NeoClean®

L'hygiène de l'endoscope : pistons, valves, écouvillons, tubulures d'irrigation et d'insufflation.

NeoMom®

La vidéo-capsule endoscopique, de l'œsophage au côlon, avec lecture assistée par IA.

LA GAMME NEOMOM®

Une vidéo-capsule pour chaque segment du tube digestif

Asept InMed et son partenaire Jinshan proposent une gamme complète de vidéo-capsules adaptées à chaque indication, avec une interface commune de lecture assistée par IA. Vos équipes conservent leurs repères, quel que soit l'examen.

	ESTOMAC NeoMom® RC	INTESTIN GRÊLE NeoMom® HD	CÔLON NeoMom® CC
Indication	Estomac (et intestin grêle avec le modèle RC22)	Intestin grêle	Côlon
Progression	Guidage magnétique robotisé, mode automatique	Péristaltisme	Péristaltisme
Caméra(s)	1	1	2
Résolution	512 x 512 px	512 x 512 px	360 x 360 px
Angle de vue	172°	172°	2 x 172°
Cadence	2 à 10 ips	2 à 10 ips (SpeedSense)	4 à 35 ips
Autonomie	9 h (RC12) ou 11 h (RC22)	12 h	15 h
Dimensions	27,5 x 11,5 mm	25,4 x 11 mm	31,5 x 11,6 mm
Poids	5 g	3 g	3,5 g
Lecture IA	Disponible	Disponible	Disponible

1 logiciel

Le même environnement de lecture IA pour toute la gamme. Une seule prise en main pour vos équipes.

1 enregistreur

Le système SC100 accepte toutes les capsules (HD, CC et RC). Un seul équipement pour toutes les vidéo-capsules.

Autonomie

Autonomie améliorée pour une exploration complète sans interruption.

LOGICIEL SMARTVIEW

Une lecture assistée par intelligence artificielle

Un examen par vidéo-capsule produit un très grand nombre d'images. Le logiciel de lecture trie, détecte et propose une caractérisation des anomalies, pour un gain de temps significatif à chaque interprétation d'examen.

S

SmartScan

Traite la vidéo brute, supprime les images redondantes et repère jusqu'à 16 types d'anomalies.

SV


SmartView

Lit les images retenues par SmartScan. Encadre les anomalies détectées et suggère une caractérisation.

SF

SmartFinding

Affichage en mosaïque des anomalies. Recherche d'images par typologie de pathologie.

**VALIDATION CLINIQUE INTESTIN GRÊLE**

5 825 examens réalisés dans 51 centres ont servi à entraîner et valider SmartScan. Résultats publiés dans JAMA Network Open¹.

Sensibilité**+10,7 pts**

Lecture classique

88,1 %


Lecture assistée SmartScan

98,8 %
Temps de lecture**-89,3 %**

Lecture classique

54,1 min

Lecture assistée SmartScan

5,4 min


Pour l'estomac (NeoMom® RC), SmartView détecte et marque en temps réel huit types de lésions focales : gastrite, polypes, tumeurs, ulcères, érosions, xanthomes, télangiectasies et diverticules.

1. Xie X, et al. Development and Validation of an Artificial Intelligence Model for Small Bowel Capsule Endoscopy Video Review. JAMA Netw Open. 2022;5(7):e2221992. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.21992. CR : lecture classique, SSAR : lecture assistée SmartScan (sensibilité CR 88,1 %, IC 95 % 86,7–89,3 ; SSAR 98,8 %, IC 95 % 98,3–99,2 ; p < 0,001).

POUR COMMANDER

Références NeoMom®

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
VIDÉO-CAPSULES		
Vidéo-capsule NeoMom® RC22 (estomac + intestin grêle, 12 h)*	CE-8106 / RC22	222740
Vidéo-capsule NeoMom® RC12 (estomac, 9 h)*	CE-8105 / RC12	203109
Vidéo-capsule NeoMom® HD*	CE-5110 / SC1	222736
Vidéo-capsule NeoMom® CC*	CC1	222737
SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT		
Système d'enregistrement pour NeoMom® HD et CC	CE-5100 / SC100	203108
Système d'enregistrement avec socle	CE-5200 / SC200	223031
Ceinture pédiatrique	CE-5207 / MAB1	223036
CAPSULES DE PERMÉABILITÉ		
NeoMom® PC taille standard	PC1 / PC-1110	223061
NeoMom® PC taille large	PC2 / PC-2110	223062
UNITÉ ROBOTIQUE		
Système pour NeoMom® RC	RC-RD1	222739

* Conditionnement : boîte de 5 unités.

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 - Fabricant : Jinshan

Caractéristiques des équipements NeoMom® RC

Unité robotique

Poids : 570 kg
 Dimensions : 210 x 160 x 185 cm
 Espace d'installation : 3,5 x 2,0 x 2,5 m
 Rotation de l'aimant : 0-360°
 Aimant supérieur : 400 mT
 Aimant inférieur : 100 mT

Console de contrôle

Poids : 80 kg
 Dimensions : 75 x 60 x 135 cm
 Écran : 24 pouces
 Système : Windows 10
 RAM : 16 Go

Enregistreur RC-RD1

Dimensions : 131 x 80 x 36 mm
 Autonomie : 14 h
 Batterie : 9 000 mAh
 Stockage : 8 Go

BIOPSIE

Pince à biopsie

NeoEndo®

- Mors crantés ou lisses fenestrés, avec ou sans dard
- Cathéters gradués pour suivre la progression dans le canal opérateur
- Outil de récupération fourni



Références NeoEndo®

Désignation	Caractéristiques	Code couleur	Ø min. canal opérateur	Volume de prélèvement	Réf. fournisseur	Réf. produit
	Cuillères ovales, gainée			2,19 mm ³	40117	222310
Pince à biopsie pédiatrique Longueur 160 cm – Ø 1,8 mm Ouverture des mors : 5,19 mm	Cuillères ovales, gainée, avec dard	●	2,0 mm	2,19 mm ³	40124	222314
	Cuillères alligator, gainée			2,22 mm ³	40145	222319
	Cuillères alligator, gainée, avec dard			2,22 mm ³	40152	222322
	Cuillères ovales, gainée			5,37 mm ³	40119	222311
Pince à biopsie gastroscopie Longueur 180 cm – Ø 2,3 mm Ouverture des mors : 6,4 mm	Cuillères ovales, gainée, avec dard	●	2,8 mm	5,37 mm ³	40126	222315
	Cuillères alligator, gainée			4,85 mm ³	40147	222320
	Cuillères alligator, gainée, avec dard			4,85 mm ³	40154	222323
	Cuillères ovales, gainée			5,37 mm ³	40121	222312
Pince à biopsie coloscopie Longueur 230 cm – Ø 2,3 mm Ouverture des mors : 6,4 mm	Cuillères ovales, gainée, avec dard	●	2,8 mm	5,37 mm ³	40128	222316
	Cuillères alligator, gainée			4,85 mm ³	40149	222321
	Cuillères alligator, gainée, avec dard			4,85 mm ³	40156	222324

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 – Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Fartley

Pince à biopsie digestive chaude

Désignation	Caractéristiques	Réf. fournisseur	Réf. produit
Pince à biopsie digestive chaude Longueur 230 cm – Ø 2,4 mm – Flexibilité	Cuillères ovales	GBF-11-24-230	220705

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 – Conditionnement : boîte de 10 unités



POLYPECTOMIE / MUCOSECTOMIE

Anses à polypectomie

NeoEndo®

- Anse tressée
- Disponible en rotation 360°

Anses froide et hybride

Désignation	Ø ouverture	Code couleur	Ø cathéter	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Anse à polypectomie hybride Longueur 230 cm	10 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40020312	222575
	15 mm				40020313	222576
Anse à polypectomie froide Longueur 230 cm	10 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40020083	222573
	15 mm				40020084	222574

Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Fartley

Anses rotatives 360°

Désignation	Ø ouverture	Code couleur	Ø cathéter	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Anse hybride 360° Longueur 230 cm	10 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40020163	222391
	15 mm				40020182	222394
Anse froide souple Longueur 230 cm	10 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40020159	222390
	15 mm				40020160	222393
Anse froide 360° Longueur 230 cm	10 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40020161	222389
	15 mm				40020162	222392

Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Fartley

Anses chaudes

Désignation	Ø ouverture	Code couleur	Ø cathéter	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Anse chaude ovale Longueur 230 cm	15 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40209	222443
	20 mm				40210	222444
	25 mm				40211	222445
	30 mm				40212	222446
	15 mm				40221	222439
Anse chaude hexagonale Longueur 230 cm	20 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	40222	222440
	25 mm				40223	222441
	30 mm				40224	222442

Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Fartley



Hybride



Froide



Froide souple



Chaude ovale



Chaude hexagonale

Aiguilles d'injection




Ecolnjectra – aiguille pour injection coloscopie

Désignation	Aiguille	Longueur aiguille	Ø cathéter	Réf. fournisseur	Réf. produit
Ecolnjectra Longueur cathéter 230 cm	22 G / 0,7 mm	4 mm	2,3 mm	GSN-23-23-230	222223
	22 G / 0,7 mm	6 mm		GSN-24-23-230	222224
	25 G / 0,5 mm	4 mm		GSN-21-23-230	222221
	25 G / 0,5 mm	6 mm		GSN-22-23-230	222222

Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Medi-Globe

Aiguille d'injection NeoEndo®

- Sortie d'aiguille sécurisée : partie distale gainée, métallique
- Qualité de pénétration optimale : biseau de 22°



25G

23G

22G

19G



Références NeoEndo®

Désignation	Ø aiguille	Longueur aiguille	Code couleur	Ø cathéter	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Aiguille d'injection coloscopie Longueur totale 230 cm	25 G (0,5 mm)	5 mm	●	2,4 mm	2,8 mm	41624	222341
	23 G (0,6 mm)		●			41621	222340
	22 G (0,7 mm)		●			41618	222339
	19 G (1,1 mm)		●			41615	222338
	25 G (0,5 mm)	4 mm	●			401408034	222716
	22 G (0,7 mm)		●			401406040	222714
	22 G (0,7 mm)	6 mm	●			401406041	222718
	25 G (0,5 mm)		●			401408035	222720

Dispositif médical stérile de classe IIb certifié CE0197 – Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Fartley

CLIPS HÉMOSTATIQUES

Hemo® Clip

- Rotation 306°
- Repositionnable
- Prémonté
- Compatible IRM de 1,5 à 3 Tesla



Références


Désignation	Ouverture	Longueur utile	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Hémo®Clip coloscopie	9 mm	230 cm	2,6 mm	ECS-09-26-230*	222808*
	11 mm			MCS-11-26-230	222582
	12 mm			MCS-12-26-230	222584
	13 mm			MCS-13-26-230	222586
	16 mm			MCS-16-26-230	222588

Dispositifs médicaux stériles de classe IIa certifiés CE0123 - Conditionnement : boîte de 10 unités
 Fabricant : Anrei - * Fabricant : Endo-Flex

EXTRACTION ENDOSCOPIQUE

Anse à filet

NeoEndo®



Références NeoEndo®

Désignation	Taille du filet	Code couleur	Ø cathéter	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Anse à filet digestive Longueur 230 cm	20 x 50 mm	●	2,5 mm	2,8 mm	40905	222329
	25 x 55 mm	●			40906	222330
	30 x 60 mm	●			40907	222331
	40 x 75 mm	●			40908	222332

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 - Conditionnement : boîte de 10 unités - Fabricant : Fartley

EXTRACTION ENDOSCOPIQUE

Extracteurs de corps étrangers

Pinces dents de rat et alligator

Désignation	Longueur	Ø gaine	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Pinces gainées dents de rat	120 cm			GFB-09-23-120	222227
	180 cm	2,3 mm	2,8 mm	GFB-09-23-180	222228
	230 cm			GFB-09-23-230	222229
Pinces gainées alligator	180 cm			GFB-10-23-180	222230
	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	GFB-10-23-230	222231

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : boîte de 10 unités - Fabricant : Medi-Globe

Pince dents de rat rotative 360° NeoEndo®

Désignation	Longueur	Ø gaine	Ouverture des mors	Réf. fournisseur	Réf. produit
Pince dents de rat 360°	160 cm			40090162	222641
	230 cm	2,3 mm	14,3 mm	40090163	222642

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 - Conditionnement : boîte de 5 unités - Fabricant : Fartley

Pince à brins

Désignation	Nombre de brins	Longueur	Ø gaine	Ø min. canal opérateur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Pince 3 brins avec œil	3	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	GFB-06-25-230	220750

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : boîte de 10 unités - Fabricant : Medi-Globe

Capuchon de protection

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Capuchon de protection en latex pour récupération de corps étrangers	AS0420000	222629

Dispositif médical de classe I certifié CE - Conditionnement : boîte de 10 unités - Fabricant : Endo-Flex




NOUVEAUTÉ

PANCRÉAS

mAI Companion®


Solution alimentée par l'intelligence artificielle, pour une assistance quotidienne en écho-endoscopie (EUS).



L'innovation en écho-endoscopie

L'écho-endoscopie est essentielle **pour le diagnostic et la prise en charge des pathologies pancréatiques**. Elle permet d'obtenir des images haute résolution et de réaliser des biopsies à l'aiguille fine.

Cet examen demande cependant une maîtrise précise de l'endoscope et une interprétation rigoureuse des images. C'est là que mAI Companion® intervient.



mAI Companion® représente une avancée significative en gastroentérologie, avec l'objectif d'élever le niveau de prise en charge des patients atteints de pathologies pancréatiques.

Fonctionne
indépendamment de
la colonne d'écho-
endoscopie

S'installe sur un écran
additionnel

Format compact

Aucun changement du
workflow existant



Fabrication
Europe

MAI COMPANION®

Assistance IA pour l'EUS du pancréas

mAI Companion® est indépendant du matériel et fonctionne sur un écran additionnel. Son format compact permet une intégration facile dans une installation EUS existante.

1

Assistance pendant la procédure

Repérage en temps réel du tissu pancréatique, des lésions solides et des lésions kystiques.

2

Suivi de la complétude de l'examen

Accès instantané au temps d'observation des régions céphalique, corporeale et caudale du pancréas.

3

Enregistrement d'images et de vidéos

Capture d'images et de séquences vidéo réutilisables dans les comptes rendus.



Références

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
mAI Companion® - boîtier d'assistance IA pour l'écho-endoscopie	À compléter	À compléter

Classe, marquage CE, conditionnement et fabricant : à compléter.

ÉCHO-ENDOSCOPIE

Aiguille de ponction sous écho-endoscopie cytologique

Sonotip® ProControl EUS



Fabriquée en Europe

- **Stylet Luer Lock en nitinol** : réintroduction en limitant le risque de plicature
- **Connecteur vissable** compatible avec les écho-endoscopes Olympus, Fujifilm et Pentax
- **Stylet rond** : protection du canal opérateur de l'écho-endoscope
- **Stabilisateur disponible en 22 et 25 Gauge** : stabilité améliorée dans les écho-endoscopes à canaux larges¹
- **Poignée ergonomique** : prise en main et maniement aisés
- **Bague Twist Lock** : procédures simplifiées et sécurisées
- **Aiguille biseautée à 12°** : qualité et rendement du prélèvement¹
- **Gaine plastique bleu foncé** : flexibilité et visualisation macroscopique
- **Aiguille avec traitement laser** : amélioration de la visibilité



Références

Désignation	Stylet	Gaine plastique	Ø externe	Réf. fournisseur	Réf. produit
Sonotip® ProControl 19 Gauge	Rond	Sans stabilisateur	2,1 mm	GUS-33-21-019	220809
Sonotip® ProControl 22 Gauge	Rond	Sans stabilisateur	1,8 mm	GUS-33-18-022	220801
Sonotip® ProControl 25 Gauge	Rond	Sans stabilisateur	1,8 mm	GUS-33-18-025	220807

Fil guide pour aiguille EUS 19G

Spécialement conçu pour être utilisé avec une aiguille EUS 19G. Sans revêtement, ce fil guide ne s'abîme pas lors du passage dans l'aiguille de ponction.

Désignation	Usage	Matière	Gaine	Ø	Extrémité	Longueur	Réf. fournisseur	Réf. produit
Fil guide pour aiguille de ponction EUS 19G	Unique	Nitinol	Non gainé	0,75 mm	Souple, radio-opaque, 15 cm	400 cm	GGW-08-30-400	220825

Dispositifs médicaux stériles de classe IIa certifiés CE0483 - Conditionnement : unitaire en boîte

1. Source : Die endosonographische Feinnadelpunktion. Eine Einführung für Assistenzpersonal in der Endoskopie, Birgitt Lucke, Christian Jenssen.

ÉCHO-ENDOSCOPIE

Aiguille de ponction sous écho-endoscopie histologique

Sonotip® TopGain



Fabriquée en Europe

- **Aiguille FNB triple biseau** : qualité du prélèvement optimisée
- **Aiguille avec traitement laser** : meilleure visibilité de la procédure
- **Stylet Luer Lock en nitinol** : réintroduction en limitant le risque de plicature
- **Stylet rond** : protection du canal opérateur de l'écho-endoscope
- **Stabilisateur disponible en 22 et 25 Gauge** : stabilité améliorée dans les écho-endoscopes à canaux larges¹
- **Gaine plastique bleu foncé** : flexibilité et visualisation macroscopique
- **Bague Twist Lock** : procédures simplifiées et sécurisées
- **Connecteur vissable universel**
- **Poignée ergonomique** : prise en main et maniement aisés



Références

Désignation	Gauge	Ø gaine	Gaine plastique	Réf. fournisseur	Réf. produit
Sonotip® TopGain aiguille à biopsie écho-endoscopie	19	2,1 mm		GUB-33-21-019	222543
	22	1,8 mm	Sans stabilisateur	GUB-33-18-022	222539
	25	1,8 mm		GUB-33-18-025	222541

Dispositifs médicaux stériles de classe IIa certifiés CE0483 - Conditionnement : unitaire en boîte - Fabricant : Medi-Globe

1. Source : Die endosonographische Feinnadelpunktion. Eine Einführung für Assistenzpersonal in der Endoskopie, Birgitt Lucke, Christian Jenssen.

ÉCHO-ENDOSCOPIE

Cystotomes

Indiqués pour la ponction de pseudo-kyste

Utilisés dans le cadre de **kysto-gastrotomie** ou de **kysto-duodénostomie**. La combinaison d'une aiguille-couteau et d'un embout diathermique évite le changement d'instrument et réduit le temps de procédure.



- **Partie distale** : aiguille couteau, embout diathermique dilateur HF
- **Partie proximale** : connecteurs haute fréquence, connectique Luer-Lock pour l'injection de produit de contraste

Cystotomes

Désignation	Longueur	Ø externe cathéter	Fil guide compatible	Ø canal opérateur minimum	Fréquence HF recommandée	Réf. fournisseur	Réf. produit
Cystotome	210 cm	8,5 Fr	0,025 inch	3,2 mm	80-120 W	E30008341	222631
		10 Fr	0,035 inch	3,7 mm		E30010340	222630



- Un connecteur haute fréquence, port d'insertion du fil guide, connectique Luer-Lock pour l'injection de produit de contraste

Set pour ponction de pseudo-kyste – cysto-gastrotomie

Désignation	Longueur	Ø externe cathéter	Fil guide compatible	Ø canal opérateur minimum	Fréquence HF recommandée	Réf. fournisseur	Réf. produit
Set pour ponction de pseudo-kyste	180 cm	6 Fr	0,035 inch	2,8 mm	80-130 W	E30006345	222632

Dispositifs médicaux stériles de classe IIa certifiés CE0483 - Conditionnement : emballage unitaire - Fabricant : Endo-Flex

TUBULURES ENDOSCOPIQUES & KITS DE PISTONS À USAGE UNIQUE

L'hygiène de l'endoscope

NeoClean®

Pistons, valves, écouvillons, tubulures d'irrigation et d'insufflation : toute la gamme d'hygiène de l'endoscope est désormais réunie sous la marque NeoClean®.



Écouvillons

Kit 3 et + écouvillons avec brosse à piston

Réf. produit (kit)	Contenu du kit	Couleurs	Contenu du kit	Couleur
203022	201780	● ●	201796	●
203023	201784	● ●	201798	●
203024	201790	●	201798	●

Conditionnement des kits : boîte de 100 unités

HYGIÈNE DE L'ENDOSCOPE

Kits de pistons et valves

NeoClean®

Kits de pistons stériles

Désignation	Piston air/ eau	Piston aspiration	Valve	Adaptateur	Piston pré- nettoyage	Réf. fournisseur	Réf. produit
Set à pistons NeoClean® Fujifilm 500/600	●	●	●	-	-	40060064	222415
	●	●	●	●	-	40060078	222487
	●	●	●	-	●	40060071	222488
	●	●	●	●	●	40060079	222489
Set à pistons NeoClean® Fujifilm 700	●	●	●	-	-	40060050	222417
	●	●	●	●	-	40060077	222490
	●	●	●	-	●	40060070	222491
	●	●	●	●	●	40060076	222492
Set à pistons NeoClean® Olympus	●	●	●	-	-	40060012	222412
	●	●	●	●	-	40060016	222413*
	●	●	●	●	-	40060091	222627
	●	●	●	-	●	40060043	222485
Set à pistons NeoClean® Pentax	●	●	●	●	●	40060092	222628
	●	●	●	-	-	40060067	222422
	●	●	●	●	-	40060094	222645
	●	●	●	●	-	40060068	222423*
	●	●	●	-	●	40060081	222493
	●	●	●	●	●	40060082	222494

Conditionnement : 25 unités - * NeoClean® Adapter métallique

Valves à biopsie stériles

Désignation	Compatibilité		Réf. fourn.	Réf. produit
Valve à biopsie stérile NeoClean®	Olympus	●	40060023	222386
	Fujifilm	●	40060024	222387
	Pentax	●	40060025	222388

Conditionnement : 200 unités

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0197 - Fabricant : Fartley

Pistons de pré-nettoyage

Désignation	Compatibilité		Réf. fourn.	Réf. produit
Piston de pré- nettoyage NeoClean®	Olympus	●	40060073	222424
	Fujifilm 500/700	●	40060072	222495
	Fujifilm 700	●	40060073	222496

Conditionnement : 100 unités

HYGIÈNE DE L'ENDOSCOPE

Tubulures d'irrigation et d'insufflation

NeoClean®



Adaptateur pour tubulure d'irrigation endoscope – NeoClean® Adapter

Désignation	Compatibilité	Réf. fournisseur	Réf. produit
Adaptateur pour tubulure d'irrigation endoscope	Olympus	40120021	222348*
	Olympus	40120024	222626
	Fujifilm	40120022	222498
	Pentax	40120124	222499*
	Pentax	40120124	222643

Conditionnement : boîte de 100 unités – * Avec adaptateur métallique – Fabricant : Fartley

Tubulure d'insufflation – NeoClean® Cap

Désignation	Compatibilité	Code couleur	Réf. fournisseur	Réf. produit
NeoClean® Cap* connexion CO2 courte, lg 10 cm	Olympus	●	41201	222269
	Fujifilm 500/600	●	41202	222270
	Fujifilm série 700	●	40120053	222401
	Pentax avec insufflateur Pentax	●	40120033	222404
NeoClean® Cap** connexion CO2, lg 110 cm	Olympus	●	40120028	222399
	Fujifilm 500/600	●	40120029	222400
	Fujifilm série 700	●	40120054	222402
NeoClean® Cap BI** adaptateur CO2, lg 110 cm	Fujifilm 500/600 et 700	●	40120110	222578
NeoClean® Cap** connexion CO2, lg 110 cm	Pentax	●	401205019	222665



Conditionnement : * boîte de 10 unités / ** boîte de 15 unités – Fabricant : Fartley

Adaptateur CO2

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Adaptateur pour NeoClean® Cap CO2 Fujifilm – NeoClean® Adapter CO2	40120025	222425
Adaptateur pour NeoClean® Cap CO2 Olympus	40120100	222589

Tubulure CO2 avec filtre

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
NeoClean® Tube CO2 Pentax / Medivator	40120040	222408
NeoClean® Tube CO2 Fujifilm	40120078	222409

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0197

HYGIÈNE DE L'ENDOSCOPE

Tubulure d'irrigation & d'insufflation

NeoClean®



Tubulure hybride – NeoClean® Hybrid

Désignation	Compatibilité	Code couleur	Réf. fournisseur	Réf. produit
NeoClean® Hybrid – tubulure hybride avec connexion CO2 et irrigation	Olympus	●	40120080	222405
NeoClean® Hybrid – tubulure hybride avec connexion CO2 et irrigation	Pentax	●	40120081	222577
NeoClean® Hybrid BI – tubulure hybride endoscope Fujifilm 500/600 et 700 avec adaptateur CO2	Fujifilm	●	40120118	222598

Conditionnement : boîte de 10 unités – Fabricant : Fartley

Tubulure d'irrigation – NeoClean® Tube

Système breveté permettant à la tubulure d'irrigation de s'adapter aux principales pompes d'irrigation à galet.

Désignation	Compatibilité	Réf. fournisseur	Réf. produit
NeoClean® Tube – tubulure d'irrigation endoscope	Tous types de pompes	41205	222347

Conditionnement : boîte de 15 unités – Fabricant : Fartley



Support bouteille

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Support bouteille avec fixation métallique	408701003	222664

Fabricant : Fartley



Pompe d'irrigation Endolinq®

- Support bouteille pré-installé
- Débit max : 1 000 mL/min (± 50 mL/min)
- Bruit inférieur à 60 dB
- Poids : 6 kg

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Endolinq® – pompe d'irrigation	EW-3100 / JSFP-1	222731

Fabricant : Jinshan

Tubulures : dispositifs médicaux stériles de classe Is certifiés CE0197



ACCESSOIRES

Cale-dents



Désignation	Type de courroie	Réf. produit
Cale-dents adulte	Textile	220684
	Plastique	222398
Cale-dents pédiatrique	Textile	222124
	Plastique	222125
Cale-dents pour insufflation d'oxygène	Textile	220775

Produits de classe I - Conditionnement : carton de 100 unités - Fabricant : Asept InMed

Cathéter spray

Désignation	Réf. fournisseur	Ø spray	Longueur	Ø min. canal opérateur	Réf. produit
Cathéter spray	GSC-01-25-230	2,5 mm	230 cm	2,8 mm	220824

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : boîte de 10 unités - Fabricant : Medi-Globe



ACCESSOIRES

Brosse cytologique

Désignation	Réf. fournisseur	Ø externe	Longueur	Réf. produit
Brosse cytologique	GCB-02-18-180	1,8 mm	180 cm	220604

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : boîte de 10 unités - Fabricant : Medi-Globe



- **Poignée ergonomique** : préhension facilitée
- **Tube en téflon et brosse rétractable** : retrait protégé
- **Embout ellipsoïde** : étanchéité et protection du prélèvement
- **Set avec ciseaux**

Pièges à polypes

Polyp'Trap

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Polyp'Trap - piège à polypes	100 132	220620

Classe I - Conditionnement : boîte de 20 unités - Fabricant : Medi-Globe

Piège à polypes à tiroir NeoEndo®

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Piège à polypes à tiroir, usage unique	400705005 FTL-PTCO-2-1	222572

Classe I - Conditionnement : boîte de 25 unités - Fabricant : Fartley



Un système complet pour la CPRE

Les solutions de notre partenaire Medi-Globe comprennent des instruments short-wire et long-wire pour les applications centrales du système bilio-pancréatique. Cette page et les deux suivantes en présentent l'essentiel.



Gamme fabriquée en Europe



Le catalogue CPRE ShortTrack® détaillé (schémas, caractéristiques complètes) est disponible auprès de votre délégué.

Fixation du fil guide

Désignation	Compatibilité	Réf. fournisseur	Réf. produit
Bloqueur de fil guide	Olympus - Fujifilm	GWL-01-00-001	222943
	Pentax	GWL-02-00-001	222944

Conditionnement : boîte de 5 unités



Cannulation - cathéters

Désignation	Embout distal	Lg cathéter	Lg mandrin	Fil guide	Réf. fournisseur	Réf. produit
Cathéter CPRE ShortTrack® Ø 2,55 / 2,1 mm - canal 2,8 mm	Effilé 5 mm	200 cm	-	0,035"	GER-42-25-035	222094
	Effilé 10 mm			0,021"	GER-03-18-021	220638
Cathéter CPRE système long Ø 1,8 mm - canal 2,8 mm	Conique métallique	200 cm	120 cm	0,035"	GER-04-18-035	220640
	Rond métallique			0,035"	GER-05-18-035	220642
	« Ball-type » métallique			0,035"	GER-07-18-035	220646

Conditionnement : boîte de 10 unités



Fils guides

Désignation	Ø fil guide	Partie distale	Type	Réf. fournisseur	Réf. produit
ShortTrack® nitinol, téflon, 260 cm	0,025" / 0,64 mm	Droit - souple	Bavarian	GGW-03-25-260	220744
	0,035" / 0,89 mm	Droit - souple	Bavarian	GGW-03-35-260	220745
	0,035" / 0,89 mm	Droit - hydrophile	EasyPass	GGW-10-35-260	220798
	0,035" / 0,89 mm	Angulé - hydrophile	EasyPass	GGW-10-35-260J	222934
	0,021" / 0,53 mm	Droit - souple, 400 cm	Bavarian	GGW-03-21-450	220378
Bavarian système long nitinol, téflon, bleu/blanc	0,025" / 0,64 mm	Droit - souple, 450 cm	Bavarian	GGW-03-25-450	220742
	0,035" / 0,89 mm	Droit - souple, 450 cm	Bavarian	GGW-03-35-450	220380
	0,035" / 0,89 mm	Droit, 450 cm	Bavarian	GGW-04-35-450	220382
EasyPass système long nitinol, téflon, bleu/blanc	0,035" / 0,89 mm	Droit, 450 cm	EasyPass	GGW-10-35-450	220799
Fil guide standard acier inoxydable, téflon, vert	0,035" / 0,89 mm	Droit, 450 cm	Standard	GGW-01-35-450	220370

Partie flexible : 5 cm - Conditionnement : unitaire - Dispositifs médicaux stériles à usage unique de classe Is certifiés CE0483 - Fabricant : Medi-Globe




CPRE - GAMME SHORTTRACK®

Sphinctérotomie et extraction

RotaCut® ShortTrack® préchargé

3 lumières, embout filiforme, cathéter 200 cm, Ø 2,55 / 2,1 mm. Embout distal 5 mm, canal minimum 3,6 mm, rotatif.



Fil guide	Type de fil	Coupe 20 mm	Coupe 25 mm	Coupe 30 mm
Guide nitinol Ø 0,035" préchargé Lg 260 cm	Tressé	222098 GSP-41-25-020PS	222099 GSP-41-25-025PS	222100 GSP-41-25-030PS
	Monofilament	222107 GSP-42-25-020PS	222108 GSP-42-25-025PS	222109 GSP-42-25-030PS
Guide nitinol Ø 0,035" préchargé Lg 450 cm	Tressé	222101 GSP-41-25-020PL	222102 GSP-41-25-025PL	222103 GSP-41-25-030PL
	Monofilament	222110 GSP-42-25-020PL	222111 GSP-42-25-025PL	222112 GSP-42-25-030PL

Réf. produit en gras, réf. fournisseur en dessous - Conditionnement : unitaire

Sphinctérotome RotaCut® ShortTrack®

Désignation	Type de fil	Coupe 20 mm	Coupe 25 mm	Coupe 30 mm
3 lumières, embout filiforme 200 cm, rotatif	Tressé	222095 GSP-41-25-020	222096 GSP-41-25-025	222097 GSP-41-25-030
	Monofilament	222104 GSP-42-25-020	222105 GSP-42-25-025	222106 GSP-42-25-030

Conditionnement : boîte de 5 unités

Sphinctérotomes Premier Cut et Needle Knife

Désignation	Coupe	Fil	Ø min. canal	Embout distal	Rotatif	Réf. fournisseur	Réf. produit
Premier Cut - 2 lumières, 200 cm Ø 2,55 / 2,1 mm	30/15 mm semi-isolé	Tressé	2,8 mm	5 mm effilé	Non	GSP-25-20-030	220816
Needle Knife infundibulotome 1 lumière, 200 cm	15 mm	Tressé	2 mm	Aiguille couteau 15 mm	Non	GSP-11-17-015	220478

Conditionnement : boîte de 5 unités - Sphinctérotomes : dispositifs médicaux stériles à usage unique de classe IIb certifiés CE0483

Ballon d'extraction de calculs

Sans latex. 3 seringues fournies, injection distale.



Désignation	Ø extraction	Ø cathéter	Lumières	Réf. fournisseur	Réf. produit
Ballon extracteur multistage ShortTrack® 200 cm, fil guide 0,035"	9 - 13 - 16 mm	2,55 mm / 7,5 Fr	3	GEB-47-25-035	222093

Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : unitaire - Fabricant : Medi-Globe

Paniers, lithotritie et drainage

Panier extracteur lithotriptable ShortTrack®

2 lumières, panier 4 brins tressés en acier inoxydable, cathéter 207 cm, Ø 2,7 mm, canal minimum 3,6 mm, compatible fil guide.

Compatibilité	Ø panier ouvert	Lg panier ouvert	Réf. fournisseur	Réf. produit
Olympus - Fujifilm	20 mm	42 mm	GEB-51-27-420	222945
	25 mm	52 mm	GEB-51-27-425	222946
	30 mm	61 mm	GEB-51-27-430	222947
Pentax	25 mm	42 mm	GEB-52-27-420	222948
	30 mm	52 mm	GEB-52-27-425	222949
	30 mm	61 mm	GEB-52-27-430	222950

Conditionnement : boîte de 5 unités

Panier système long - nitinol

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Panier Dormia 8 brins tressés, nitinol, 2 lumières, 180 cm, Ø 20 mm, lg 34 mm, Ø 2,7 mm, canal 3,2 mm	GEB-14-27-820	222373

Conditionnement : unitaire

Paniers et spirales : dispositifs médicaux stériles de classe Is certifiés CE0483 - * classe I certifié CE0483

Système de lithotritie

Désignation	Réf. fournisseur	Réf. produit
Spirale métallique réutilisable Ø 2,6 mm - 180 cm	GML-90-26-180	222995
Spirale d'urgence réutilisable Ø 3,4 mm - 80 cm	GML-90-34-080	220593
Poignée de lithotripsie réutilisable StoneBuster®*	GML-99-01-000	222997

Stents biliaires préchargés ShortTrack®

Préchargés, radio-opaques, repositionnables, orifices latéraux. Réf. produit par diamètre et longueur.

Désignation	Ø stent	Ø min. canal	5 cm	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm
Stent biliaire droit	8,5 Fr	3,9 mm	222951	222952	222953	222954	222955
	10 Fr	4,2 mm	222956	222957	222958	222959	222960
	11,5 Fr	4,2 mm	222961	222962	222963	222964	222965
Stent biliaire courbé	8,5 Fr	3,9 mm	222971	222972	222973	222974	222975
	10 Fr	4,2 mm	222966	222967	222968	222969	222970
	11,5 Fr	4,2 mm	222976	222977	222978	222979	222980

Réf. fournisseur : GBS-[01 droit | 05 courbé]-[08 | 10 | 11]-[longueur 005 à 015]PS, ex. GBS-01-08-005PS - Conditionnement : boîte de 2 unités
Dispositifs médicaux stériles à usage unique de classe IIb certifiés CE0483 - Fabricant : Medi-Globe

Également disponible : Expander, ballon de dilatation de l'achalasie

Désignation	Fil guide max	Ballon Ø x lg	Cathéter Ø x lg	Réf. fournisseur	Réf. produit
Expander - ballon de dilatation	0,047 inch	30 mm x 8 cm	4,7 mm x 115 cm	GDB-02-30-080	220326
Expander - ballon de dilatation	0,047 inch	35 mm x 8 cm	4,7 mm x 115 cm	GDB-02-35-080	220327
Expander - ballon de dilatation	0,047 inch	40 mm x 8 cm	4,7 mm x 115 cm	GDB-02-40-080	220328

Double lumière, 3 anneaux radio-opaques - Conditionnement : unitaire - Fabricant : Medi-Globe



Cœlioscopie

Sac d'extraction type épuisette

NeoEndo®



Désignation	Contenance	Code couleur	Ouverture	Ø trocart	Réf. fournisseur	Réf. produit
Sac d'extraction type épuisette Longueur 278 mm	200 ml		80 x 200 mm	10 mm	40350006	222342
	500 ml		100 x 170 mm		40350007	222343
	800 ml		130 x 190 mm		40350008	222344
	1200 ml		130 x 200 mm		40350009	222345
	1500 ml		130 x 265 mm		40350010	222346

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 - Conditionnement : boîte de 5 unités - Fabricant : Fartley

Espiner Master E-Sac

- Extraction de pièce anatomique en toute sécurité : technologie Ripstop Nylon, marqueurs radio-opaques



Désignation	Sac	Contenance	Trocart	Ouverture	Cdt.	Réf. fournisseur	Réf. produit
Sac d'extraction type épuisette Master E-Sac	À poignée	150 ml	10 mm	64 x 105 mm	6 unités	EMP80-WG-6	222749
		200 ml		64 x 150 mm		EMP100-WG-6	222750
		550 ml	12 mm	85 x 210 mm	3 unités	EMP120-WG-6	222751
		1500 ml		110 x 260 mm		EMP160-WG-3	222752

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0459 - Fabricant : Fannin

Sac d'extraction largable

Exbag



Désignation	Volume	Ouverture	Ø trocart	Réf. fournisseur	Réf. produit
Exbag® - sac à extraction	200 ml	50 mm	10 mm	MEB-01-10-200	222351
	400 ml	90 mm		MEB-01-10-400	222352
	800 ml	100 mm		MEB-01-10-800	222353

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0483 - Conditionnement : carton de 5 unités - Fabricant : Medi-Globe

Espiner EcoSac



Désignation	Trocart	Contenance	Ouverture	Cdt.	Réf. fournisseur	Réf. produit
Sac d'extraction EcoSac largable, trocart 5 mm	5 mm	50 ml	38 x 90 mm	10 unités	EMP50ECO-R	222744
		100 ml	55 x 135 mm		EMP110ECO-R-10	222746
		200 ml	102 x 250 mm		EMP100-INS-10	222753
Sac d'extraction EcoSac largable, trocart 10 mm	10 mm	200 ml	70 x 144 mm	10 unités	EMP100ECO-10	222745
		80 ml	45 x 100 mm		EMP60ECO-10	222757
		100 ml	57 x 100 mm		EMP70ECO-10	222758
Sac d'extraction EcoSac largable, trocart 12 mm	12 mm	750 ml	102 x 235 mm	5 unités	EMP145ECO	222759
		550 ml	115 x 185 mm	10 unités	EMP140ECO-10	222747
		1200 ml	170 x 180 mm	5 unités	EMP170ECO	222748
Sac d'extraction EcoSac largable, trocart 15 mm	15 mm	3100 ml	165 x 340 mm	5 unités	EMP230ECO	222760
		6 000 ml	320 x 410 mm		EMP600ECO-5	222761

Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0459 - Fabricant : Fannin



Asept InMed®

📍 9, Avenue Mercure – 31130 Quint Fonsegrives 📞 +33 (0)5 62 57 69 00

Plus d'informations
aseptinmed.fr

10/2026 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Crédit photo : Asept InMed et partenaires industriels - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux destinés à l'endoscopie digestive - Fabricants et classes précisés sous chaque tableau de références - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Document à l'usage des professionnels de santé.