



GASTRO-ENTÉROLOGIE  
**ENDOSCOPIE DIGESTIVE**

---

# **EXTRACTEUR**

## **Corps étrangers**

Pour tous types de corps étrangers

# PINCE EXTRACTEUR HYBRIDE ROTATIVE

**neograspers**® 360



**Pince rotative 360°  
grâce à la molette**



**Mors alligators et dent de rat**

► Facilite l'extraction des corps étrangers et des stents

**Ouverture large des mors**

► Facilite la saisie des corps étranger et des stents

## LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	LONGUEUR	Ø GAINÉ	OUVERTURE MORS	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
PINCE EXTRACTION DENTS DE RATS NEOGRASPERS®	120 cm	1,8 mm	9,5 mm	222640	40090161
	160 cm	2,3 mm	14,3 mm	222641	40090162
	230 cm	2,3 mm	14,3 mm	222642	40090163

Fabricant : Fartley - Dispositif médical stérile de classe IIa certifié CE0197 - Conditionnement : boîte de 5 unités

# PINCE EXTRACTEUR DE CORPS ÉTRANGERS DENTS DE RAT / ALLIGATOR



## Poignée ergonomique

- Manipulation aisée

## Marquage distal et proximal de la gaine

- Progression et retrait contrôlés de la pince durant la procédure



Alligator



Dents de rat



## Version gainée

- Frottement limité lors du passage de la pince à travers le canal opérateur

## Grande ouverture des mors

- Facilite la saisie des corps étrangers

## LES RÉFÉRENCES


DÉSIGNATION	LONGUEUR	Ø GAINE	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
PINCES GAINÉES DENTS DE RAT	180 cm	2,3 mm	2,8 mm	222228	GFB-09-23-180
	230 cm			222229	GFB-09-23-230
PINCES GAINÉES ALLIGATOR	180 cm	2,3 mm	2,8 mm	222230	GFB-10-23-180
	230 cm			222231	GFB-10-23-230

Fabricant : Medi-Globe - Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : boîte de 10 unités

# PINCE EXTRACTEUR DE CORPS ÉTRANGERS À BRINS OU À PINCES



Poignée ergonomique  
► Manipulation aisée



## LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	NOMBRE DE BRINS	LONGUEUR	Ø GAINÉ	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
PINCES MÂCHOIRES à brins avec crochets	4	180 cm	2,5 mm	2,8 mm	220550	GFB-01-25-180
	4	230 cm			220551	GFB-01-25-230
PINCES MÂCHOIRES à brins avec œil	4	180 cm	2,5 mm	2,8 mm	220552	GFB-02-25-180
	4	230 cm			220553	GFB-02-25-230
	3	230 cm			220750	GFB-06-25-230
PINCES MÂCHOIRES à pincés 2:2	-	180 cm	2,5 mm	2,8 mm	220554	GFB-03-25-180
	-	230 cm			220555	GFB-03-25-230

Fabricant : Medi-Globe - Dispositif médical stérile de classe Is certifié CE0483 - Conditionnement : boîte de 10 unités

## CAPUCHON DE PROTECTION

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	
	Commande	Produit
CAPUCHON DE PROTECTION pour récupération de corps étrangers	AS0420000	222629

Fabricant : Prince Medical - Dispositif médical de classe Is certifié CE0459  
Conditionnement : boîte de 10 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives  
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

