

# neoclip® 360° CLIP HÉMOSTATIQUE

Hémostases endoscopiques et repérage

## ► Présentation technique

### Repères distaux et proximaux

- Contrôler l'entrée et la sortie du dispositif (évite les projections) dans le canal opérateur

### Clip

- Repositionnable
- Rotation à 360°
- Système pantographe
- Fenêtré

135°

### Mors

- **Sécurité :**  
Design couronne
- **Efficacité :**  
Angle de préhension à 135°

### Code couleur

- Pour identification


- 9 mm
- 12 mm
- 16 mm

### Poignée ergonomique

- Prise en main et manipulation aisées

### Molette

- Fluidité et réactivité de la rotation
- Manipulation ambidextre



## ► Usages revendiqués

**Les hémostases pour** les ulcères hémorragiques.

**Les polypes de diamètre** inf. à 1.5cm après résection de polypes.

**Fermeture de petites perforations du tractus gastro-intestinal** de moins de 20mm pouvant être traité directement.

Ancrage afin de fixer une **sonde d'alimentation** à la paroi de l'intestin grêle.

**Marquage endoscopique** grâce à la radio-opacité des clips.

## ► La gamme NEO

Découvrez une gamme développée en collaboration avec notre fournisseur, s'appuyant sur notre expertise technique et les retours de nos délégués commerciaux.

Une gamme créée **avec et pour les utilisateurs**, fruit de notre écoute et de la proximité avec les équipes médicales.



### NeoBite

Pincettes à biopsie



### NeoInjection

Aiguilles d'injection



### NeoSnare Cold / Hybrid

Anses à polypectomie froide et hybride



### NeoBag Grip

Sacs d'extraction type épuisette



### NeoNet

Anses à filet



### NeoValve Stérile, NeoClean

Accessoires



### NeoClip

Clip hémostatique

## LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	OUVERTURE	LONGUEUR UTILE	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
NEOCLIP GASTROSCOPIE	9 mm	180 cm	2,5 mm	222557	40750001
	12 mm			222558	40750017
	16 mm			222559	40750004
NEOCLIP COLOSCOPIE	9 mm	230 cm	2,5 mm	222560	40750009
	12 mm			222561	40750018
	16 mm			222562	40750016

Conditionnement : boîte de 5 unités



Asept InMed®  
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

