

# ECO INJECTRA

## AIGUILLE D'INJECTION

Utilisée lors de sclérothérapie et mucosectomie

### ► Présentation technique

Aiguille pour injection en **acier inoxydable**.

#### Poignée ergonomique et mécanisme de verrouillage

- Ponction stable et équilibrée dans les tissus ou les vaisseaux ciblés

#### Embout distal métallique

- Assure un guidage de l'aiguille lorsque l'endoscope est fortement béquillé

#### Gaine transparente

- Contrôle de la circulation des liquides et des fluides

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR AIGUILLE	Ø CATHÉTER	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
ECO INJECTRA AIGUILLE POUR INJECTION COLOSCOPIE Longueur cathéter 230 cm	22 G / 0,7 mm	4 mm	2,3 mm	222223	GSN-23-23-230
	22 G / 0,7 mm	6 mm	2,3 mm	222224	GSN-24-23-230
	25 G / 0,5 mm	4 mm	2,3 mm	222221	GSN-21-23-230
	25 G / 0,5 mm	6 mm	2,3 mm	222222	GSN-22-23-230

Conditionnement : boîte de 10 unités



Asept InMed®  
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives  
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

