≥ neosnarehot®

ANSE À POLYPECTOMIE

Anses à polypectomie diathermiques







La gamme NEO

Découvrez une gamme développée en collaboration avec notre fournisseur, s'appuyant sur notre expertise technique et les retours de nos délégués commerciaux.

Une gamme créée **avec et pour les utilisateurs,** fruit de notre écoute et de la proximité avec les équipes médicales.



NeoBite Pinces à biopsie



Neolnjection Aiguilles d'injection



NeoSnare Cold / Hybrid

Anses à polypectomie froide et hybride



NeoBag Grip

Sacs d'extraction type épuisette



NeoNet

Anses à filet



NeoValve Stérile, NeoClean





NeoPiston Stérile

Accessoires

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø	CODE COULEUR	Ø CATHÉTER	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
	OUVERTURE				Commande	Produit
NEOSNARE HOT ANSE À POLYPECTOMIE CHAUDE OVALE Longueur : 230 cm	15mm	*	2,4 mm	2.8 mm	222443	40209
	20 mm				222444	40210
	25 mm				222445	40211
	30 mm				222446	40212
NEOSNARE HOT ANSE À POLYPECTOMIE CHAUDE HEXAGONALE Longueur : 230 cm	15 mm	&			222439	40221
	20 mm				222440	40222
	25 mm				222441	40223
	30 mm				222442	40224
NEOSNARE HOT ANSE À POLYPECTOMIE CHAUDE ASYMÉTRIQUE Longueur : 230 cm	15 mm				222435	40233
	20 mm				222436	40234
	25 mm				222437	40235
	30 mm				222438	40236

Conditionnement : boîte de 10 unités





