


neosnarecold® 360°

neosnarehybrid® 360°

ANSES À POLYPECTOMIE

Anses à polypectomie rotative pour l'exérèse de petits polypes

► Présentation technique



Choix de la souplesse

- Pour s'adapter à l'utilisateur

Rotation 360°

- Placement sur la muqueuse aisé



NOTRE GAMME



Cold



Hybrid

Cold


Coupe polype ≤ 9mm

Cold soft


Filaments plus souples

Hybrid

Coupe à froid ou à chaud de petit polype



10 mm



15 mm

► La gamme NEO

Découvrez une gamme développée en collaboration avec notre fournisseur, s'appuyant sur notre expertise technique et les retours de nos délégués commerciaux.

Une gamme créée **avec et pour les utilisateurs**, fruit de notre écoute et de notre proximité avec les équipes médicales.



NeoBite

Pinces à biopsie



NeoInjection

Aiguilles d'injection



NeoSnare Cold / Hybrid

Anses à polypectomie froide et hybride



NeoBag Grip

Sacs d'extraction type épuisette



NeoNet

Anses à filet



NeoValve Stérile, NeoClean

Accessoires



NeoPiston Stérile

Accessoires

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø OUVERTURE	CODE COULEUR	Ø CATHÉTER	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
NEOSNARE HYBRID 360 ANSE À POLYPECTOMIE HYBRIDE lg 230 cm	10 mm		2,4 mm	2,8 mm	222391	40020163
	15 mm				222394	40020182
NEOSNARE COLD 360 ANSE À POLYPECTOMIE FROIDE lg 230 cm	10 mm		2,4 mm	2,8 mm	222389	40020161
	15 mm				222392	40020162
NEOSNARE COLD SOFT 360 ANSE À POLYPECTOMIE FROIDE SOUPLE lg 230 cm	10 mm		2,4 mm	2,8 mm	222390	40020159
	15 mm				222393	40020160

Conditionnement : boîte de 10 unités



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

