

ACCESSOIRES DE PERFUSION

Une gamme de dispositifs pour la perfusion


PERFUSEUR - **neoperf**[®]

Un choix de perfuseurs simples avec **obturateur filtre de purge**.

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOPERF [®] PERFUSEUR	Avec site d'injection en Y	202090
	Avec site d'injection en Y + aiguille	202091
	Avec robinet 3 voies	202092
	Avec robinet 3 voies indémontable + aiguille	202093

Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités



Réf. : 202092

RÉGULATEUR DE DÉBIT - **DOSI-FLOW**[®]

Disponible **seul ou sur un perfuseur** doté d'un obturateur avec filtre de purge.

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
DOSI-FLOW [®] 1 RÉGULATEUR DE DÉBIT	Avec site d'injection	200094*
	Sans site d'injection	200097*
DOSI-FLOW [®] 30 RÉGULATEUR DE DÉBIT	Avec perfuseur, avec site Y	200099*
DOSI-FLOW [®] 3 RÉGULATEUR DE DÉBIT	Avec perfuseur sans site d'injection	201551*
	Avec perfuseur avec site Y	202114**
	Avec perfuseur sans site Y	202115**

* Fabricant : Leventon - Dispositif médical de classe Is certifié CE0297

Conditionnement : carton de 50 unités

** Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités



Réf. : 200094



Réf. : 202114



Réglette facilitant la correspondance entre graduation et débit en gouttes par minute.

RÉGULATEUR DE DÉBIT - **neoflow**[®] PROLONGATEUR DE REMPLISSAGE

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOFLOW [®] RÉGULATEUR DE DÉBIT	Sans site d'injection	202080
	Avec site d'injection	202081
	Avec perfuseur	202082

Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
PROLONGATEUR DE REMPLISSAGE AVEC VALVE ANTI-RETOUR	Sans prise d'air	203015
	Avec prise d'air	203074

Fabricant : Adriamed - Dispositif médical de classe Is certifié CE0051

Conditionnement : carton de 100 unités



Réf. : 202080



Réf. : 202082




Réf. : 203015

BOITIER DE PROTECTION neoprotect'in®

Un **dispositif de protection** des rampes, des robinets et des connexions Luer répondant aux recommandations de la Société Française d'Hygiène Hospitalisée (SF2H 2019).

DÉSIGNATION	RÉFS	CDT.
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour connexion Luer	200012	50 unités
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour robinet 3 voies	200006	100 unités
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour rampe 2 à 6 robinets	200000	40 unités


Fabricant : Fartley - Dispositif médical de classe Is certifié CE0197



**Consulter
brochure
Rampes / Boîtiers**



Réf. : 200012



Fente arrière du boîtier : pour une compatibilité avec le support de potence des rampes



Réf. : 200006

ROBINET 3 VOIES - neoways®

Robinet **lipido-résistant** avec 2 entrées femelles et une sortie mâle.

DÉSIGNATION	SANS PROLONGATEUR	PROLONGATEUR					
		10 cm	25 cm	50 cm	80 cm	100 cm	150 cm
NEOWAYS® ROBINET 3 VOIES	202083	202084	202085	202086	202087	202088	202089

Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités (sauf réf. 202083 : carton de 50 unités)




PROLONGATEUR DE PERFUSION - neoline®

Prolongateur **mâle/femelle avec obturateur**.

DÉSIGNATION	PROLONGATEUR MF					
	10 cm	30 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
NEOLINE® PROLONGATEUR PE 3x4,1 mm*	-	-	202102	202103	202104	202105
NEOLINE® PROLONGATEUR PE 1x2 mm Luer Lock mâle mobile**	202131	202132	202106	202107	202108	202109
NEOLINE® PROLONGATEUR PVC 3x4,1 mm*	202127	202128	202094	202095	202096	202097
NEOLINE® PROLONGATEUR PVC 1,5x3 mm**	202129	202130	202098	202099	202100	202101

Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : carton de 100 unités

* Résistant à une pression de 4,5 bars maximum - ** Résistant à une pression de 55 bars maximum



OBTURATEUR - neocap®

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOCAP® OBTURATEUR Luer Lock mâle	Sans site d'injection	202110
	Avec site d'injection	202111

Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123

Conditionnement : carton de 100 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

