

Catalogue

Solutions de perfusion

Une gamme complète de dispositifs pour :

- ▶ Antibiothérapie
- ▶ Chimiothérapie
- ▶ Douleur
- ▶ Hydratation et hyperhydratation

Sommaire

Présentation.....p.3

L'équipe Perfusion Asept InMed.....p.4

Administration médicamenteuse.....p.5

NeoPump® - Diffuseur portable élastomérique souple.....p.6

NeoPump®R - Diffuseur portable élastomérique rigide.....p.7

Accessoires pour diffuseurs.....p.8

Nécessaires d'hydratation.....p.9

ANAPA® - Diffuseur portable à pression de CO₂.....p.10

Préparation à l'administration.....p.12

Chemfort™ - Transfert en système clos (CSTD).....p.13

Infumix & Infukit - Système d'aide au transfert médicamenteux.....p.15

Abords vasculaires périphériques.....p.17

Nouvo Safety Set® - Cathéters périphériques sécurisés.....p.18

Protecfilm® & Pharmapore® - Pansements pour soins.....p.19

Perfusion par gravité.....p.20

NeoFlow® - Régulateur de débit.....p.21

NeoPerf® - Perfuseur.....p.21

Rampes de perfusion.....p.22

Accessoires.....p.22



Présentation

Asept InMed, reconnu depuis **plus de 25 ans parmi les leaders Français de la perfusion**, propose aux hôpitaux, cliniques et acteurs du soin à domicile des **gammes complètes de dispositifs médicaux d'administration adaptés aux exigences** croissantes des traitements tels la chimiothérapie, l'antibiothérapie, les hydratation/hyperhydratation, la douleur, etc.

► Aux cotés des prescripteurs, des soignants et des patients, **nos équipes vous accompagnent dans le choix des dispositifs les plus adaptés aux prescriptions ainsi qu'aux bons usages des perfusions**, en hospitalisation, en post opératoire ou en ambulatoire, de l'établissement jusqu'au domicile.

► Donnant une priorité à la sécurité et à des standards élevés en terme de

production, Asept InMed vous offre notamment l'accès à des **études de stabilité médicamenteuse** de dernière génération pour ses diffuseurs portables.

► Nos gammes technologiques de systèmes clos barrières aux vapeurs, aux traces liquides et aux microbes (CSTD conformes au standard NIOSH) permettent **la reconstitution, la préparation et l'administration sécurisées des cytotoxiques** dans tous les environnements des soins même non protégés (service, paillasse, chambre, etc.)

► Nos connections et lignes de perfusion techniques permettent des montages des plus simples aux plus complexes en assurant toujours la protection des administrations.

Nos supports pédagogiques vous guident vers le respect des Bonnes Pratiques conformément aux rappels des sociétés savantes de la perfusion (Europharmat, Société Française d'Hygiène Hospitalière, SFAR, Omedits, ...).



- VIDÉOS TUTORIELLES
- FICHES RECOMMANDATIONS
- LIVRETS PATIENTS
- LIVRETS SOIGNANTS
- WEBINAIRES
- FORMATIONS

L'équipe



SANDRINE CORRIGER

scorriger@aseptinmed.fr
06.81.29.18.07



SYLVAIN PRUVOT

spruvot@aseptinmed.fr
06.12.80.56.75



NICOLAS CORTESI

ncortesi@aseptinmed.fr
06.07.26.72.58



UGO KELLER

ukeller@aseptinmed.fr
06.29.52.02.76



BASTIEN PERRYAY - référent

bperray@aseptinmed.fr
06.15.84.30.96



NICOLAS VIDAL

nvidal@aseptinmed.fr
06.10.83.81.48




JULIEN IZARD

jizard@aseptinmed.fr
07.52.67.86.84



STEPHANIE GONON

sgonon@aseptinmed.fr
06.35.66.52.84



DAMIEN MOUREY

Responsable des ventes
dmourey@aseptinmed.fr
07.79.77.70.53



LUC TRAN VAN

Spécialiste produits - IFS
ltranvan@aseptinmed.fr
06.03.46.00.44



HÉLÈNE GUÉRARD

Spécialiste produits - Consommables
hguerard@aseptinmed.fr
07.72.21.76.09



Administration médicamenteuse

NeoPump® - Diffuseur portable élastomérique souple.....	p.6
NeoPump®R - Diffuseur portable élastomérique rigide.....	p.7
Accessoires pour diffuseurs.....	p.8
Nécessaires d'hydratation.....	p.9
ANAPA® - Diffuseur portable à pression de CO2.....	p.10

Diffuseur portable élastomérique souple

neopump®

gamme
neo

► RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	VOLUME MAXIMUM
			Commande	
NEOPUMP® 40ML	30 min	80	203072	65 ml
	1 heure	40	203011	
	4 heures	10	203018	
NEOPUMP® 48ML	24 heures	2	202996	65 ml
	48 heures	1	203013	
NEOPUMP® 50ML	30 min	100	203154	65 ml
NEOPUMP® 60ML	12 heures	5	203016	65 ml
	15 heures	4	203075	
	24 heures	2,5	203087	
NEOPUMP® 84ML	7 jours	0,5	203071	120 ml
NEOPUMP® 96ML	12 heures	8	202989	120 ml
	48 heures	2	202993	
NEOPUMP® 100ML	30 min	200	202991	120 ml
	1 heures	100	202992	
	2 heures	50	203073	
100 ML 20h : 120 ML 24h sur remplissage	20 heures	5	202997	
NEOPUMP® 120ML	12 heures	10	202990	120 ml
	48 heures	2,5	202994	
NEOPUMP® 240ML	24 heures	10	203008	400 ml
	48 heures	5	202995	
	5 jours	2	203012	
NEOPUMP® 250ML	12 heures	20,8	203010	400 ml
NEOPUMP® 300ML	1,5 heures	200	203019	400 ml
	6 heures	50	203070	
NEOPUMP® 336ML	48 heures	7	203064	400 ml
	42 heures	8	203175	
NEOPUMP® 400ML	4 heures	100	203014	500 ml
NEOPUMP® 500ML	2 heures	250	203009	520 ml
	12 heures	41,6	203006	
	24 heures	20,8	203007	

Fabricant : Adriamed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIb certifié CE0051
Conditionnement : par 20 ou par 30 unités - Réf 202991 par 60 unités, Réf 203006 par 40 unités

► RÉFÉRENCE NRFIT

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	VOLUME MAXIMUM
			Commande	
NEOPUMP® 240ML	24 heures	10	203181	400 ml
NEOPUMP® 336ML	48 heures	7	203180	400 ml
	42 heures	8	203178	

Fabricant : Adriamed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIb certifié CE0051
Conditionnement : par 20 unités



Retrouvez nos accessoires pour
l'administration médicamenteuse p.6

**STABILITÉS
MÉDICAMENTEUSES
SUR ASEPTINMED.FR**



**SCANNER POUR
ACCÉDER À NOS
TUTORIELS**

Diffuseur portable élastomérique rigide

neopump®

gamme
neo

► RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	VOLUME MAXIMUM
			Commande	
NEOPUMP® 60ML	12 heures	5	203171	60 ml
	24 heures	2,5	203170	
NEOPUMP® 96ML	12 heures	8	203172	120 ml
	24 heures	4	203182	
	48 heures	2	203102	
NEOPUMP® 100ML	20 heures	5	203104	120 ml
NEOPUMP® 120ML	12 heures	10	203173	120 ml
	48 heures	2,5	203103	
NEOPUMP® 150ML	50 heures	3	203183	180 ml
	10 heures	15	203184	
NEOPUMP® 240ML	48 heures	5	203105	360 ml
	5 jours	2	203106	
	24 heures	10	203107	
NEOPUMP® 330ML	44 heures	7,5	203174	360 ml

Fabricant : Adriamed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIb certifié CE0051
Conditionnement : par 20 ou par 40 unités



► RÉFÉRENCE NRFIT

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	VOLUME MAXIMUM
			Commande	
NEOPUMP®R 240ML	48 heures	5	203176	360 ml
	24 heures	10	203179	
NEOPUMP®R 252ML	36 heures	7	203192	360 ml
NEOPUMP®R 288ML	3 jours	4	203193	360 ml
NEOPUMP®R 330ML	44 heures	7,5	203177	360 ml

Fabricant : Adriamed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIb certifié CE0051
Conditionnement : par 20 unités




Accessoires diffuseurs

Etuis de transport et prolongateur de remplissage destinés à l'administration médicamenteuse.

► Accessoires pour NeoPump®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NeoPump® souple	NeoPump® rigide
202838	Sacoche ceinture pour diffuseurs portables jusqu'à 270ml	Jusqu'à 250ml	Jusqu'à 240ml
203000	Sacoche étui extensible à ceinture élastique pour diffuseurs portables jusqu'à 250ml	Jusqu'à 250ml	Jusqu'à 150ml
201130	Sacoche ceinture pour diffuseurs portables jusqu'à 500ml	Jusqu'à 500ml	Jusqu'à 330ml
203137	Sacoche Thermo Isolante 40-120ml	Jusqu'à 120ml	Jusqu'à 120ml
203138	Sacoche Thermo Isolante 250-500ml	Jusqu'à 500ml	Jusqu'à 330ml
203015	Prolongateur de remplissage avec valve anti-retour Fabricant : Adriamed - DM de classe Is certifié 0051	-	-



Nécessaires d'hydratation

Notre gamme de nécessaires d'hydratation comprend **1 diffuseur portable souple**, en kit avec les accessoires requis pour le remplissage et la pose.

Nouveauté !

👉 **GAIN DE PLACE**

👉 **TEMPS DE PRÉPARATION RÉDUIT**



Diffuseur portable **NEOPUMP®**
500 ml / 12 heures



1 Prolongateur de remplissage



2 Seringue Luer Lock
60 ml



3 Champ stérile
38 x 45 cm



4 5 compresses stériles
7,5 x 7,5 cm



► RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION DU PRODUIT	CDT. CARTON	CDT. PALETTE	RÉFÉRENCE
			Commande
KIT HYDRATATION 500ML (1 DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP®)	1 carton pour 40 nécessaires + 4 sacoches ceintures pour diffuseur portable 250-600ml	24 cartons pour 960 nécessaires	203085
KIT HYDRATATION 500ML (1 DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP®) + GANTS NITRILE	1 carton pour 40 nécessaires + 4 sacoches ceintures pour diffuseur portable 250-600ml + sachet de 2 gants en nitrile	24 cartons pour 960 nécessaires	203149

Fabricant Asept InMed, association de dispositifs médicaux portant le marquage CE

Nouvelle génération de diffuseurs portables - ANAPA® !

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR VOS PERFUSIONS

ANTIBIOTHÉRAPIE À STABILITÉ CRITIQUE

- Amélioration des conditions de stabilité de l'amoxicilline sur 12h de perfusion en ANAPA
- Prise en charge des endocardites en HAD
- Seulement 2 perfusions d'amoxicilline (2x12h) à 25mg/ml sur 24h à domicile
- Précision de l'administration satisfaite par ce diffuseur non élastomérique

Études disponibles sur demande

MORPHINIQUES POST-OPÉRATOIRE AVEC PCA

- Perfusion ambulatoire de morphiniques en continu et avec bolus activé par le patient (PCA)
- Prise en charge des douleurs aiguës lors du retour à domicile des patients
- A usage unique et autonome sur plus de 24h (portable, pré-réglé, sans batterie)
- Contrôle de la dose de morphinique administrée

ANAPA®

Diffuseur portable à pression de CO₂ pour perfusion ambulatoire à l'hôpital et au domicile.

RÉFÉRENCES ANAPLUS® - AVEC MANETTE BOLUS



DÉSIGNATION	DURÉE (h)	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES		BOLUS (ml) / TEMPS REMPLISSAGE (min)
			Commande	Produit	
Diffuseur portable ANAPLUS® 100 ml	7,69 à 48	1	202919	NN1010G-f	1.0 ml / 5 min
	22.2 à 60	0.5	202920	NN1005K-f	1.0 ml / 15 min
	38.5 à 166.7	0.6	202921	NN1006E-f	0.5 ml / 15 min
	33.3 à 100	1	202922	NN1010E-f	0.5 ml / 15 min
	11.8 à 100	1	202923	NN1010I-f	1.0 ml / 8 min
	20 à 100	1	202924	NN1010K-f	1.0 ml / 15 min
	11.1 à 100	1	202925	NN1010Q-f	2.0 ml / 15 min
	+ de 13.3	n/a	202926	NN1000I-f	1.0 ml / 8 min
	+ de 16.6	n/a	202927	NN1000J-f	1.0 ml / 10 min
	25 à 50	2	202928	NN1020E-f	0.5 ml / 15 min
	16.7 à 50	2	202929	NN1020K-f	1.0 ml / 15 min
	20 à 33.3	3	202930	NN1030K-f	0.5 ml / 15 min
	6.6 à 20	5	202931	NN1050X-f	5.0 ml / 30 min
	16.7 à 50	15	202932	NN1150K-f	1.0 ml / 15 min

Fabricant : EWA Meditech Inc - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb, CE0123- Conditionnement : boîte de 10 unités

RÉFÉRENCES ANAPA® CONTINU

DÉSIGNATION	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES			VOLUME MAX.
			Commande	Produit	Prescription	
Diffuseur portable ANAPA® 60 ml*	120 heures	0,5	202418	NC0005	A60D5	60 ml
Diffuseur portable ANAPA® 100 ml*	100 heures	1	202420	NC1010	A100D4,2	110 ml
	50 heures	2	202421	NC1020	A100D2,1	
	20 heures	5	202422	NC1050	A100H20	
	10 heures	10	202423	NC1100	A100H10	
	7 heures	15	202424	NC1150	A100H7	
Diffuseur portable ANAPA® 250 ml**	125 heures	2	202426	NC2020	A250D5,2	300 ml
	50 heures	5	202427	NC2050	A250D2,1	
	25 heures	10	202428	NC2100	A250H25	
	13 heures	20	202429	NC2200	A250H13	
	8 heures	30	202430	NC2300	A250H8	

Fabricant : EWHA Meditech Inc - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb, CE0123

*Conditionnement : boîte de 10 unités - ** Conditionnement : boîte de 6 unités



► Les accessoires pour le confort du patient et du préparateur



Sacoche opaque

60 - 100 ml : 202451

150 - 250 ml : 202452



Fenêtre d'observation
des sacoches



Sacoche transparente

60 - 100 ml : 202453

150 - 250 ml : 202454



SCANNER POUR
ACCÉDER À NOS
TUTORIELS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Contrairement aux autres technologies de perfusion ambulatoires (électriques, élastomériques...), la poussée de la perfusion est ici générée par un **dispositif à caractéristiques spécifiques et sécurisé** créant une pression de CO₂. Ce gaz inerte est produit pendant toute la perfusion et au-delà afin d'assurer **une poussée constante** sur le piston du réservoir.



Préparation à l'administration

Chemfort™ - Transfert en système clos (CSTD).....	p.13
Infumix & Infukit - Système d'aide au transfert médicamenteux.....	p.15

UNE GAMME DE PRODUITS DÉDIÉE À LA SÉCURITÉ

Chemfort™
Keeps you safe. Simply click

**La protection contre l'exposition
aux médicaments dangereux
commence par le dispositif de
transfert de médicaments à
système clos (CSTD).**



SIMPLE

Conçu pour être intuitif et
nécessiter un minimum de
formation



COMPATIBLE

Compatible avec tous
médicaments dangereux connus

¹Journal of Oncology Pharmacy Practice Study :
multiple-test assessment of devices to HC protect
workers when administering cytotoxic drugs to
patient

²Journal of Oncology Pharmacy Practice Study :
How can the use of closed system transfer devices
to facilitate sharing of drug
vials be optimised to achieve
maximum cost savings?



**Conforme à la définition de CSTD par
le National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)**

"Un dispositif de transfert
de médicaments qui interdit
mécaniquement le transfert de
contaminants environnementaux
dans le système et l'échappement
de concentrations dangereuses
de médicaments ou de vapeurs à
l'extérieur du système."



SÉCURISÉ¹


Scientifiquement prouvé pour
assurer la sécurité lors de la
manipulation de médicaments
dangereux



EFFICACE²

Permet des économies de
coûts et de médicaments

La gamme complète de produits Chemfort™ est **adaptée à tout protocole de manipulation** des médicaments cytotoxiques, protégeant ainsi à toutes les étapes de la préparation à l'administration.



¹Etude Simplivia Compendium : documentation disponible sur demande

DÉSIGNATIONS	CDT	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
ADAPTATEUR FLACON 20MM CONV 13 MM - MANIP MED CYTOTOX CHEMFORT™	50 unités	203113	MG245248
ADAPTATEUR FLACON 28MM - MANIP MED CYTOTOX CHEMFORT™	20 unités	203124	MG245266
ADAPTATEUR FLACON 32MM - MANIP MED CYTOTOX CHEMFORT™	25 unités	203126	MG245269
ADAPTATEUR LUER LOCK MED CYTOTOXIQUES CHEMFORT™	100 unités	203115	MG245250
ADAPTATEUR SPIKE ET CONNEXION LUER LOCK MED CYTOTOX CHEMFORT™	50 unités	203114	MG245249
ADAPTATEUR SPIKE POUR CONNEXION TWIST MED CYTOTOX CHEMFORT™	40 unités	203116	MG245251
ADAPTATEUR CSTD POUR POCHE CP (BACP) CHEMFORT™	50 unités	203119	MG245252
ADAPTATEUR SERINGUE MED CYTOTOX CHEMFORT™	50 unités	203117	MG245267
ADAPTATEUR SERINGUE A VERROUILLAGE MED CYTOTOX CHEMFORT™	50 unités	203118	MG245277
CSTD SET Y CHEMFORT™	70 unités	203120	MG245253
CSTD SPIKE CHEMFORT™ (CASP)	50 unités	203121	MG245254
CSTD SET LIGNE SECONDAIRE IV CHEMFORT™	70 unités	203122	MG245255
CSTD PERFUSEUR DE SECURITE CHEMFORT™	50 unités	203130	MG245636
CSTD PERFUSEUR DE SECURITE AVEC FILTRE CHEMFORT™	50 unités	203131	MG245635
ADAPTATEUR POUR SONDE VESICALE CHEMFORT™	50 unités	203136	MG245591

Fabricant : Simplivia Healthcare Mtd. - Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is, CE0483

Nécessaire pour la préparation sécurisée d'une injection de cytotoxique

Nouveauté !

Notre gamme comprend les dispositifs nécessaires à la **préparation d'une injection de cytotoxique à l'aide des dispositifs de transfert en système clos Chemfort®**.

🐦 **Simplifiez vos préparations en urgence** : idéal pour la reconstitution de cytotoxiques, même en dehors des heures d'ouverture de l'URC.

🐦 **Optimisez votre logistique** : une seule référence contenant 10 unités.

🐦 **Formez et accompagnez vos équipes** : accès direct à une vidéo tutorielle via un QR Code sur l'emballage.

1

Adaptateur
flacon (x2)



2

Adaptateur
seringue à
verrouillage



3

Adaptateur
Luer Lock



4

Seringue Luer Lock
60 ml



5

Champ stérile
38 x 45 cm



NeoKit® Safe-Inject



Tutoriel

Préparation
d'une injection
de cytotoxique

► RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
NEOKIT® SAFE-INJECT	10 unités	203141	-


Fabricant : Simplivia Healthcare Mtd. - Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is, CE0483

LE SYSTÈME D'AIDE AU TRANSFERT MÉDICAMENTEUX

Infumix & Infukit

Ce système a été conçu pour éliminer le besoin de force manuelle dans le processus de préparation, donnant à l'utilisateur une alternative simple et sans effort lors du travail avec des gestes répétés, ce qui a également pour avantage de réduire le nombre de jours d'arrêt de travail pour cause de blessure et les temps de récupération qui s'en suit.

Conforme aux recommandations CSTD-USB 800 (publiées par la Convention Pharmacopeia des États-Unis), Infukit est une seringue à double joint brevetée conçue pour être utilisée avec la pompe Infumix.



[Découvrir son fonctionnement](#)

Références

DÉSIGNATIONS	CDT	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
INFUMIX - MANETTE SEMI AUTOMATIQUE DE TRANSFERT MÉDICAMENTEUX	Unitaire	CLB11501	203004
INFUKIT - CARTOUCHE 50ML POUR MANETTE DE TRANSFERT INFUMIX	150 unités	TEC797 / I1000	203005

Infukit - Fabricant : TecnoLine - DM de classe Ism certifié CE0051 - Usage 24 heures

Infumix - Fabricant : Adriamed - Produit non stérile

Caractéristiques de l'Infumix

AFFICHAGE FACILE À LIRE

En utilisant la technologie Nokia LCD, l'écran est clair et facile à lire dans la plupart des conditions d'éclairage.

ACTIONNEUR ERGONOMIQUE COMMANDÉ PAR CAPTEUR


L'actionneur a été conçu pour un placement optimal du pouce afin d'éviter les tensions musculaires, avec des volumes de prélèvement par 0,1 ml et des niveaux de précision de 1 %.

COMMANDES AISÉES

L'appareil dispose de deux commandes aisées... Un bouton vert ON/OFF et une Fonction de mise à zéro bleue, pour permettre à l'utilisateur de mélanger des composés plus complexes sans avoir à remplacer la seringue Infukit de l'appareil.

CONCEPTION ROBUSTE

Cette conception brevetée est construite en aluminium massif et est usinée avec précision. Il est à la fois solide et léger, ne pesant que 750 grammes. Infumix est compatible avec toutes les solutions de nettoyage.



MÉCANISME DE VÉROUILLAGE AISÉ

Un système de verrouillage mécanique et robuste garantit que la seringue ne peut pas être retirée accidentellement de la pompe Infumix.

COMPACT ET PUISSANT

Avec une force de levage de 45 kg, l'unité peut transférer même les composés les plus visqueux, tels que le taxol, en toute sécurité et sans effort ni contrainte pour l'opérateur, en particulier lors du transfert de flacons haute pression ou de diffuseurs élastomériques, ce qui peut réduire considérablement l'incidence des TMS*.²

UNITÉ PORTABLE

Conçu pour être tenu confortablement d'une seule main, Infumix est extrêmement portable et prend très peu de place. La pompe a été conçue pour fonctionner dans tous les types d'isolateurs avec des zones de préparation très limitées maintenant des flux de travail simples et efficaces.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ MÉDICALE

L'alimentation CC (courant continu) est une unité basse tension de qualité médicale qui se connecte à une prise secteur standard ou à des prises de courant intégrées dans l'isolateur.



*Troubles musculo-squelettiques



Abords vasculaires périphériques

Nouvo Safety Set® - Cathéters périphériques sécurisés.....p.18

Protecfilm® & Pharmapore® - Pansements pour soins..... p.19

Nouvo safety set®

Gamme Nouvo Safety Set® : des cathéters périphériques courts **sécurisés** avec **prolongateur intégré** et valve bidirectionnelle système clos.

► La gamme Nouvo Safety Set®

1 voie



2 voies, 1 valve



Clamp plat sous cutanée, 1 voie



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø EXTERNE CATHÉTER	LONGUEUR CATHÉTER	DÉBIT	LONGUEUR PROLONGATEUR	CODE COULEUR	RÉFÉRENCES
						Commande
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 1 voie ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202667
	1,1 mm	32 mm	58 ml/min		● 20 G	202668
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202669
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202670
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202663
	1,1 mm	32 mm	58 ml/min		● 20 G	202664
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202665
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202666
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies et 1 valve, ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202675
	1,1 mm	32 mm	58 ml/min		● 20 G	202676
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202677
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202678
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies et 2 valves, ailettes et système ADVA	1,3 mm	32 mm	84 ml/min	95 mm	● 18 G	202671
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202674
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 1 voie Clamp amovible, sans valve, avec ailettes, système ADVA	0,9 mm	19 mm	33 ml/min	95 mm	● 22 G	202726
	0,9 mm	25 mm	33 ml/min		● 22 G	202782
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202783
CATHÉTER SÉCURISÉ Prolongateur 2 voies Clamp amovible, sans valve, avec ailettes, système ADVA	0,9 mm	25 mm	33 ml/min	95 mm	● 22 G	202784
	0,7 mm	19 mm	18 ml/min		● 24 G	202785

Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : boîte distributrice de 20 unités avec code couleur

Retrouvez toute notre gamme sur notre support dédié à la gamme Nouvo Safety Set®

Protectfilm® & Pharmapore®

Pansements destinés aux soins.

- Pour les **soins primaires et secondaires** des blessures sèches ou sécrétant faiblement.
- **Pour fixation des sondes**, des aiguilles et des cathéters de perfusion.

Avantages

- Le cadre de pose **facilite l'utilisation avec des gants et permet une application précise** sur la plaie pour le maintien de dispositifs médicaux.
- Le film transparent **facilite la surveillance de la cicatrisation** ou du point d'entrée cutanée.
- **Le patient peut se laver sans risque** d'endommager le pansement imperméable.
- Le pansement **permet à la peau de respirer** et à la transpiration de s'évaporer, protégeant la peau contre la macération. Il peut ainsi être laissé **en place jusqu'à 5 jours** environ.

PROTECTFILM®



Film en polyuréthane

- Protection contre les bactéries.
- Semi-perméable non occlusif et recouvert d'un adhésif hypoallergénique.

Pansement protecteur

- transparent

PHARMAPORE®



Pansement pré-fendu

- Bandelette de fixation

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CODE LPP*	RÉFS.	CDT
PROTECTFILM® FILMS ADHÉSIFS Semi-perméables stériles	45 x 45 mm	6344108	201737	Boîte de 100 (10*10)
	6 x 7 cm	6344083	202831	Boîte de 10
	10 x 12 cm	6344090	202833	Boîte de 10
	10 x 15 cm	6344114	202832	Boîte de 10
PHARMAPORE® FILMS ADHÉSIFS Pansements pré-fendus pour cathéters Semi-perméables stériles	7 x 9 cm	6343936	202712	Boîte de 100 (10*10)
	8,5 x 11,5 cm	6344077	202713	Boîte de 100 (10*10)

*Hors Perfadom

Fabricant : Pharmaplast - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe Is certifié CE0459



Perfusion par gravité

NeoFlow® - Régulateur de débit.....	p.21
NeoPerf® - Perfuseur.....	p.21
Rampes de perfusion.....	p.22

Régulateur de débit

neoflow®



Disponible **seul ou sur un perfuseur** doté d'un obturateur avec filtre de purge.

Pour solutions parentérales

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOFLOW® RÉGULATEUR DE DÉBIT	Sans site d'injection	202080
	Avec site d'injection	202081
	Avec perfuseur	202082*

Fabricant : Polymed - DM stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123
Conditionnement : carton de 100 unités
*Eligible à la nomenclature Perfadom



Réf. : 202080



Réf. : 202082



Perfuseur

neoperf®

Un choix de perfuseurs simples avec **obturateur filtre de purge**.

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOPERF® PERFUSEUR	Avec site d'injection en Y	202090
	Avec site d'injection en Y + aiguille	202091
	Avec robinet 3 voies	202092
	Avec robinet 3 voies indémontable + aiguille	202093

Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123
Conditionnement : carton de 100 unités - Eligible à la nomenclature Perfadom



Réf. : 202092

Rampes de perfusion

RAMPES SIMPLES AVEC PROLONGATEUR

DÉSIGNATION	ROBINETS	PROLONGATEUR			
		50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
NEOFOLD® Rampe avec support de potence*	2	202152	202153	202154	202155
	3	202156	202157	202158	202159
	4	202160	202161	202162	202163
	5	202164	202165	202166	202167
	6	202168	202169	202170	202171
NEOFOLD® Rampe sans support de potence**	2	202136	202137	202138	202139
	3	202140	202141	202142	202143
	4	202144	202145	202146	202147
	5	202148	202149	202150	202151

Fabricant : Poly Medicure - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa, certifié CE0123

*Conditionnement : boîte de 25 unités

** Conditionnement : boîte de 50 unités



Rampe simple

RAMPES PROTÉGÉES AVEC SUPPORT ET PROLONGATEUR

Rampes protégées avec **valve BD Q-Syte™ système clos**.

DÉSIGNATION	ROBINETS	PROLONGATEUR			
		50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
NEOFOLD® Rampe protégée avec valves BD Q-Syte™ et support de potence	2	202172	202173	202174	202175
	3	202176	202177	202178	202179
	4	202180	202181	202182	202183
	5	202184	202185	202186	202187
	6	202188	202189	202190	202191



Fabricant : Poly Medicure - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa, certifié CE0123

Conditionnement : boîte de 25 unités

RAMPES SANS PROLONGATEUR, AVEC SUPPORT ET RACCORD CONEKPLUS®, AVEC ET SANS VALVE Q-SYTE™

DÉSIGNATION	ROBINETS				
	2	3	4	5	6
NEOFOLD® Rampe simple	202197	202198	202199	202200	202201
NEOFOLD® Rampe protégée Q-Syte™	202192	202193	202194	202195	202196



Fabricant : Poly Medicure - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa, certifié CE0123

Conditionnement : boîte de 25 unités

SUPPORT DE RAMPE SEUL - NEOFOLD®

- Adaptable sur potence ronde ou carrée
- 2 axes de fixation possibles : support vertical ou horizontal
- Pose rapide grâce au pré-vissage à mi-distance

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
SUPPORT DE RAMPE POUR POTENCE	200061



Fabricant : Asept InMed - Conditionnement : boîte de 25 unités



Accessoires

Accessoires.....p.24

Boîtier de protection - neo protect'in®

Un **dispositif de protection** des rampes, des robinets et des connexions Luer répondant aux recommandations de la Société Française d'Hygiène Hospitalisée (SF2H).

DÉSIGNATION	RÉFS	CDT
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Boîtier souple pour connexion Luer	200012	50
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour robinet 3 voies	200006	100
NEOPROTECT'IN® BOÎTIER SOUPLE Pour rampe 2 à 6 robinets	200000	40



Consulter
brochure
Rampes / Boîtiers

Réf. : 200000



Languette
de fermeture



Réf. : 200012



Réf. : 200006

Fabricant : Fartley - Dispositif médical stérile à usage unique de classe Is certifié CE0197

Robinet 3 voies

Robinet **lipido-résistant** avec 2 entrées femelles et une sortie mâle.

DÉSIGNATION	SANS PROLONGATEUR	PROLONGATEUR					
		10 cm	25 cm	50 cm	80 cm	100 cm	150 cm
NEOWAYS® ROBINET 3 VOIES	202083	202084	202085	202086	202087	202088	202089



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	VALVE BD Q-SYTE™		PROLONGATEUR		DIAMÈTRE	
		1 valve	2 valves	10 cm	25 cm	3x4,1 mm	1x2 mm
 UNIWAYS® ROBINET 3 VOIES AVEC PROLONGATEUR & VALVES BIDIRECTIONNELLES BD Q-SYTE™	202716	x		x		x	
	202717	x			x	x	
	202718		x	x		x	
	202719		x		x	x	
	202720		x	x			x
	202721		x		x		x

Fabricant : Polymed - Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : carton de 100 unités (sauf réf. 202083 : carton de 50 unités)

Prolongateur de perfusion - neoline®

Prolongateur **mâle/femelle avec obturateur**.

DÉSIGNATION	PROLONGATEUR MF					
	10 cm	30 cm	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
NEOLINE® PROLONGATEUR PE 3x4,1 mm*	-	-	202102	202103	202104	202105
NEOLINE® PROLONGATEUR PE 1x2 mm Luer Lock mâle mobile**	202131	202132	202106	202107	202108	202109
NEOLINE® PROLONGATEUR PVC 3x4,1 mm*	202127	202128	202094	202095	202096	202097
NEOLINE® PROLONGATEUR PVC 1,5x3 mm**	202129	202130	202098	202099	202100	202101

Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : carton de 100 unités. * Résistant à une pression de 4,5 bars maximum - ** Résistant à une pression de 55 bars maximum



Obturateur - neocap®

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
NEOCAP® OBTURATEUR Luer Lock mâle	Sans site d'injection	202110
	Avec site d'injection	202111



Fabricant : Polymed - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : carton de 100 unités



**SCANNER POUR
ACCÉDER À NOTRE
CATALOGUE EN LIGNE**



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

📍 9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives

☎ +33 (0)5 62 57 69 00 📠 +33 (0)5 62 57 69 01

10/2025 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Crédit Photo : Asept InMed et Fotolia - Photos non contractuelles
- Dispositifs médicaux & produits destinés à la perfusion - Fabricants et Classes précisés sous chaque tableau de références - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Document à l'usage des professionnels de santé.