

PERFUSION
CHIMIOTHÉRAPIE

MANETTES D'AIDE AU REMPLISSAGE

Systèmes d'aide au remplissage des diffuseurs portables

HANDFILLER®

Manette d'aide au **remplissage manuel des diffuseurs portables** avec une seringue de 60ml uniquement.

Bras de levier


- ▶ Limite l'effort de poussée de l'opérateur sur le piston de la seringue

Procédure sécurisée

- ▶ Compatible avec les modes de décontamination des isolateurs

Dimensions

- ▶ Longueur : 230 mm
- ▶ Largeur : 77 mm
- ▶ Hauteur : 135 mm



Ventouses sous la base

- ▶ Fixation sur des surfaces lisses
- ▶ Stabilité optimisée

Compatible avec des seringues de 50/60ml

- ▶ Position de la seringue pour un remplissage continu :



- ▶ Position de la seringue pour un remplissage semi continu :



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	
	Commande	Produit
MANETTE HANDFILLER®	201766	Filler1

Fabricant : Avanos - Conditionnement : Unitaire, boîte individuelle avec étiquetage du numéro de lot

DOSI-FILLER®

Manette d'aide au **remplissage manuel**
des diffuseurs portables.



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	
	Commande	Produit
MANETTE DOSI-FILLER®	202642	L25915-1100

Fabricant : Leventon - Conditionnement : Unitaire, boîte individuelle



9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr