

neopump[®]

DIFFUSEUR PORTABLE SOUPLE

L'HYDRATATION PAR PERFUSION AU DOMICILE

UNE LARGE GAMME DE DIFFUSEURS **SOUPLES ET COMPACTS** POUR PLUS DE **CONFORT PATIENT**

- ▶ Autonome et portable
- ▶ Léger
- ▶ Souple
- ▶ Grande capacité (500 ml)
- ▶ Faible encombrement
- ▶ Moins de déchet au domicile
- ▶ Antibiothérapie
- ▶ Chimiothérapie
- ▶ Antidouleur
- ▶ Antiémétique
- ▶ Traitement du sang
- ▶ SEP




+ ACCESSOIRES



201130
Sacoche de transport



202817
Seringue



203015
Set de transfert

▶ RÉHYDRATATION

DÉSIGNATION DU PRODUIT	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
*DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP [®] 500ML	● 12 heures	41,6	203006	BM005
	● 24 heures	20,8	203007	BM006

▶ HYPER-HYDRATATION

DÉSIGNATION DU PRODUIT	DURÉE	DÉBIT ml/h	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
*DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP [®] - 400ML	● 4 heures	100	203014	BM002
*DIFFUSEUR PORTABLE NEOPUMP [®] - 500ML	● 2 heures	250	203009	BM004

*Conditionnement par 20 unités - Volume de sous-remplissage 480ml - Volume de sur-remplissage 520ml



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**DÉCOUVREZ
NOTRE VIDÉO D'AIDE
AU REMPLISSAGE**
www.aseptinmed.fr



FABRIQUÉ EN
EUROPE

