



PANSEMENTS

PROTECTFILM® & PHARMAPORE®

Pansements destinés aux soins.

► Descriptif

Pansement imperméable au liquide et semi-perméable à l'air.

- Pour le **soin primaire et secondaire** des blessures sèches ou sécrétant faiblement.
- **Pour fixation des sondes**, des aiguilles et des cathéters de perfusion.

► Avantages

- Le cadre de pose **facilite l'utilisation avec des gants et permet une application précise** sur la plaie pour le maintien de dispositifs médicaux.
- Le film transparent **facilite la surveillance de la cicatrisation** ou du point d'entrée cutanée.
- **Le patient peut se laver sans risque** d'endommager le pansement imperméable.
- Le pansement **permet à la peau de respirer** et à la transpiration de s'évaporer, protégeant la peau contre la macération. Il peut ainsi être laissé **en place jusqu'à 5 jours** environ.

Film en polyuréthane

- Protection contre les bactéries.
- Semi-perméable non occlusif et recouvert d'un adhésif hypoallergénique.



Pansement protecteur
► transparent

PROTECTFILM®



Pansement pré-fendu
► Bandelette de fixation

PHARMAPORE®

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CODE LPP	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT	TARIF LPP
PROTECTFILM® FILMS ADHÉSIFS semi-perméables stériles	4,5 x 4,5 cm > ou = 20 cm² et < 40 cm², B/10	6344108	201737	100 unités (bagué par 10)	5,11 €
	6 x 7 cm > ou = 40 cm² et < 120 cm², B/10	6344083	202831	100 unités (bagué par 10)	9,27 €
	10 x 12 cm > ou = 120 cm² et < 150 cm², B/10	6344090	202833	50 unités (bagué par 10)	10,55 €
	10 x 15 cm > ou = 150 cm² et < 300 cm², B/10	6344114	202832	150 unités (bagué par 10)	11,45 €
PHARMAPORE® FILMS ADHÉSIFS semi-perméables stériles	7 x 9 cm	6343936	202712	100 unités (bagué par 10)	
	8,5 x 11,5 cm	6344077	202713	100 unités (bagué par 10)	

Journal officiel n° 60 publié le 11 mars 2016 - Tarifs en euros à compter du 1er avril 2016 - Hors Perfadom
Fabricant : Pharmaplast - Dispositif médical stérile à usage unique de la classe Is certifié CE0120



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

