

MultiCut Solo

La solution de morcellation pour toutes vos énucléations prostatiques.

Système de morcellation transurétrale conçu pour accompagner **toutes les techniques d'énucléation prostatique**, quel que soit le laser utilisé.

Compact, autonome et rapide, il garantit un **flux opératoire fluide tout en renforçant la sécurité** lors des interventions.

- ✓ **Contrôle ajustable**
Vitesse de rotation (500 – 3 000 tr/min), fréquence d'oscillation (0 à 5 Hz) adaptée à la consistance du tissu, qu'il soit mou ou fibreux.
- ✓ **Pompe haute performance**
Assure une aspiration efficace tout en maximisant la sécurité et la protection contre les lésions de la paroi vésicale.
- ✓ **Sécurité renforcée**
Réduction du volume d'irrigation, minimisation du risque d'effondrement vésical.
- ✓ **Compatibilité universelle**
La technologie s'adapte à différentes techniques d'énucléation.

Lames rotatives



Pédale sans fil

- Disponible sur commande

Accessoires Lames, pièce à main, tubulures, bocal de récupération
Dimensions | 15 Fr x 350 ou 400 mm
Débit de la pompe d'aspiration | Réglable
Fréquence d'oscillation | 0 ou 2 – 5 Hz
Vitesse de rotation | 500 – 3 000 tr/min



Références

Désignation	RÉFÉRENCES	
	Fournisseur	Produit
Set de Morcellation - PACK 1 1 système, 2 pièces à main, 4 lames, 10 tubes, 10 bocal	J19-3000-000 839-0600-000 839-3000-000 2x 839-3300-000	222895
Set de Morcellation - PACK 2 1 système, 3 pièces à main, 6 lames, 10 tubes, 10 bocal	J19-3000-000 839-0600-000 2x 839-3000-000 4x 839-3300-000	222896
Pièce à main	839-3000-000	222897
Lames pour morcellation réutilisable 350 mm	839-3200-000	222899
Bocal de récupération	840-9700-000	222900
Tubulure d'aspiration	839-0500-000	222901
Set de lavage pour lame	839-3001-003	222902
Support bocal de récupération	819-3003-015	222904

Le morcellateur est un dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Fabricant : Asclepion Laser Technologies



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
 +33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

Plus d'informations
aseptinmed.fr