

Catalogue Urologie

Des solutions innovantes pour le traitement des calculs
aux technologies avancées pour la prise en charge des
pathologies de la prostate.



www.aseptinmed.fr

Sommaire

Présentation.....p.3

L'équipe Urologie Asept InMed.....p.3

Laser Holmium.....p.4

Prostate.....p.6

Morcellateur.....p.6

Pistolet à biopsie - NeoGun®.....p.7

Lithiase.....p.8

Urétroscope souple à usage unique - NeoScope®.....p.8

Gaine d'accès urétérale et aspirante.....p.10

Fil guide.....p.11

Pincés à biopsie.....p.11

Paniers extracteurs de calculs.....p.12

Tuteurs urétéraux double J.....p.13

Sondes urétérales.....p.17

Drainage urinaire.....p.18

Sondes mono J.....p.18

Sondes de pyeloplastie.....p.18

Kits de drainage suspubien.....p.19

Kits de néphrostomie.....p.20

Vessie.....p.21

Cystoscope à usage unique - NeoScope®Cysto.....p.21

Pincés à biopsie.....p.22

Pince extractrice.....p.22

Accessoires.....p.23

Tubulures d'irrigation.....p.23

Gels - NeoJelly®.....p.24

L'équipe



JORDAN HUGONIN

jhugonin@aseptinmed.fr
07.76.73.97.33



MAXIME PIETRASIK

mpietrasik@aseptinmed.fr
06.23.47.82.48



MELANY BOTROS

mbotros@aseptinmed.fr
06.70.01.99.51



ROMANE ESTEVON

restevon@aseptinmed.fr
07.79.31.96.57



PIERRE-EMMANUEL PARE

pepare@aseptinmed.fr
07.52.67.21.53



ALEXANDRE NOVELLI

anovelli@aseptinmed.fr
07.85.77.59.00




FREDDY CLIQUET - référent

fcliquet@aseptinmed.fr
06.09.74.67.62



ERMIN UZUNOVIC

euzunovic@aseptinmed.fr
06.70.51.99.27



RICHARD PAROUTI

Responsable des ventes
rparouti@aseptinmed.fr
06.34.48.25.50



ALEXIS MARIE

Spécialiste produits - URO
amarie@aseptinmed.fr
06.04.93.25.68



CYRIELLE VERDONCQ

Spécialiste produits - URO
cverdoncq@aseptinmed.fr
06.84.34.06.37



HÉLÈNE GUÉRARD

Spécialiste produits - Consommables
hguerard@aseptinmed.fr
07.72.21.76.09



JORDAN HUGONIN

Animateur des ventes Nord - URO
jhugonin@aseptinmed.fr
07.76.73.97.33

Laser Holmium - MultiPulse HoPLUS

Le MultiPulse HoPLUS 3e Génération est un **laser holmium de haute puissance**, conçu pour le traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) ainsi que pour la lithotritie endoscopique.

Sa polyvalence permet une **transition rapide de l'énucléation à la morcellation**, grâce à plusieurs options de configuration, y compris un morcellateur intégré et une puissance laser atteignant 150 W.

Morcellateur intégré :
Transition sans interruption.

Conteneur à déchets
de grande capacité.

Écran Intuitif

- | Affichage LCD 12,0" au format 16:10
- | Rotation de l'écran à 180°
- | Indicateur de pédale
- | Interface optimale pour l'utilisateur

Capteur de température
de la fibre.

Laser silencieux :
Environnement de travail plus calme.

Les fibres

Fibres nues

| Réutilisables et à usage unique

Diamètres de fibres

| 200, 272, 365,
400, 550, 600, 800,
1 000 µm

Peak Power important

- Effet blast
- Fragmentation calculs durs

Impulsions longues

- Coagulation importante
- Dusting lithiase

Haute fréquence

- Résultats rapides

Pédale sans fil
(en option).



Caractéristiques techniques

MultiPulse HoPLUS 3e Génération	
Source Laser	Ho:YAG
Longueur d'onde	2 100 nm
Mode d'émission	Onde pulsée (pw)
Puissance	Jusqu'à 150 W (en fonction de la configuration et de la fibre utilisée)
Énergie par impulsion	0,2 - 6 J
Fréquence de répétition	jusqu'à 100 Hz (en fonction de la configuration)
Durée d'impulsion	150 - 1 700 µs
Refroidissement	Refroidissement interne par eau
Panneau de contrôle	Écran LCD 12,0" au format 16:10
Prise	32 A

Référence Laser

Désignation	Type laser	RÉFÉRENCES	
		Fournisseur	Produit
Laser Holmium MultiPulse avec morcellateur 150 W / 100 Hz	Holmium YAG	J19-1150-000	222894

Dispositif médical de classe IIb certifié CE0123 - Fabricant : Asclepion Laser Technologies

Références Fibres

Désignation	Longueur	Taille corps - Ø externe	RÉFÉRENCES	
			Fournisseur	Produit
Usage unique				
Fibre Laser H 200 Superflex, Bending Radius 6 mm	3 m	200 µm / 430 µm	828-7200-000 / 2872	222907
Fibre Laser H 272 Superflex, Bending Radius 10 mm	3 m	272 µm / 490 µm	828-7500-000 / 2875	222908
Fibre Laser B 365	3 m	365 µm / 760 µm	829-3300-000 / 2933	222909
Fibre Laser 400	3 m	400 µm / 850 µm	829-5500-000 / 2955	222910
Fibre Laser B 550	3 m	550 µm / 780 µm	829-3400-000 / 2934	222911
Fibre Laser 600	3 m	600 µm / 920 µm	829-5600-000 / 2956	222912
Fibre Laser 800	3 m	800 µm / 1010 µm	829-4800-000 / 2948	222913
Fibre Laser 1 000	3 m	1000 µm / 1600 µm	829-5800-000 / 2958	222914
Fibre Laser B 272	4,5 m	272 µm / 490 µm	828-2700-000 / 2827	222915
Fibre Laser B 365	4,5 m	365 µm / 760 µm	828-2900-000 / 2829	222916
Réutilisable				
Fibre Laser H R 200 Superflex, Bending Radius 6mm	3 m	200 µm / 430 µm	828-7300-000 / 2873	222917
Fibre Laser H 272 Superflex, Bending Radius 10 mm	3 m	272 µm / 490 µm	828-7400-000 / 2874	222918
Fibre Laser B R 365	3 m	365 µm / 760 µm	829-3800-000 / 2938	222919
Fibre Laser R 400	3 m	400 µm / 850 µm	829-9500-000 / 2995	222920
Fibre Laser B R 550	3 m	550 µm / 780 µm	829-3900-000 / 2939	222921
Fibre Laser R 600	3 m	600 µm / 920 µm	829-9600-000 / 2996	222922
Fibre Laser R 800	3 m	800 µm / 1010 µm	829-4900-000 / 2949	222923
Fibre Laser R 1000	3 m	1000 µm / 1600 µm	829-9700-000 / 2997	222924

Dispositifs médicaux stériles de classe IIa certifiés CE0123 - Fabricant : Asclepion Laser Technologies
Conditionnement unitaire

Morcellateur - MultiCut Solo

Système de morcellation transurétrale conçu pour **accompagner toutes les techniques d'énucléation prostatique**, quel que soit le laser utilisé. Compact, autonome et rapide, il garantit un **flux opératoire fluide tout en renforçant la sécurité lors des interventions**.

- ✓ **Contrôle ajustable**
Vitesse de rotation (500 – 3 000 tr/min), fréquence d'oscillation (0 à 5 Hz) adaptée à la consistance du tissu, qu'il soit mou ou fibreux.
- ✓ **Pompe haute performance**
Assure une aspiration efficace tout en maximisant la sécurité et la protection contre les lésions de la paroi vésicale.
- ✓ **Sécurité renforcée**
Réduction du volume d'irrigation, minimisation du risque d'effondrement vésical.
- ✓ **Compatibilité universelle**
La technologie s'adapte à différentes techniques d'énucléation.

Lames rotatives



Références

Désignation	Contenu du pack	RÉFÉRENCES	
		Fournisseur	Produit
Set de Morcellation PACK 1	1 système	J19-1150-000	222895
	2 pièces à main	839-0600-000	
	4 lames	839-3000-000	
	10 tubes - 10 bouchons	2x 839-3300-000	
Set de Morcellation PACK 2	1 système	J19-1150-000	222896
	3 pièces à main	839-0600-000	
	6 lames	2x 839-3000-000	
	10 tubes - 10 bouchons	4x 839-3300-000	

Le morcellateur est un dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Fabricant : Asclepion Laser Technologies

Pistolet à biopsie - NeoGun® Biopsy

Découvrez le NeoGun®, un **dispositif médical pour biopsie de tissus mous**, conçu pour offrir précision et rapidité lors de chaque prélèvement.



Cran de sécurité

Double site de déclenchement

- Flexibilité optimale
- Adaptation des procédures

Amorçage à une main

- Manipulation aisée



Marquage échogène sur l'extrémité de l'aiguille

- Suivi du trajet de l'aiguille
- Précision des biopsies

Code couleur

- Pour repérage de la taille



Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	PROFONDEUR PRÉLÈVEMENT	PROFONDEUR PERÇAGE	CODE COULEUR	RÉFÉRENCES	
					Commande	Produit
Pistolet à biopsie NEOGUN®BIOPSY	14G x 10cm	19	22		222794	BN-OCR-1/1410
	14G x 16cm				222795	BN-OCR-1/1416
	16G x 10cm				222796	BN-OCR-1/1610
	16G x 16cm				222797	BN-OCR-1/1616
	18G x 10cm			222798	BN-OCR-1/1810	
	18G x 18cm			222799	BN-OCR-1/1816	
	18G x 20cm			222800	BN-OCR-1/1820	
	18G x 25cm			222801	BN-OCR-1/1825	
	20G x 10cm			222802	BN-OCR-1/2010	
	20G x 16cm			222803	BN-OCR-1/2016	
	20G x 20cm			222804	BN-OCR-1/2020	

DM de classe IIa certifiés CE0197 - Fabricant : Xinwell Medical Technology - Conditionnement : boîte de 5 unités

Urétroscope souple à usage unique

NeoScope® Nouvelle génération - 6.6, 7.5 et 10 FR

Fonction d'aspiration

- Aspiration de la poudre restante **après le dusting d'un calcul urinaire**
- Nettoyage et prélèvement des premières urines **en cas d'infection rénale**
- Aspiration des **petits caillots sanguins** pouvant perturber la visibilité

Double canal (222793)

Pour une utilisation simultanée de :

- Fonction d'**irrigation et d'aspiration**
- Fibre **laser et panier** extracteur de calculs
- Fibre **laser et fonction d'aspiration**



Rotation à 90° (droite et gauche)

- Orientation de la gaine de travail selon l'anatomie du patient
- Augmentation de la capacité de torsion pour les uretères tortueux
- Placement optimal du canal opérateur
- Plus de nécessité de disposer d'une sortie à 9 ou 3h.

NeoScope® - 9 et 7.5 FR

Poignée

- Ergonomie et poids réduit pour une manipulation aisée lors de la procédure.

Érgonomie

- **Position intelligente** de la gaine de connexion en parallèle de la gaine de travail pour une **manipulation aisée** et une **balance totale de l'appareil** lors du geste opératoire.

Béquillage

- Béquillage ovale de 270° haut et bas pour une exploration aisée des différentes parties du rein et ce quelque soit le matériel inséré.



Processeur vidéo



**Vidéo
d'utilisation**

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	RÉFÉRENCES	
		Fournisseur	Produit
URETEROSCOPE SOUPLE À USAGE UNIQUE NeoScope® Sortie 3 heures	9 FR	UV-US100-H 00	222650
	7.5 FR	UV-US110-H 00	222652
URETEROSCOPE SOUPLE À USAGE UNIQUE NeoScope® Rotation et aspiration	6.6 FR	UV-US120-H 00	222791
	7.5 FR	UV-US130-H 00	222792
URETEROSCOPE SOUPLE À USAGE UNIQUE NeoScope® Double canal et aspiration	10 FR	UV-US100D-H 00	222793

DM de classe IIa certifiés CE0123 - Fabricant : Shanghai Seegen Photoelectric Technology

Conditionnement urétéroscope à usage unique : 1 unité


		Urétéroscope	Urétéroscope Nouvelle génération
Optique	Angle de vision	120°	110°
	Profondeur de champs	5-50mm	5-50mm
	Résolution	400x400 pixels	400x400 pixels
Sélection d'insertion	Longueur	750mm	700mm
	Ø externe	7.5 Fr et 9 Fr	6.6 - 7.5 et 10 Fr
	Ø distal	7.5 Fr et 9 Fr	6.6 - 7.5 et 10 Fr
Béquillage	Angle	Haut : 275° Bas : 275°	Haut : 270° Bas : 270°
Canal opérateur	Ø	1.2mm	222791 : 1mm 222792 : 1,2mm 222793 : 1,2 + 0,6mm

Caméra

- Camera CMOS haute qualité
- 400*400 Pixel
- Angle de vision de 120°
- Profondeur de champs de 5-50mm
- Double lumière pour une vision sans ombre et lumineuse dans n'importe quelle partie du rein

Gaine d'accès aspirante

Gaine d'accès urétérale aspirante pour une utilisation en urétéroscopie souple.



**Vidéo
d'utilisation**

Mandrin

- Insertion optimale

Join torique breveté

- Pré-installé (déjà fixé)
- Étanche
- Démontable

Partie distale flexible

- Accès à toutes les zones du rein

Embout souple

- Atraumatique pour le rein

Slider démontable

- Permet de régler l'intensité de l'aspiration

Revêtement

- Hydrophile pour une facilité d'insertion
- Radio-opaque pour une visibilité optimale
- Avec graduation



Les références - Gaine d'accès Urétérale Aspirante

DÉSIGNATION	Ø INTERNE	Ø EXTERNE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
GAINE D'ACCÈS URÉTÉRALE ASPIRANTE	9 Fr	11 Fr	40 cm	222829	ASS-1140
	10 Fr	12 Fr	40 cm	222830	ASS-1240
	11 Fr	13 Fr	40 cm	222831	ASS-1340
	12 Fr	14 Fr	40 cm	222832	ASS-1440
	9 Fr	11 Fr	50 cm	222833	ASS-1150
	10 Fr	12 Fr	50 cm	222834	ASS-1250
	11 Fr	13 Fr	50 cm	222835	ASS-1350
	12 Fr	14 Fr	50 cm	222836	ASS-1450

DM de classe IIa, certifié CE0197 - Fabricant : Zhejiang YiGao Medical
Conditionnement : boîte de 5 unités

Les références - Bouteille de recueil

DÉSIGNATION	TAILLE	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
BOUTEILLE DE RECUEIL POUR ASPIRATION	180 ml	222837	ASSB-180
	50 ml	222838	ASSB-50

La bouteille est un dispositif de classe I
Conditionnement : boîte de 15 unités pour la référence 222837 et de 30 unités pour la référence 222838



Les références - Gaine d'accès Urétérale

DÉSIGNATION	Ø INTERNE	Ø EXTERNE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
GAINE D'ACCÈS URÉTÉRALE	10 Fr	12 Fr	35 cm	222263	AS-1235
	10 Fr	12 Fr	45 cm	222264	AS-1245
	12 Fr	14 Fr	35 cm	222265	AS-1435
	12 Fr	14 Fr	45 cm	222266	AS-1445
	14 Fr	16 Fr	35 cm	222267	AS-1635
	14 Fr	16 Fr	45 cm	222268	AS-1645

DM de classe Is, certifié CE0124 - Fabricant : Urotech
Conditionnement : boîte de 5 unités



Fil guide

Fil guide Poseidon à revêtement hydrophile, haute flexibilité et résistance aux plicatures.

Radio-opacité optimale

- Visualisation aisée aux rayons X

Disponible dans toutes les tailles


- 0,025"
- 0,032"
- 0,035"
- 0,038"

Embout distal atraumatique

- Réduction des blessures
- Confort lors de la navigation

Revêtement hydrophile longue durée

- Lubrification optimale et maniabilité améliorée



Les références

DÉSIGNATION	EMBOUT	DIAMÈTRE	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
POSEIDON FIL GUIDE Longueur : 150 cm Rigidité embout : standard Rigidité corps : rigide	Droit	0,025"	222820	URO-HY-N-S-ST-025-H-150
		0,032"	222821	URO-HY-N-S-ST-032-H-150
		0,035"	222822	URO-HY-N-S-ST-035-H-150
		0,038"	222823	URO-HY-N-S-ST-038-H-150

DM de classe IIa, certifié CE0197 - Fabricant : SP Medical
Conditionnement : boîte de 10 unités

Pince à biopsie

NeoBiteUro®

Pour prélèvement de la muqueuse du rein.



Les références

DÉSIGNATION	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	VOLUME PRÉLÈVEMENT	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
NEOBITEURO PINCÉ À BIOPSIE Longueur 120cm - Ø 1.0 mm Ouverture mors : 3.2 mm	1,2 mm	0,35 mm ³	222374	40010191

Fabricant : Fartley - DM de classe IIa certifié CE0197 - Conditionnement : boîte de 2 unités

Paniers extracteurs de calculs

Nitan®

Le panier extracteur de calculs Nitane® permet un **travail** dans l'ensemble des zones du rein et de l'uretère.

Poignée entièrement **démontable et remontable** sur l'ensemble de la gamme Nitane !

► Large choix de taille pour s'adapter au mieux à votre besoin

► Poignée ergonomique

Manipulation aisée et sans fatigue

► Avec ou sans embout

Ouverture 1:1

► Technologie fil guide

Corps rigide
Tête flexible

Les références

DÉSIGNATION	CH	OUVERTURE	BRINS	LONGUEUR	TYPE PANIER	RÉFÉRENCES	
						Commande	Produit
PANIER EXTRACTEUR DE CALCULS SANS EMBOUT - NITINOL	1.8	11	4	120 cm	Droit	222599	48012459
	2.5	12		90 cm		222600	48012460
	2.5	12		90 cm		222601	48012456
PANIER EXTRACTEUR DE CALCULS AVEC EMBOUT - NITINOL	3	12		90 cm	Helicoïdal	222602	48012457
	3	12	5	120 cm		222603	48012458
	4.5	15		90 cm		222604	48012461
	4.5	15		90 cm		222605	48012462

DM de classe Is certifié CE0297 - Fabricant : EPflex - Conditionnement : boîte de 5 unités

StoneWrapper®

Le panier extracteur de calculs StoneWrapper® permet un **travail rapide, efficace et sécurisé** sur les zones les plus complexes du rein, synonymes de véritables challenges pour l'extraction de calculs.

Taille 1.5 FR et 2 FR

► Irrigation et visibilité optimales

Technologie « fil guide »


► Corps rigide, tête hyper flexible
► Résistance et durabilité

Design spécial trois brins en nitinol

► Ouverture 8 ou 11mm

Technologie hybride Pince/Panier

► Pour l'extraction des calculs et débris les plus complexes (calices inférieurs)



DÉSIGNATION	CHARRIÈRE	OUVERTURE	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
STONE WRAPPER® PANIER EXTRACTEUR DE CALCULS Longueur : 120cm	1.5 F	8 mm	222500	48012553
	1.5 F	11 mm	222501	48012554
	2 F	8 mm	222502	48012555
	2 F	11 mm	222503	48012556

DM de classe Is certifié CE0297 - Fabricant : EPflex - Conditionnement : boîte de 10 unités

Tuteurs urétéraux Double J

Une gamme complète de tuteurs urétéraux double J s'adaptant à l'ensemble de vos besoins : **courte, moyenne et longue durée - tumeurs.**

Magnetic Black-star® : kit tuteur urétéral double J courte durée

Dispositif de récupération à aimant

- Orientation du dispositif grâce à la ligne de repérage et l'embout Tiemman, béquillé à 30°

Aimant côté vessie

- Pour retrait par attraction magnétique sans 2nde cystoscopie

Fabriqué en polyuréthane (PUR)

- PUR souple
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Disponible en XS

- Taille de l'aimant réduite à 4,8fr pour une utilisation aisée en pédiatrie à la fois lors d'interventions en rétrograde et en antégrade

Radio-opaque + marqueur de positionnement

- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Tuteur urétéral

- Orifices de drainage le long des crosse et du corps
- Embout ouvert

 Du fait de la présence d'aimant, ce dispositif ne peut pas être implanté chez des patients porteurs de stimulateurs cardiaques

 De nombreuses études sont disponibles sur demande

 IRM interdit durant le port de ce dispositif




Vidéo d'utilisation

► Contenu du Kit



Magnetic Black-Star®
Tuteur urétéral double J



Poussoir
Longueur : 40 cm



Dispositif de récupération*

*Selon les références

Les références - Dispositif de récupération à aimant seul

DÉSIGNATION	TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION valable pour tuteur 4,8 FR/CH	09	40 cm	221540	R-DEVICE-S
DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION valable pour tuteur 6 et 7 FR/CH	15	40 cm	221541	R-DEVICE-L

DMI de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : unitaire

Les références - Kit tuteur urétéral double J avec et sans dispositif de récupération à aimant

RÉFÉRENCES avec dispositif de récupération		RÉFÉRENCES sans dispositif de récupération		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	TAILLE AIMANT (FR/CH)	Ø MAX FIL GUIDE (POUCE)
Commande	Produit	Commande	Produit				
222073	MR-414810	222300	MR-404810	4,8	10 cm	07	0,028 "
222074	MR-414812	222301	MR-404812	4,8	12 cm	07	0,028 "
222075	MR-414815	222302	MR-404815	4,8	15 cm	07	0,028 "
222370	MR-414818	222362	MR-404818	4,8	18 cm	07	0,028 "
222076	MR-414820	222303	MR-404820	4,8	20 cm	07	0,028 "
222371	MR-414822	222363	MR-404822	4,8	22 cm	07	0,028 "
221528	MR-414824	222304	MR-404824	4,8	24 cm	07	0,028 "
221529	MR-414826	222305	MR-404826	4,8	26 cm	07	0,028 "
222364	MR-410615	222356	MR-400615	06	15 cm	09	0,035 "
222365	MR-410618	222357	MR-400618	06	18 cm	09	0,035 "
222366	MR-410620	222358	MR-400620	06	20 cm	09	0,035 "
222113	MR-410622	222294	MR-400622	06	22 cm	09	0,035 "
221530	MR-410624	222295	MR-400624	06	24 cm	09	0,035 "
221531	MR-410626	222296	MR-400626	06	26 cm	09	0,035 "
222367	MR-410715	222359	MR-400715	07	15 cm	09	0,035 "
222368	MR-410718	222360	MR-400718	07	18 cm	09	0,035 "
222369	MR-410720	222361	MR-400720	07	20 cm	09	0,035 "
222355	MR-410722	222297	MR-400722	07	22 cm	09	0,035 "
221532	MR-410724	222298	MR-400724	07	24 cm	09	0,035 "
221533	MR-410726	222299	MR-400726	07	26 cm	09	0,035 "

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : unitaire

Les référence XS - Dispositif de récupération à aimant seul

DÉSIGNATION	TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION valable pour tuteur 4,8 FR/CH	09	40 cm	221540	R-DEVICE-S

DM de classe IIa - Fabricant : Urotech - Conditionnement : unitaire

Les références XS - Kit tuteur urétéral double J avec et sans dispositif de récupération à aimant

RÉFÉRENCES avec dispositif de récupération à aimant		RÉFÉRENCES sans dispositif de récupération à aimant		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	TAILLE AIMANT (FR/CH)	Ø MAX FIL GUIDE (POUCE)
Commande	Produit	Commande	Produit				
222512	MR-414810-XS	222504	MR-404810-XS	4,8	10 cm	4,8	0,028 "
222513	MR-414812-XS	222505	MR-404812-XS	4,8	12 cm		
222514	MR-414815-XS	222506	MR-404815-XS	4,8	15 cm		
222515	MR-414818-XS	222507	MR-404818-XS	4,8	18 cm		
222516	MR-414820-XS	222508	MR-404820-XS	4,8	20 cm		
222517	MR-414822-XS	222509	MR-404822-XS	4,8	22 cm		
222518	MR-414824-XS	222510	MR-404824-XS	4,8	24 cm		
222519	MR-414826-XS	222511	MR-404826-XS	4,8	26 cm		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : unitaire

Composition de notre gamme de tuteurs



Fabriqué en polyuréthane (PUR)

- PUR souple
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Revêtement phosphorylchoïne ^{(1) (2) (3)}

- Limite le risque d'incrustation et d'infection, pour une utilisation de longue durée
- Morbidité minimisée¹

Radio-opaque + marqueurs de positionnement

- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Tuteur urétéral

- Orifices de drainage le long des crosses et du corps
- Embout ouvert

Contenu des kits urétéraux



Tuteur urétéral



Dispositif d'orientation
Longueur : 43 cm



Dispositif d'orientation avec raccord

- Poussoir
- Déconnecteur
- Raccord de fixation

Yellow Star® : kit tuteur urétéral double J longue durée

Les références

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIENTABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221011	EP-574726	4,7	26	0,028"	x	x
221012	EP-570624	06	24	0,035"		
221013	EP-570626	06	26	0,035"		
221014	EP-570628	06	28	0,035"		
221015	EP-570630	06	30	0,035"		
221016	EP-570724	07	24	0,035"		
221017	EP-570726	07	26	0,035"		
221018	EP-570728	07	28	0,035"		
221019	EP-570730	07	30	0,035"		
221021	EP-570826	08	26	0,035"		
221022	EP-570828	08	28	0,035"		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : par 10



White Star® : kit tuteur urétéral double J courte durée

Les références



Gamme **White-Star** : notre solution la plus économique

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIEN- TABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221162	ES-570626	06	26	0,035"	x	x
221163	ES-570628	06	28	0,035"		
221164	ES-570630	06	30	0,035"		
221165	ES-570724	07	24	0,035"		
221166	ES-570726	07	26	0,035"		
221167	ES-570728	07	28	0,035"		
221168	ES-570730	07	30	0,035"		
221159	ES-570524	4,7	24	0,028"		
221160	ES-570526	4,7	26	0,028"		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : par 10



Green Star® : kit tuteur urétéral double J courte & moyenne durée

Les références

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIEN- TABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221310	EG-570624	06	24	0,035"	x	x
221311	EG-570626	06	26	0,035"		
221312	EG-570628	06	28	0,035"		
221314	EG-570724	07	24	0,035"		
221315	EG-570726	07	26	0,035"		
221316	EG-570728	07	28	0,035"		
221317	EG-570730	07	30	0,035"		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : par 10



Yellow Star® Tumeur Stent : kit tuteur urétéral pour tumeur

Les références

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIENTABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221425	TU-570624	06	24	0,035"	x	x
221426	TU-570626	06	26	0,035"		
221427	TU-570628	06	28	0,035"		
221428	TU-570630	06	30	0,035"		
221431	TU-570724	07	24	0,035"		
221432	TU-570726	07	26	0,035"		
221433	TU-570728	07	28	0,035"		
221434	TU-570730	07	30	0,035"		
221435	TU-570732	07	32	0,035"		
221438	TU-570826	08	26	0,035"		
221439	TU-570828	08	28	0,035"		
221440	TU-570830	08	30	0,035"		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : par 10



Sondes urétérales

Pour le drainage du rein et injection de liquide de contraste.

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	Ø MAX FIL GUIDE	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
Sonde urétérale Embout Fermé Nélaton	3 FR	70 cm	0,035"	UK-500370	221870
	4 FR			UK-500470	221871
	5 FR			UK-500570	221872
	6 FR			UK-500670	221873
	7 FR			UK-500770	221874
Sonde urétérale Embout Ouvert Nélaton	3 FR	70 cm	0,035"	UK-600770	221875
	4 FR			UK-600470	221876
	5 FR			UK-600570	221877
	6 FR			UK-600670	221878
	7 FR			UK-600770	221879

DM de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : par 10

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	Ø MAX FIL GUIDE	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
Sonde urétérale Embout Fermé Nélaton	3 FR	70 cm	0,035"	UK-510370	221880
	4 FR			UK-510470	221881
	5 FR			UK-510570	221882
	6 FR			UK-510670	221883
	7 FR			UK-510770	221884
Sonde urétérale Embout Ouvert Nélaton	3 FR	70 cm	0,035"	UK-540370	221885
	4 FR			UK-540470	221886
	5 FR			UK-540570	221887
	6 FR			UK-540670	221888
	7 FR			UK-540770	221889

DM de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech - Conditionnement : par 10

Sondes urinaires Mono J

Une gamme de tuteurs mono J s'adaptant à l'ensemble de vos besoins à **court et moyen terme**.

White Star® MONO : kit tuteur urétéral simple J courte durée

Les références



Gamme **White-Star** : notre solution la plus économique

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	LONGUEUR FIL GUIDE (CM)	Ø FIL GUIDE	EMBOUT FIL GUIDE	RIGIDITÉ DE FIL GUIDE
Commande	Produit						
221201	ES-350471	04	70	125	0,025"	Droit	Standard
221202	ES-350571	4,7	70	175	0,028"		
221203	ES-350671	06	70		0,035"		
221204	ES-350771	07	70		0,035"		
221205	ES-350871	08	70		0,038"		
221206	ES-350971	09	70		0,045"		
221207	ES-351071	10	70		0,045"		
221208	ES-351271	12	70		0,045"		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 10



Green Star® MONO : kit tuteur urétéral double J courte & moyenne durée

Les références

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	LONGUEUR FIL GUIDE (CM)	Ø FIL GUIDE	EMBOUT FIL GUIDE	RIGIDITÉ DE FIL GUIDE
Commande	Produit						
221346	EG-350671	06	70	175	0,035"	Droit	Standard
221347	EG-350771	07	70		0,035"		
221348	EG-350871	08	70		0,038"		

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 10



Sondes de Pyéloplastie

Nos kits de sondes sont destinés à réparer le rétrécissement de la jonction pyélo-urétérale.

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	Ø MAX FIL GUIDE	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
Sonde de Pyéloplastie	4 FR	20/50 cm	0.025"	EK-610476	221996
	4.7 FR		0.028"	EK-610576	221997
	6 FR		0.035"	EK-610676	221998
	7 FR		0.035"	EK-610776	221999
	8 FR		0.038"	EK-610876	222000
	9 FR		0.038"	EK-610976	222001

DM de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 10

Les référence pédiatriques

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	Ø MAX FIL GUIDE	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
Sonde de Pyéloplastie	5 FR	6/20 cm	0.028"	EK-620528	222091
	6 FR	6/20 cm	0.035"	EK-620628	222092

DM de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 10

Kit de drainage suspubien

Pour le drainage et l'irrigation vésicale. Sondes vendues seules ou en kit de rechange.

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	VOLUME BALLONNET	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
Drainage vésical suspupien à ballonnet Supra-Fix intégrale	10 FR	30 cm	3 ml	SU-111026	221707
	10 FR	40 cm	3 ml	SU-111030	221708
	12 FR	30 cm	5 ml	SU-111226	221709
	12 FR	40 cm	5 ml	SU-111230	221710
	14 FR	40 cm	5 ml	SU-111430	221711
	8 FR	30 cm	1,5 ml	SU-110826	221706
Drainage vésical suspupien à ballonnet Supra-Fix BK	12 FR	40 cm	5 ml	SU-101040	221681
	14 FR	40 cm	5 ml	SU-101046	221682

DM de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 10

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Fournisseur	Produit
Drainage vésical suspupien en J Supra-Fix BK	10 FR	65 cm	SU-101046	221670
	12 FR	65 cm	SU-101240	221671
	8,5 FR	65 cm	SU-101040	221669
Drainage vésical suspupien en J Embout ouvert Supra-Fix BK	14 FR	65 cm	SU-121640	221675
Drainage vésical suspupien en J Embout fermé Supra-Fix BK	14 FR	65 cm	SU-121540	221676
Drainage vésical suspupien en J Supra-Fix BK canule fendue	8,5 FR	50 cm	SU-081050	222084

DM de classe IIa certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 10

Kit de néphrostomie

Kit de ponction pour néphrostomie percutanée.

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	LONGUEUR	DILATATEUR	RÉFÉRENCES	
				Fournisseur	Produit
NÉPHROSTOMIE BALLONET Kit de ponction intégrale	10 FR	40 cm	10/12 FR	RE-401033	221646
	12 FR		10/14 FR	RE-401233	221647
	14 FR		10/14/16 FR	RE-401433	221648
	16 FR		10/14/16 FR	RE-401633	222119
NÉPHROSTOMIE COURTE DURÉE Kit de ponction	6 FR	24 cm	7 FR	RC-400640	221582
	6 FR	34 cm	7 FR	RC-400650	221583
	7 FR	24 cm	8 FR	RC-400740	221584
	7 FR	34 cm	8 FR	RC-400750	221585
	8 FR	24 cm	9 FR	RC-400840	221586
	8 FR	34 cm	9 FR	RC-400850	221587
	9 FR	24 cm	10 FR	RC-400940	221588
	9 FR	34 cm	10 FR	RC-400950	221589
	10.5 FR	30 cm	8/12 FR	RC-401050	221590
	12 FR	30 cm	10/14 FR	RC-401250	221591
	11 FR	28 cm	8/12 FR	RC-401140	221631
	14 FR	28 cm	10/16 FR	RC-401440	221632
NÉPHROSTOMIE LONGUE DURÉE Kit de ponction Yellow	6 FR	24 cm	5/7 FR	RP-400640	221552
	6 FR	34 cm	5/7 FR	RP-400650	221553
	7 FR	24 cm	6/8 FR	RP-400740	221554
	7 FR	34 cm	6/8 FR	RP-400750	221555
	8 FR	24 cm	7/9 FR	RP-400840	221556
	8 FR	34 cm	7/9 FR	RP-400850	221557
	9 FR	24 cm	8/10 FR	RP-400940	221558
	9 FR	34 cm	8/10 FR	RP-400950	221559
	10.5 FR	30 cm	8/12 FR	RP-401050	221560
	12 FR	30 cm	10/14 FR	RP-401250	221561
	11 FR	28 cm	8/12 FR	RP-401140	221625
	14 FR	28 cm	10/14/16 FR	RP-401440	221626
	6 FR	24 cm	5/6 FR	RP-400640-K	222082

DM de classe IIb certifié CE0124 - Fabricant : Urotech GmbH - Conditionnement : par 5 ou par 10

Cystoscope souple à usage unique

NeoScope®Cysto

Poignée

- Ergonomie et poids réduit pour une manipulation aisée lors de la procédure.

Processeur

- Compatible avec nos deux processeurs Seegen mis à disposition dans l'établissement.

Caméra

- Camera CMOS haute qualité
- 400*400 Pixel avec pixels de taille supérieure à nos urétéroscopes
- Colorimétrie améliorée
- Meilleure gestion de la luminosité



Taille

- Diamètre externe réduit de 4,8 mm / 14,5FR tout en conservant un canal opérateur de 2,2 mm

Béquillage

- Béquillage de 210° haut et 130° bas pour une exploration aisée.

Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	RÉFÉRENCES	
		Fournisseur	Produit
CYSTOSCOPE À USAGE UNIQUE NeoScope®Cysto	14.4 FR	UV-100-E	222648

DM de classe IIa - Fabricant : Shanghai Seegen Photoelectric Technology
Conditionnement : 5 unités

Optique	Angle de vision	120°
	Profondeur de champs	5-50mm
	Résolution	400x400 pixels
Sélection d'insertion	Longueur	380mm
	Ø externe	14.4 Fr
	Ø distal	14.4 Fr
Béquillage	Angle	Haut : 210° Bas : 130°
Canal opérateur	Ø	2,2mm

Pince extractrice UroBite®

La pince de retrait Urobite® combine le design dent de rat et alligator pour permettre une **extraction sûre et efficace** des sondes double J pour une alternative aux pinces réutilisables.



Les références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
PINCE EXTRACTEUR DE SONDE DOUBLE J DENT DE RAT MORS ALLIGATOR	1.8 mm	60 cm	222606	GSF-18-600
		120 cm	222607	GSF-18-1200

Fabricant : EPflex - DM de classe Is certifié CE0297 - Conditionnement : boîte de 10 unités

Pince à biopsie

UroBite®

Pour prélèvement de la muqueuse.



Les références - Bouteille de recueil

DÉSIGNATION	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	VOLUME PRÉLÈVEMENT	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
UROBITE PINCE À BIOPSIE Longueur 60cm - Ø 1.8 mm UROBITE CYSTO - CUILLERES OVALES	2,00 mm	2,2 mm³	222666	GSF-CYS-18-600

Fabricant : Anrei - DM de classe IIa certifié CE0123 - Conditionnement : boîte de 5 unités

Tubulure d'irrigation **NeoRig® Urétéro**

Pour une utilisation en urétéroscopie avec endoscope réutilisable ou à usage unique.

Pompe manuelle

- ▶ Augmentation temporaire du flux si nécessaire
- ▶ Manipulation à une main aisée

Disponible en simple
ou double voie

Clamp manipulable à
une main



Connecteur 3 voies avec :

- ▶ Joint thorique haute qualité
- ▶ Irrigation avec robinet on/off
- ▶ Site supplémentaire pour injection ou aspiration

Les références

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	
	Commande	Produit
NEORIG®URETERO TUBULURE D'IRRIGATION 1 VOIE POUR URÉTÉROSCOPIE	222660	401216015
NEORIG®URETERO TUBULURE D'IRRIGATION 2 VOIES POUR URÉTÉROSCOPIE	222661	401216014

Fabricant : Urotech - DM de classe Is certifié CE0197 - Conditionnement : Boîte de 10 unités

Tubulure d'irrigation **NeoRig®**

Une gamme de tubulures d'irrigation disposant de chambres d'amorces souples ou rigides. Polyvalence des **3 embouts proximaux disponibles** : cône cranté pour sonde conique, tube en silicone ou raccord Luer-Lock mâle.

Les références

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	
	Souple	Rigide
NEORIG® TUBULURE D'IRRIGATION 1 VOIES *	202123	202125
NEORIG® TUBULURE D'IRRIGATION 2 VOIES **	202124	202126

Fabricant : Urotech - DM de classe Is certifié CE0197

*Conditionnement : Carton de 30 unités - **Conditionnement : Carton de 25 unités



Tubulure d'irrigation souple 1 voie



Tubulure d'irrigation rigide 2 voies

Gels lubrifiants stériles

Une large gamme de gels adaptés à toutes vos utilisations.

Hydrosoluble, non gras et non irritant.

Compatible avec les muqueuses, sans latex, sans phtalates, et sans Bisphénol A.

Les références

DÉSIGNATION	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
neojelly® Gel lubrifiant stérile	Sachet de 5 g	Boîte de 150 unités	250999	250999
	Tube de 5 g	Boîte de 48 unités	251000	251000
	Tube de 42 g	Boîte de 12 unités	251001	251001
	Tube de 82 g	Boîte de 12 unités	251002	251002
GEL KY® Gel lubrifiant stérile	Tube de 5 g	Boîte de 48 unités	250356	3005727
	Tube de 82g	Boîte de 48 unités	250355	3005719

NeoJelly® Fabricant : Jiangsu Province Jianerkang, dispositif médical stérile certifié CE0123 de classe IIa

KY® Fabricant : Reckitt Benckiser, dispositif médical stérile certifié CE1639 de classe IIa



neojelly®

Avec anesthésique lidocaïne

Chaque seringue est stérile, à usage unique, et garantit que la longueur intégrale de l'urètre soit couverte de lubrifiant afin d'obtenir une procédure aseptique.



Conditionnement 50 unités



Les références

DÉSIGNATION	VOLUME	LIDOCAÏNE 2%	CHLORHEXIDINE 0,05%	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
neojelly®lido Gel lubrifiant stérile	6 ml			250992	Y2060.105.0001
	12 ml			250993	Y2060.105.0002
neojelly®lido c Gel lubrifiant anesthésiant stérile	6 ml	x		250994*	Y2060.107.0001
	12 ml	x		250995*	Y2060.107.0002
neojelly® Gel lubrifiant anesthésiant stérile & chlorhexidine	6 ml	x	x	250996**	Y2060.107.0003
	12 ml	x	x	250997**	Y2060.107.0004

Gel lubrifiant - Fabricant : TURKUAZ, dispositif médical stérile à usage unique certifié CE2292, de classe IIa

Gel lubrifiant avec anesthésique local - Fabricant : TURKUAZ, dispositif médical stérile à usage unique certifié CE2292, de classe III

*Gel lubrifiant avec anesthésique local (lidocaïne 2%)

**Gel lubrifiant avec anesthésique local (lidocaïne 2%) et antiseptique (Gluconate de Chlorhexidine 0.05%)



📍 9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives 📞 +33 (0)5 62 57 69 00
📠 +33 (0)5 62 57 69 01 🌐 Découvrez notre site www.aseptinmed.fr

07/2025 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Crédit Photo : Asept InMed - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux destinés à l'endo-urologie - Fabricant et classes sous les tableaux de références - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.