

GAINÉ D'ACCÈS URÉTÉRAL

Pour utilisation en urétéroscopie souple

► Présentation technique

Mécanisme de verrouillage

- Sécurisation de l'embout distal
- Design préservant la muqueuse



Revêtement hydrophile externe

- Positionnement aisé et matériau protégeant la muqueuse

Revêtement téfloné interne



- Passage de l'urétéroscopie aisé
- Pas de dépôt de matière

Large choix de diamètre interne

- 10,12,14 Fr

Embout Pebax atraumatique

- Design préservant le méat urétéral



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø INTERNE	Ø EXTERNE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
GAINÉ D'ACCÈS URÉTÉRAL	10 Fr	12 Fr	35 cm	222263	AS-1235
	10 Fr	12 Fr	45 cm	222264	AS-1245
	12 Fr	14 Fr	35 cm	222265	AS-1435
	12 Fr	14 Fr	45 cm	222266	AS-1445
	14 Fr	16 Fr	35 cm	222267	AS-1635
	14 Fr	16 Fr	45 cm	222268	AS-1645

Conditionnement : boîte de 5 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

