

Gaine d'accès Aspirante

Gaine d'accès urétérale aspirante pour une utilisation en urétéroscopie souple.

► Présentation technique

Partie distale flexible

- Accès à toutes les zones du rein

Mandrin

- Insertion optimale

Embout souple

- Atraumatique pour le rein

Revêtement

- Hydrophile pour une facilité d'insertion
- Radio-opaque pour une visibilité optimale
- Avec graduation

Join torique breveté

- Pré-installé (déjà fixé)
- Étanche
- Démontable

Slider démontable

- Permet de régler l'intensité de l'aspiration





Les références

DÉSIGNATION	Ø INTERNE	Ø EXTERNE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
GAINE D'ACCÈS URÉTÉRALE ASPIRANTE	9 Fr	11 Fr	40 cm	222829	ASS-1140
	10 Fr	12 Fr	40 cm	222830	ASS-1240
	11 Fr	13 Fr	40 cm	222831	ASS-1340
	12 Fr	14 Fr	40 cm	222832	ASS-1440
	9 Fr	11 Fr	50 cm	222833	ASS-1150
	10 Fr	12 Fr	50 cm	222834	ASS-1250
	11 Fr	13 Fr	50 cm	222835	ASS-1350
	12 Fr	14 Fr	50 cm	222836	ASS-1450

Dispositif stérile à usage unique de classe IIa, certifié CE0197

Conditionnement : boîte de 5 unités

Deux bouteilles différentes - Les références

DÉSIGNATION	TAILLE	RÉFÉRENCES	
		Commande	Produit
BOUEILLE DE RECUEIL POUR ASPIRATION	180 ml	222837	ASSB-180
	50 ml	222838	ASSB-50

La bouteille est un dispositif de classe I

Conditionnement : boîte de 15 unités pour la référence 222837 et de 30 unités pour la référence 222838



Complément de gamme - neotube®

Tubulure d'aspiration pour raccordement à la source de vide.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
TUBULURE À DOUBLE GODETS Stérile	Ø interne 7 / Lg 210cm	202112

Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Fabricant Polymed - double conditionnement stérile

Conditionnement : carton de 30 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

