

# PINCE EXTRACTRICE

## UROBITE®

Pour retrait de sonde double J

### ► Descriptif

La pince de retrait **Urobite®** combine le design dent de rat et alligator pour permettre une **extraction sûre et efficace** des sondes double J pour une alternative aux pinces réutilisables.

► Efficacité et qualité du réutilisable dans une pince à usage unique

► Gaine flexible pour utilisation avec tout type de cystoscope

► Réduction du risque d'infections croisées (usage patient unique)

► Réduction des coûts de stérilisation (dispositif à usage unique)

► Pas de temps de retraitements nécessaires

► Association des mors alligator et dents de rats pour un retrait sûr

### LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
PINCE EXTRACTEUR DE SONDE DOUBLE J DENT DE RAT MORS ALLIGATOR	1.8 mm	60 cm	222606	GSF-18-600
		120 cm	222607	GSF-18-1200

Conditionnement : boîte de 10 unités



**Asept InMed®**

A MEDI-GLOBE COMPANY

Données revendiquées par le fabricant

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

