



UROLOGIE
ENDOSCOPIE

SONDES DE FOLEY

Pour le **drainage vésical** de courte durée, l'**irrigation**
et le **tamponnage** post opératoire.

- ▶ 100% silicone
- ▶ En latex siliconé
- ▶ Sondes prostatiques disponibles



SONDES DE FOLEY 100% SILICONE 2 VOIES


SONDE ASID BONZ®

UROSID® Basic avec **ligne radio-opaque** pour le **sondage ou le drainage vésical**.




EMBOUT NELATON

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	5-15	222148	642112
14	40	5-15	222149	642114
16	40	5-15	222150	642116
18	40	5-15	222151	642118
20	40	5-15	222152	642120
22	40	5-15	222153	642122
24	40	5-15	222154	642124



Embout Nelaton

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités



EMBOUT NELATON - PÉDIATRIQUE AVEC MANDRIN

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
08	31	3-5	222155	641008
10	31	3-5	222156	641010

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités



EMBOUT NELATON - GRAND VOLUME

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
16	40	30	222157	643016
18	40	30	222158	643018
20	40	30	222159	643020
22	40	30	222160	643022
24	40	30	222161	643024

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités

SONDES DE FOLEY 100% SILICONE 2 VOIES

SONDE ASID BONZ®

UROSID® avec **ligne radio-opaque** pour le **sondage ou le drainage vésical**.



EMBOUT NELATON


TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	5	222128	652012
14	40	5-10	222129	652014
16	40	5-10	222130	652016
18	40	5-10	222131	652018
20	40	5-10	222132	652020
22	40	5-10	222133	652022
24	40	5-10	222134	652024

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités

EMBOUT NELATON PÉDIATRIQUE AVEC MANDRIN

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
06	33	1.5	222135	651006

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités



Embout Nelaton


SONDE ASID BONZ®

UROSID® avec seringue pré-remplie Glyco-SID® et **ligne radio-opaque** pour le **sondage ou le drainage vésical**.

EMBOUT NELATON

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	10	222141	642012-P
14	40	10	222142	642014-P
16	40	10	222143	642016-P
18	40	10	222144	642018-P
20	40	10	222145	642020-P
22	40	10	222146	642022-P
24	40	10	222147	642024-P

DM de classe IIa - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités



Embout Nelaton

SONDES DE FOLEY **100% SILICONE 3 VOIES**


SONDE UROTECH®

Pour l'irrigation post-opératoire avec **ligne radio-opaque**.



EMBOUT NELATON

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
16	40	10	221946	MA-231605
18	40	10	221947	MA-231805
18	40	30	221948	MA-241830
20	40	10	221949	MA-232005
20	40	30	221950	MA-242030
22	40	10	221951	MA-232205
22	40	30	221952	MA-242230
24	40	30	221953	MA-242430




Embout Nelaton

DM de classe IIa - CE 0124 - Condt : Boîte de 10 unités


SONDE ASID BONZ®

UROSID® Basic pour l'irrigation post-opératoire avec **ligne radio-opaque**.



EMBOUT NELATON - GRAND VOLUME - 3 VOIES

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
16	40	30	222162	644016
18	40	30	222163	644018
20	40	30	222164	644020
22	40	30	222165	644022
24	40	30	222166	644024



Embout Nelaton

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités

SONDES DE FOLEY **LATEX SILICONÉ 2 VOIES**

SONDE ASID BONZ®

UROSID® pour le **sondage ou le drainage vésical**.



EMBOUT NELATON

EMBOUT NELATON - GRAND VOLUME

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	5-10	222178	662012
14	40	5-10	222179	662014
16	40	5-10	222180	662016
18	40	5-10	222181	662018
20	40	5-10	222182	662020
22	40	5-10	222183	662022
24	40	5-10	222184	662024
26	40	5-10	222185	662026

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	30	222189	663012
14	40	30	222190	663014
16	40	30	222191	663016
18	40	30	222192	663018
20	40	30	222193	663020
22	40	30	222194	663022
24	40	30	222195	663024
26	40	30	222196	663026

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités


DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités



EMBOUT NELATON - PÉDIATRIQUE AVEC MANDRIN

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
06	30	3	222186	661006
08	30	3-5	222187	661008
10	30	3-5	222188	661010

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités



Embout Nelaton



Embout Tiemann



EMBOUT TIEMANN

EMBOUT TIEMANN - GRAND VOLUME

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	5-10	222197	665012
14	40	5-10	222198	665014
16	40	5-10	222199	665016
18	40	5-10	222200	665018
20	40	5-10	222201	665020

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
12	40	30	222202	666012
14	40	30	222203	666014
16	40	30	222204	666016
18	40	30	222205	666018
20	40	30	222206	666020

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités

SONDE DE FOLEY **LATEX SILICONÉ 3 VOIES**


SONDE ASID BONZ®

UROSID® Pour l'irrigation post-opératoire.



EMBOUT NELATON - GRAND VOLUME

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
16	40	30	222207	668016
18	40	30	222208	668018
20	40	30	222209	668020
22	40	30	222210	668022
24	40	30	222211	668024
26	40	30	222212	668026



Embout Nelaton

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités

SONDE SUPRAPUBIENNE 2 VOIES

SONDE SUPRAPUBIENNE ASID BONZ®

UROSID® Basic avec **ligne radio-opaque** pour le **sondage ou le drainage vésical**.

EMBOUT DROIT - 2 VOIES

TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	BALLONNET CAPACITÉ (ML)	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
06	40	1,5	222167	645006
08	40	3	222168	645008
10	40	3-5	222169	645010
12	40	5-10	222170	645012
14	40	5-10	222171	645014
16	40	5-10	222172	645016
18	40	5-10	222173	645018
20	40	5-10	222174	645020
22	40	5-10	222175	645022
24	40	5-10	222176	645024
26	40	5-10	222177	645026

DM de classe IIb - CE 0481 - Condt : Boîte de 10 unités





9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

